

機械器具 58 整形用器具器械
管理医療機器 歯科矯正用レジン材料 70730000
オーソクリスタル

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は下記成分より構成される。

構成品	性状	成分
粉末	粉末	メタクリル酸エステルの共重合体、その他
液	液体	メチルメタクリレート、第三級アミン、着色材、その他

原理: 粉末と液を混和する。

***【使用目的又は効果】**

矯正用即時重合レジンとして製作及び修理に用いる。

1) 使用目的

床応用の矯正装置（リテナー、スクリュー、FKO等）の製作及び仮床、仮義歯（特に乳歯義歯）の製作、個人トレー等の製作に使用する。

2) 特徴

- ・フリカケ法（点滴法）、混和法、筆積法いずれの方法でも使用することができます。特にフリカケ法が行えるため、広い面積に迅速に操作することができます。
- ・透明感が高く、硬化後の変色が少ないので、粘膜面・歯牙・ワイヤー装着等の状態が良くわかります。
- ・粉末が容器の口からスムーズに落下し、粉末と液のなじみが良いため、液が均一に浸透します。
- ・硬化したレジン表面が滑らかなので、研磨時間が短縮できます。
- ・模型上での間接法、口腔内での直接法（歯科技工士は行わないこと）のいずれにも使用できます。

***【使用方法等】**

フリカケ法、混和法、筆積み法のいずれの方法でも使用することができ、模型上での間接法、口腔内での直接法（歯科技工士は行わないこと）のいずれにも使用できます。

本品は、粉末1gに対し液材0.45gの粉液比で混和をし、使用します。

1) フリカケ法

- ①石こう模型にレジン用分離材を均一に塗布します。乾燥しきた石こう模型は、水に浸して吸水させた後、塗布してください。
- ②矯正ワイヤー等の装置を定位位置に置きます。
- ③少量の粉末を薄く散布します。
- ④散布した粉末の上に液を滴下にて浸透させます。
- ⑤③、④の操作を繰り返し、積層していきます。
- ⑥粉末と液の混合物が不要な部分に流れないよう、模型の角度を調整して、静かに硬化を待ちます。低温の場合には、ぬるま湯（30°C～40°C）に浸すなどして加温すると硬化が促進されます。この場合、変形等が生じることがありますので注意してください。
- ⑦硬化後、通法により研磨します。

[使用方法に関する使用上の注意]

- 1) 重合した矯正床は、口腔内に装着するまで水中に保存し、残留モノマーを溶出せること。
- 2) レジン層が厚い場合には、反応熱により気泡を生じることがある為、盛り上げ操作を数回に分けるか、加圧重合器を使用すること。
- 3) ダッペングラス等に小出しにされた粉末、液は元の瓶に戻さないこと。
- 4) スポイトなどの先に粉末が付着したまま、液瓶に挿入しないこと。

***【使用上の注意】**

1) 使用注意

- ①本材が手指又は器具に付着した場合には、直ちにアルコールで拭き取ること。
- ②本材は可燃性なので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。また、テーブル、床上などにこぼした場合には、すぐに乾いた布でよく拭き取ること。
- ③本材の使用場所には消火装置を備えること。
- ④本材を使用する際には、適切な換気（1時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ⑤他のレジン粉末、液と混用しないこと。
- ⑥本材で口腔内での直接法は、歯科医師以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しづれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
- ②本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。本材を使用する際には必ず医療用（歯科用）手袋及び保護メガネ等を着用し、皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。なお、医療用（歯科用）手袋は本材の直接的接触を防ぐが、一部の有機溶媒・モノマーが短時間のうちに浸透することが知られているので液及び液混和物が付着した場合には、直ちに手袋を捨て、石鹼を使用して流水で洗浄すること。
- ③本材が、万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

3) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発赤、びらん、水疱、浮腫などの過敏症状が発生することがあります。

***【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。また、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・保管場所には、消防器具を備えること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

[使用期限]

本体に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。]

記載方法: 0 0 0 0 - 0 0 は

使用期限 0 0 0 0 年 0 0 月を示す。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

- * 製造販売元 : 株式会社ニッシン
住所 : 〒621-0001
電話番号 : 075-257-7255 (西日本営業所)
: 03-3836-3691 (東日本営業所)
: 0120-571939 (フリーダイヤル)
電話受付時間 月～金 (祝日を除く)
午前 10:00～午後 5:00
FAX : 075-257-7256
製造元 : 株式会社ニッシン (本社)
販売元 : 株式会社 JM Ortho