

# 20RM 簡易取扱説明書

## 使用手順

### ※ 対象物を入れる際



チャンパー(庫内)に入れる対象物の目安は、7割～8割を目安に入れて下さい。(取り出す際に滅菌パックが引っ掛かって取り難いのは×)中段の網棚は外して頂いて結構です。濡れた物、真空状態の物、50℃以上の温度に耐えられない物、また-50kpaの陰圧に耐えられない物は避けて下さい。

### ※ チェックカード



弊社チェックカードは裏側からガスを吸収し、茶色に変化します。なるべくガスを吸収しやすくする為、少し半分に折り曲げた状態で、滅菌パック内、或いは外側に置いて下さい。



インジケーターは、ホルマリンガス濃度が規定の1500PPM以上に到達して変色します。変色はまばらな時がありますが、薄く変色しておればOKです。

### ① 工程開始(器具)



準備が終了しましたら、後は工程を選んで頂いてボタンを押して頂きます。

#### 器具消毒

1時間40分の工程で、表面だけで良い鋼製小物などが対象です。  
30回カウントが1カウントづつ減算します。

### ② 工程開始(TB)



準備が終了しましたら、後は工程を選んで頂いてボタンを押して頂きます。

#### TB消毒

8時間10分の工程で、内腔のある管腔類(チューブなど)が対象です。リネン類もこのモードが対象になります。30回カウントが1カウントづつ減算します。

### ③ 工程から完了



左図のように工程を開始すると、全体の工程時間が表示されます。

工程が終了しましたら、ブザーと共に完了ランプが点灯します。

### ④ 解錠ボタン



工程終了後は必ず解錠ボタンを押して下さい。各モードの終了後、必ず押して頂かないと扉は開きません。

### ④ 扉開閉注意



工程が終了した直後は、扉をすぐ開けて頂いて結構ですが、工程終了から時間が経過しているようでしたら、浄化ボタンを押してから開けて下さい。(7分工程)  
ステンレス凹凸に入っているホルマリン粒子が再酸化する可能性があり、臭いの原因になります。また、リネン類をガス処理した際も、開ける際は浄化工程を念の為行って下さい。

# 20RM 簡易取扱説明書

## 希釈ホルマリン水・アンモニア水 交換手順



### ※ ホルマリン希釈水、アンモニア水

ホルマリン希釈水、アンモニア水が無くなりましたら、画面のようにライトが点灯します。薬液ボトルを交換して下さい。

【交換の方法は下の①②の通りです。】

### ① ホルマリン希釈水の交換 (必ず順番通りに行ってください。)



I) 上記写真のようにランプが点灯しましたら、**空のボトル**をセットして下さい。



II) 空のボトルをセットしましたら、**ホルマリン原液ボトル**を図の様に差し込んでセットして下さい。



III) **左のボタン**を1度だけ押して頂きます。すると自動的にホルマリン液のボトルラインまで液が充填されます。



IV) 次に、付属の精製水ボトルに**精製水**を入れて頂きます。



V) 入れて頂きましたら、ホルマリン原液と同じ要領で図の様に**精製水**ボトルをセットして下さい。



VI) **右のボタン**を1度だけ押して頂きます。すると自動的に精製水のボトルラインまで液が充填します。

### ② アンモニア水の交換

アンモニア水はメーカーの方で販売しています。在庫が無くなりましたら、メーカー或いは代理店に連絡して下さい。

取り付け方法は上記のホルマリン希釈水と同様、本体吸引キャップにねじ込んで頂くだけです。



## 中和液・消臭液 交換手順



### ※ 中和液・消臭液

中和液・消臭液を(15日間)、或いは(30回)使用し、どちらかが0になりますと、工程を作動できなくなります。中和・消臭液を交換して下さい。

【交換の方法は下の①②③の通りです。】

### ① 中和液・消臭液の廃液



あらかじめタンクのキャップを両方とも外しておきます。中和液槽・消臭液槽の下に、廃液用のコックがあります。これを片方ずつ開くと、下の廃液ドレーンから両方の薬液が出てきます。この薬液を桶に溜めて頂いて、水道水と一緒に廃液下さい。**中和液・消臭液共にPH7の中性**

### ② 中和液・消臭液の注入



廃液が終了しましたら、コックが**閉**になっている事を確認し、中和液・消臭液を付属のロートを使用し注入して下さい。

ロートを差し込んで頂けましたら、専用薬液を流し込んで頂くだけです。

### ③ 薬液交換終了



中和液・消臭液共にセットが終了しましたら、リセットボタンを**3秒間**長押しして下さい。表示カウントが元に戻ります・

中和液・消臭液の交換は、期限を守って頂くようお願い致します。