

器 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用顔弓 (40468000)
顎外補助装置

再使用禁止

【禁忌・禁止】

ニッケルに対しアレルギーのある患者には使用しないこと。
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料

ステンレス鋼、銀ろう

2. 形状

標準形状は下図のとおり。

フェイスボー



【使用目的又は効果】

歯列矯正用

【使用方法等】

歯列矯正のため、本品のインナーボウを口腔内の歯列矯正用器材に挿入し、アウターボウを歯列矯正用ヘッドギア等に結合して用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】 *

- ・開封前は特に指定しないが外圧がかからないように保管すること。
- ・一度開封した製品は、埃、水分等が付かないようにすること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】 * *

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：RMO, INC. (アメリカ)