

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯列矯正用ヘッドギア (31757000)
フェイスクリブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・本品の原材料に対して過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

標準形状は図のとおり。

標準寸法 (mm)			サイズ θ (°)	
縦	L	135.9	S	60
横	W	138.9	M	90
高さ	H	50	L	120
ワイヤ径	D	1.9		



2. 原材料

・本体

ワイヤー：ステンレス鋼（鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、窒素、リン、イオウ）

チンカップ：ポリプロピレンホモ重合体

・構成品

レストパッド：ポリプロピレンホモ重合体

ゲルライナー：ミネラルオイル、ポリエステル


【使用目的又は効果】

歯列矯正、歯牙又は歯列弓を前方に牽引し移動させる。


【使用方法等】

1. A、Bの調整と適合

フェイスクリブを額と頬の輪郭になるべく沿った形に調整する。



2. Cの部分を調整し、顔の長さに適応させる。




レストパッドが眉毛の上で
ぴったりと位置するように調整し、
フェイスクリブを外さなくても
会話できるようにする。

3. Dの部分を調整し、頬骨に当たらないよう注意する。

4. Eの部分を調整し、マウスボークリブを歯牙と一直線上で、
マウスラインのやや上のあたりにくるようにする。

このやや上方にかかる圧力によってフェイスクリブが定位置
に安定する。



5. 下顎の位置や、オトガイの筋肉の状態によっては、Fの部分
を調整することによりチンカップの上下的な位置調整が必要
となる。



【使用上の注意】*

<重要な基本的注意>

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
- ・フェイスボウの調整をする際は、マウスボウとフレームの溶接部に過度な力がかからないように、プライヤーで把持して屈曲すること。（指で曲げないこと。）
- ・チンカップの破損を防ぐ為、チンカップを持ってワイヤーをベンドすることは避けること。
- ・ゲルライナーは、使用毎にプラスチックのレストパッドから外さずに、洗顔用石鹸を泡立ててから、洗浄すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧がかからないように保管すること。
- ・加熱機器（ストーブ等）周辺には保管しないこと。

【製造販売者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 JM Ortho

住 所：東京都千代田区神田駿河台 2-2
御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番 号：03-5281-4711

F A X 番 号：03-5281-4716

製 造 業 者：Great Lakes Dental Technologies, LTD.
（アメリカ合衆国）