

2017年4月(第2版)

届出番号: 27B1X00118000001

2011年2月(第1版)

機械器具58 整形用機械器具

一般医療機器 歯列矯正用ヘッドギア 31757000

ネットキャップ

【形状、構造及び原理等】

患者の頭部を包み込む形状。

外寸: 縦 15~30×横 15~35 (単位 cm)

【使用目的又は効果】

歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加えるために使用する。

【使用方法等】

本体を患者の頭部を包み込むようにかぶせ、患者の口腔内に装着した歯列矯正用器材を固定する。

【使用上の注意】

破れ、ほつれ、その他異常のある場合は使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社ウィルデント

電話: 06-6367-0073