

JM ORTHO

MORITA DENTAL PRODUCTS  
製品カタログ

2021 ▶ 2022



## ごあいさつ

平素より株式会社 JM Ortho をご愛顧いただきありがとうございます。

この度、親会社(株)モリタがデンツプライシロナ(株)より、那須の工場を譲り受け、新たに(株)モリタデンタルプロダクツとして製造販売を始めることとなりました。

モリタグループで矯正分野を担当しております弊社(株)JM Ortho が、既存商品と共に、(株)モリタデンタルプロダクツが継続製造する矯正器材を取り扱わせていただきます。

新たに、弊社が取り扱います商品を皆様にお知らせするために、

別冊「MORITA DENTAL PRODUCTS 製品カタログ」をお届けいたします。

三金電化研究所から引き継がれてきた製造ノウハウで育まれた、皆さまご存知の商品が、私共の取扱い商品としてラインアップされております。コード番号・価格を変更させていただいておりますので、改めてご確認いただければと存じます。

なお、今回は、既にお手元にあります総合カタログ 2020-2022 との統合版として、2022 年秋に発行予定をしておりますが、それまでも改良・改善につとめ、仕様変更等が生じることもあります。是非、ホームページ <https://www.jmortho.co.jp> で、適宜ご確認いただければ幸いです。

2021 年 5 月 1 日

株式会社 JM Ortho 代表取締役 山崎 裕




●本カタログはデンツプライシロナ株式会社の矯正歯科製品を継承した株式会社モリタデンタルプロダクツの製品の販売を担当をする株式会社 JM Ortho が制作したものです。

●商品番号、価格は継承しておりませんので、ご注文の際はご確認いただきたく宜しくお願い申し上げます。

|            |     |
|------------|-----|
| クリスタブレース7  | P2  |
| クリスタブレース3  | P6  |
| クリアブラケット   | P8  |
| メタルブラケット   | P13 |
| アタッチメント    | P15 |
| クリアスナップ    | P16 |
| バックルチューブ   | P19 |
| ワイヤー       | P23 |
| 舌側弧線装置     | P31 |
| 顎外固定装置 他   | P32 |
| サプライ       | P33 |
| 索引及びお取引条件等 | P34 |

## クリスタブレース7

CrystaBrace®7  
クリスタブレース®7


ボンディングベース面の改良で  
接着強度アップ



ガラスと同等の透明性を持つ、  
機能と審美性を兼ね備えたポリアミド製ブラケットです。


## ゴールドスロット

金属スロットにゴールドブレイティングを施すことにより、スロットそのものの目立ちにくさはもちろん、ボディ本体も明るく見え、審美性がより向上します。



## レギュラスロット

金属スロットにメッキをしていないレギュラータイプもございます。



## クリスタブレース7



### 1 ガラスのような透明感

#### 患者様の歯の色調に同化するブラケットボディ

CB7 はガラスと同等の透過性、屈折率、そしてアッペ数（にじみの少なさ）を有しています。そのため、患者様の歯の色調に同化し、ブラケットは目立ちません。

| 光学的特性      | クリスタブレース素材 | ガラス       | 試験方法                |
|------------|------------|-----------|---------------------|
| 光透過率       | 91.7%      | 90-92%    | ISO 13468-2         |
| 光屈折率       | 1.52       | 1.43-2.14 | DIN 53491 (589.3nm) |
| アッペ数 (色分散) | 52         | 30-58     | DIN 53491           |

出典：材料メーカーカタログ

### 2 丈夫で長持ち

#### 強度、耐摩耗性、傷つきやすさを大幅に改善

従来の硬質ポリカーボネートと比較し、強度、耐摩耗性、傷つきやすさが大幅に改善されました。

|          | クリスタブレース素材   | 硬質ポリカーボネート   | 試験方法      |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| 摩耗性      | 18mg/100rev. | 27mg/100rev. | DIN 53754 |
| 引っかかり抵抗性 | 32%(にぎり度合い)  | 40%          | DIN 52347 |

出典：材料メーカーカタログ

### 3 いつまでも清潔な透明感


#### よごれや色素の吸着が少なく、いつまでも清潔な透明感を維持

高濃度ターメリック浸透試験においても色素の付着が少ないことが示されました。

#### 高濃度ターメリック浸透試験

クリスタブレース7

試験前 試験後



アルミナセラミックス

薄い黄色に不均一に染まっています。

試験前 試験後



## クリスタブレース7

## クリスタブレース7/ ゴールドスロット (ロスタイプ)

包装: 10個

|                        | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|------|-----------|-------|----------|------|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1                  | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB71001 20688000371001 | CB72001 20688000772001 |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB71002 1002           | CB72002 2002           |
| 2   2                  | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2      |      | R          | CB71003 1003           | CB72003 2003           |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB71004 1004           | CB72004 2004           |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5      |      | R          | CB71005 1005           | CB72005 2005           |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB71006 1006           | CB72006 2006           |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71009 20688000471009 | CB72009 20688000872009 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71010 1010           | CB72010 2010           |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB71018 20688000571018 | CB72018 20688000972018 |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB71017 1017           | CB72017 2017           |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71024 20688000671024 | CB72024 20688001072024 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71023 1023           | CB72023 2023           |
| 4   4                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB71007 20688000371007 | CB72007 20688000772007 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71011 20688000471011 | CB72011 20688000872011 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71012 1012           | CB72012 2012           |
| 5   5                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB71008 20688000371008 | CB72008 20688000772008 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71013 20688000471013 | CB72013 20688000872013 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71014 1014           | CB72014 2014           |
| 21   12 ※ <sup>1</sup> | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB71015 20688000571015 | CB72015 20688000972015 |
|                        | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB71016 1016           | CB72016 2016           |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB71019 1019           | CB72019 2019           |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB71020 1020           | CB72020 2020           |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71025 20688000671025 | CB72025 20688001072025 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71026 1026           | CB72026 2026           |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB71017 20688000571017 | CB72017 20688000972017 |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB71018 1018           | CB72018 2018           |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71023 20688000671023 | CB72023 20688001072023 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71024 1024           | CB72024 2024           |
| 4   4                  | -11° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB71021 20688000571021 | CB72021 20688000972021 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71027 20688000671027 | CB72027 20688001072027 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71028 1028           | CB72028 2028           |
| 5   5                  | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB71022 20688000571022 | CB72022 20688000972022 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB71029 20688000671029 | CB72029 20688001072029 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB71030 1030           | CB72030 2030           |

※上顎犬歯 アンギュレーション6° のカラーコードは紫です。※下顎切歯 トルク-5° のカラーコードは青です。

## 1 症例キット

|                        | フック     | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|------------------------|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3 ~ 3                  | フックなし   | 12個 | CBK71001 20688001171001 | CBK72001 20688001172001 |
| 3 ~ 3                  | 犬歯のみフック | 12個 | CBK71004 20688001371004 | CBK72004 20688001372004 |
| 5 ~ 5                  | フックなし   | 20個 | CBK71002 20688001271002 | CBK72002 20688001272002 |
| 5 ~ 5                  | 犬歯のみフック | 20個 | CBK71005 20688001471005 | CBK72005 20688001472005 |
| 5 ~ 5 上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK71003 20688001271003 | CBK72003 20688001272003 |

## クリスタブレース7/ ゴールドスロット (スタンダードタイプ)

包装: 10個

|                        | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|-----|-----------|-------|----------|------|------------|------------------------|------------------------|
| 21   12 ※ <sup>2</sup> | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      |      | R/L        | CB71501 20688000171501 | CB72501 20688000172501 |
| 2   2 ※ <sup>2</sup>   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB71502 1502           | CB72502 2502           |
| 543   345<br>543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      |      | R/L        | CB71503 1503           | CB72503 2503           |
|                        |     |           |       |          | フック付 | UL/LR      | CB71504 20688000271504 | CB72504 20688000272504 |
|                        |     |           |       |          | フック付 | UR/LL      | CB71505 1505           | CB72505 2505           |

# クリスタブレース7

## クリスタブレース7/レギュラスロット (ロスタイプ)

包装：10個

|                        | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|------|-----------|-------|----------|------|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1                  | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB73001 20688001673001 | CB74001 20688002074001 |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB73002 3002           | CB74002 4002           |
| 2   2                  | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2      |      | R          | CB73003 3003           | CB74003 4003           |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB73004 3004           | CB74004 4004           |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5      |      | R          | CB73005 3005           | CB74005 4005           |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB73006 3006           | CB74006 4006           |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB73009 20688001773009 | CB74009 20688002174009 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB73010 3010           | CB74010 4010           |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB73014 20688001873014 | CB74014 20688002274014 |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB73013 3013           | CB74013 4013           |
| 4   4                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB73007 20688001673007 | CB74007 20688002074007 |
| 5   5                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB73008 3008           | CB74008 4008           |
| 21   12 ※ <sup>1</sup> | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB73011 20688001873011 | CB74011 20688002274011 |
|                        | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB73012 3012           | CB74012 4012           |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB73015 3015           | CB74015 4015           |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB73016 3016           | CB74016 4016           |
|                        |      |           |       |          | フック付 | R          | CB73019 20688001973019 | CB74019 20688002374019 |
|                        |      |           |       |          | フック付 | L          | CB73020 3020           | CB74020 4020           |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB73013 20688001873013 | CB74013 20688002274013 |
|                        |      |           |       |          |      | L          | CB73014 3014           | CB74014 4014           |
| 4   4                  | -11° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB73017 3017           | CB74017 4017           |
| 5   5                  | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB73018 3018           | CB74018 4018           |

※上顎犬歯 アンギュレーション6° のカラーコードは紫です。※下顎切歯 トルク-5° のカラーコードは青です。

### 1 症例キット

|                      | フック     | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|----------------------|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3~3                  | フックなし   | 12個 | CBK73001 20688002473001 | CBK74001 20688002474001 |
| 3~3                  | 犬歯のみフック | 12個 | CBK73004 20688002673004 | CBK74004 20688002674004 |
| 5~5                  | フックなし   | 20個 | CBK73002 20688002573002 | CBK74002 20688002574002 |
| 5~5                  | 犬歯のみフック | 20個 | CBK73005 20688002773005 | CBK74005 20688002774005 |
| 5~5 上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK73003 20688002573003 | CBK74003 20688002574003 |

## クリスタブレース7/レギュラスロット (スタンダードタイプ)

包装：10個

|                        | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|-----|-----------|-------|----------|------------|------------------------|------------------------|
| 21   12 ※ <sup>2</sup> | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      | R/L        | CB73501 20688001573501 | CB74501 20688001574501 |
| 2   2 ※ <sup>2</sup>   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      | R/L        | CB73502 3502           | CB74502 4502           |
| 543   345<br>543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      | R/L        | CB73503 3503           | CB74503 4503           |

### ※<sup>1</sup> クリスタブレース7 ロスタイプについて

一部の部位において、症例に合わせたブラケットの選択が可能です。

○ 上顎犬歯では、10° または 6° のアンギュレーションが選択できます。

(アンギュレーション 6° のカラーコードは紫です。)

下顎犬歯では、-7° または 0° のトルクが選択できます。

(カラーコードはいずれも紫です。)

○ 下顎切歯では、-1° または -5° のトルクが選択できます。


(トルク -5° のカラーコードは青です。)

### ※<sup>2</sup> クリスタブレース7 スタンダードタイプについて

○ 上顎側切歯は、患者様の歯冠サイズに合わせて選択できます。

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理


### クリスタブレース7 カラーコード



注：一部異なるブラケットがございます。

## クリスタブレース3

CrystaBrace®3  
クリスタブレース®3



ボンディングベース面の改良で  
接着強度アップ



ガラスと同等の透明性を持つメタルフリーの  
目立たないポリアミド製ブラケットです。

### 1 目立たない

ガラスと同等の透明性。歯のシェードにかかわらず、  
ブラケットは目立ちません。



### 2 からだにやさしい

メタルフリーで金属アレルギーの方にも対応。

### 3 経済的

お求めやすい価格で、医院様の材料コストを軽減。

# クリスタブレース3

## クリスタブレース3 (ロスタイプ)

包装：10個

|                        | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|------|-----------|-------|----------|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1                  | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5      | R          | CB31001 20688003431001 | CB32001 20688003732001 |
| 2   2                  | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2      | R          | CB31002 1002           | CB32002 2002           |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5      | R          | CB31003 1003           | CB32003 2003           |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      | L          | CB31004 1004           | CB32004 2004           |
| 4   4                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      | R          | CB31005 1005           | CB32005 2005           |
|                        | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      | L          | CB31006 1006           | CB32006 2006           |
| 5   5                  | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      | R/L        | CB31012 1012           | CB32012 2012           |
|                        | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      | L          | CB31011 1011           | CB32011 2011           |
| 21   12 ※ <sup>1</sup> | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0      | R/L        | CB31007 1007           | CB32007 2007           |
|                        | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0      | R/L        | CB31008 1008           | CB32008 2008           |
| 3   3 ※ <sup>1</sup>   | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5      | R          | CB31009 1009           | CB32009 2009           |
|                        | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      | L          | CB31010 1010           | CB32010 2010           |
| 4   4                  | -11° | 0°        | 0°    | 3.2      | R          | CB31013 1013           | CB32013 2013           |
|                        | -11° | 0°        | 0°    | 3.2      | L          | CB31014 1014           | CB32014 2014           |
| 5   5                  | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      | R          | CB31011 1011           | CB32011 2011           |
|                        | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      | L          | CB31012 1012           | CB32012 2012           |
|                        | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      | R/L        | CB31015 1015           | CB32015 2015           |
|                        | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      | R/L        | CB31016 1016           | CB32016 2016           |

※上顎犬歯 アンギュレーション6° のカラーコードは紫です。※下顎切歯 トルク-5° のカラーコードは青です。

### 1 症例キット

|                       | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|-----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3 ~ 3                 | 12個 | CBK31001 206880035      | CBK32001 206880038      |
| 5 ~ 5                 | 20個 | CBK31002 20688003631002 | CBK32002 20688003932002 |
| 5 ~ 5 上顎犬歯6°アンギュレーション | 20個 | CBK31003 1003           | CBK32003 2003           |

## クリスタブレース3 (スタンダードタイプ)

包装：10個

|                        | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|------------------------|-----|-----------|-------|----------|------------|------------------------|------------------------|
| 21   12 ※ <sup>2</sup> | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      | R/L        | CB31501 20688002831501 | CB32501 20688003132501 |
| 2   2 ※ <sup>2</sup>   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      | R/L        | CB31502 1502           | CB32502 2502           |
| 543   345<br>543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      | R/L        | CB31503 1503           | CB32503 2503           |

### 1 症例キット

|       | 包装  | .018スロット           | .022スロット           |
|-------|-----|--------------------|--------------------|
| 3 ~ 3 | 12個 | CBK31501 206880029 | CBK32501 206880032 |
| 5 ~ 5 | 20個 | CBK31502 30        | CBK32502 33        |

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

#### ※<sup>1</sup> クリスタブレース3 ロスタイプについて

一部の部位において、症例に合わせたブラケットの選択が可能です。

- 上顎犬歯では、10° または 6° のアンギュレーションが選択できます。

(アンギュレーション 6° のカラーコードは紫です。)

下顎犬歯では、-7° または 0° のトルクが選択できます。

(カラーコードはいずれも紫です。)


- 下顎切歯では、-1° または -5° のトルクが選択できます。

(トルク -5° のカラーコードは青です。)

#### ※<sup>2</sup> クリスタブレース3 スタンダードタイプについて

- 上顎側切歯は、患者様の歯冠サイズに合わせて選択できます。


### クリスタブレース3 カラーコード




注：一部異なるブラケットがございます。

## クリアブラケット SL+(スーパーロック+)

20年以上にわたり全国の歯科大学付属病院や  
矯正専門医の先生方にご愛用頂いております。



ゴールドスロット




レギュラー SLOT

### 1 審美性が高く粘りの強い特殊コンポジットボディ

特殊コンポジットボディの採用により、高い審美性と耐久性をそなえております。また歯質より軟らかいポリカーボネート製なので、治療中の対合歯摩耗やディボンディング時のエナメル質へのダメージが軽減されます。


### 2 多くのボンディング材との相性のよいメカニカルベースのデザイン

メカニカルベース面は代表的な化学重合型ボンディング材はもちろん、ほとんどの光重合型ボンディング材でも接着が可能です。




### 3 特殊構造のパワースロットを採用

特殊構造のパワースロットにより、ワイヤーのトルクによるスロットの変形やスロットの歪みがおこりにくくなります。また摩擦抵抗を低く抑える設計になっており、より良いワイヤーの滑りが期待できます。



クリアブラケット カラーコード



注：一部異なるブラケットがございます。

# クリアブラケット SL+(スーパーロック+)

## クリアブラケット SL+/ ゴールドスロット (ロスタイプ)

包装：10個

|                | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|----------------|------|-----------|-------|----------|------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   1          | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB01001 2068800441001 | CB02001 2068800482001 |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB01002 1002          | CB02002 2002          |
| 2   2          | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2      |      | R          | CB01003 1003          | CB02003 2003          |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB01004 1004          | CB02004 2004          |
| 3   3          | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5      |      | R          | CB01005 1005          | CB02005 2005          |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB01006 1006          | CB02006 2006          |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01009 2068800451009 | CB02009 2068800492009 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01010 1010          | CB02010 2010          |
| ※ <sup>1</sup> | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB01018 2068800461018 | CB02018 2068800502018 |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB01017 1017          | CB02017 2017          |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01024 2068800471024 | CB02024 2068800512024 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01023 1023          | CB02023 2023          |
| 4   4          | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB01007 2068800441007 | CB02007 2068800482007 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01011 2068800451011 | CB02011 2068800492011 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01012 1012          | CB02012 2012          |
| 5   5          | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB01008 2068800441008 | CB02008 2068800482008 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01013 2068800451013 | CB02013 2068800492013 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01014 1014          | CB02014 2014          |
| 21   12        | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB01015 2068800461015 | CB02015 2068800502015 |
| ※ <sup>2</sup> | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB01016 1016          | CB02016 2016          |
| 3   3          | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB01019 1019          | CB02019 2019          |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB01020 1020          | CB02020 2020          |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01025 2068800471025 | CB02025 2068800512025 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01026 1026          | CB02026 2026          |
|                | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB01017 2068800461017 | CB02017 2068800502017 |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB01018 1018          | CB02018 2018          |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01023 2068800471023 | CB02023 2068800512023 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01024 1024          | CB02024 2024          |
| 4   4          | -11° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB01021 2068800461021 | CB02021 2068800502021 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01027 2068800471027 | CB02027 2068800512027 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01028 1028          | CB02028 2028          |
| 5   5          | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB01022 2068800461022 | CB02022 2068800502022 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB01029 2068800471029 | CB02029 2068800512029 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB01030 1030          | CB02030 2030          |

※<sup>1</sup>上顎犬歯 アンギュレーション6° のカラーコードは紫です。※<sup>2</sup>下顎切歯 トルク-5° のカラーコードは青です。

### 1 症例キット

|                      | フック     | 包装  | .018スロット               | .022スロット               |
|----------------------|---------|-----|------------------------|------------------------|
| 3~3                  | フックなし   | 12個 | CBK01001 206880060     | CBK02001 206880064     |
| 3~3                  | 犬歯のみフック | 12個 | CBK01004 206880062     | CBK02004 206880066     |
| 5~5                  | フックなし   | 20個 | CBK01002 2068800611002 | CBK02002 2068800652002 |
| 5~5                  | 犬歯のみフック | 20個 | CBK01005 206880063     | CBK02005 206880067     |
| 5~5 上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK01003 2068800611003 | CBK02003 2068800652003 |

## クリアブラケット SL+/ ゴールドスロット (スタンダードタイプ)

包装：10個

|                        | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|------------------------|-----|-----------|-------|----------|------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 21   12                | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      |      | R/L        | CB03505 2068800403505 | CB04505 2068800404505 |
| 2   2<br>21   12       | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB03501 2068800403501 | CB04501 2068800404501 |
| 543   345<br>543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      |      | R/L        | CB03502 3502          | CB04502 4502          |
|                        |     |           |       |          | フック付 | UL/LR      | CB03503 2068800413503 | CB04503 2068800414503 |
|                        |     |           |       |          | フック付 | UR/LL      | CB03504 3504          | CB04504 4504          |
| 21   12<br>シングル        | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB03506 2068800403506 | CB04506 2068800404506 |

## クリアブラケット SL+(スーパーロック+)

## クリアブラケット SL+/ ゴールドスロット (アレキサンダータイプ)

包装：10個

|                      | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック | Right/Left | .018スロット |               |
|----------------------|------|-----------|-------|---------|-----|------------|----------|---------------|
| 1   1 ※ <sup>1</sup> | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     |     | R          | CB01001  | 2068800441001 |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB01002  | 1002          |
| 2   2 ※ <sup>1</sup> | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     |     | R          | CB01003  | 1003          |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB01004  | 1004          |
| 3   3                | -1°  | 10°       | 0°    | 6.3     |     | R          | CB05001  | 2068800725001 |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB05002  | 5002          |
| 4   4                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB05003  | 5003          |
| 5   5                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB05004  | 5004          |
| 21   12              | -1°  | 0°        | 0°    | 4.4     |     | R/L        | CB05005  | 2068800725005 |
| ※ <sup>2</sup>       | -5°  | 0°        | 0°    | 4.4     |     | R/L        | CB05006  | 5006          |
| 3   3                | -7°  | 6°        | 0°    | 6.3     |     | R          | CB05007  | 5007          |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB05008  | 5008          |
| 4   4                | -11° | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB05009  | 5009          |
| 5   5                | -11° | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB05010  | 5010          |

※<sup>1</sup>アレキサンダータイプの上顎切歯はロスタイプの上顎切歯と同一商品になります。※<sup>2</sup>下顎切歯トルク -5° のカラーコードは青です。

## 1症例キット

|       | 包装  | .018スロット           |
|-------|-----|--------------------|
| 3 ~ 3 | 12個 | CBK05001 206880075 |
| 5 ~ 5 | 20個 | CBK05002 206880076 |

※1症例キットの下顎切歯のトルクは -5° となります。

## クリアブラケット SL+/ ゴールドスロット (リケッツタイプ)



包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .018スロット |               |
|---------|------|-----------|-------|---------|------|------------|----------|---------------|
| 1   1   | 22°  | 5°        | 0°    | 3.5     |      | R          | CB07001  | 2068800687001 |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB07002  | 7002          |
| 2   2   | 14°  | 8°        | 0°    | 3.2     |      | R          | CB07003  | 7003          |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB07004  | 7004          |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     |      | R          | CB07005  | 7005          |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB07006  | 7006          |
|         |      |           |       |         | フック付 | R          | CB07008  | 2068800697008 |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CB07009  | 7009          |
| 54   45 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB07007  | 2068800687007 |
| 21   12 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.0     |      | R/L        | CB07010  | 2068800707010 |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     |      | R          | CB07011  | 7011          |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB07012  | 7012          |
|         |      |           |       |         | フック付 | R          | CB07015  | 2068800717015 |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CB07016  | 7016          |
| 4   4   | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB07013  | 2068800707013 |
| 5   5   | -14° | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB07014  | 7014          |

※リケッツタイプのベースはSL(スーパーロック)になっておりません。

医療機器認証番号 20800BZZ00510000 管理

## クリアブラケット カラーコード



注：一部異なるブラケットがございます。

# クリアブラケット SL+(スーパーロック+)

## クリアブラケット SL+/レギュラスロット (ロスタイプ)

包装：10個

|                | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|----------------|------|-----------|-------|----------|------|------------|------------------------|------------------------|
| 1   1          | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB11001 20688008211001 | CB12001 20688008612001 |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB11002 1002           | CB12002 2002           |
| 2   2          | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2      |      | R          | CB11003 1003           | CB12003 2003           |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB11004 1004           | CB12004 2004           |
| 3   3          | 0°   | 10°       | 0°    | 3.5      |      | R          | CB11005 1005           | CB12005 2005           |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB11006 1006           | CB12006 2006           |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11009 20688008311009 | CB12009 20688008712009 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11010 1010           | CB12010 2010           |
| ※ <sup>1</sup> | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB11018 20688008411018 | CB12018 20688008812018 |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB11017 1017           | CB12017 2017           |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11024 20688008511024 | CB12024 20688008912024 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11023 1023           | CB12023 2023           |
| 4   4          | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB11007 20688008211007 | CB12007 20688008612007 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11011 20688008311011 | CB12011 20688008712011 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11012 1012           | CB12012 2012           |
| 5   5          | -7°  | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB11008 20688008211008 | CB12008 20688008612008 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11013 20688008311013 | CB12013 20688008712013 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11014 1014           | CB12014 2014           |
| 21   12        | -1°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB11015 20688008411015 | CB12015 20688008812015 |
| ※ <sup>2</sup> | -5°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB11016 1016           | CB12016 2016           |
| 3   3          | -7°  | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB11019 1019           | CB12019 2019           |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB11020 1020           | CB12020 2020           |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11025 20688008511025 | CB12025 20688008912025 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11026 1026           | CB12026 2026           |
|                | 0°   | 6°        | 0°    | 3.5      |      | R          | CB11017 20688008411017 | CB12017 20688008812017 |
|                |      |           |       |          |      | L          | CB11018 1018           | CB12018 2018           |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11023 20688008511023 | CB12023 20688008912023 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11024 1024           | CB12024 12024          |
| 4   4          | -11° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB11021 20688008411021 | CB12021 20688008812021 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11027 20688008511027 | CB12027 20688008912027 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11028 11028          | CB12028 2028           |
| 5   5          | -17° | 0°        | 0°    | 3.2      |      | R/L        | CB11022 20688008411022 | CB12022 20688008812022 |
|                |      |           |       |          | フック付 | R          | CB11029 20688008511029 | CB12029 20688008912029 |
|                |      |           |       |          | フック付 | L          | CB11030 1030           | CB12030 2030           |

※<sup>1</sup>上顎犬歯 アンギュレーション6° のカラーコードは紫です。※<sup>2</sup>下顎切歯 トルク-5° のカラーコードは青です。

### 1 症例キット

|                      | フック     | 包装  | .018スロット                | .022スロット                |
|----------------------|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 3~3                  | フックなし   | 12個 | CBK11001 206880052      | CBK12001 206880056      |
| 3~3                  | 犬歯のみフック | 12個 | CBK11004 206880054      | CBK12004 206880058      |
| 5~5                  | フックなし   | 20個 | CBK11002 20688005311002 | CBK12002 20688005712002 |
| 5~5                  | 犬歯のみフック | 20個 | CBK11005 206880055      | CBK12005 206880059      |
| 5~5 上顎犬歯 6°アンギュレーション | フックなし   | 20個 | CBK11003 20688005311003 | CBK12003 20688005712003 |

## クリアブラケット SL+/レギュラスロット (スタンダードタイプ)

包装：10個

|           | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット               | .022スロット               |
|-----------|-----|-----------|-------|----------|------|------------|------------------------|------------------------|
| 21   12   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      |      | R/L        | CB13505 20688007913505 | CB14505 20688008114505 |
| 2   2     | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB13501 20688007713501 | CB14501 20688007914501 |
| 543   345 | 0°  | 0°        | 0°    | 3.5      |      | R/L        | CB13502 3502           | CB14502 4502           |
|           |     |           |       |          | フック付 | UL/LR      | CB13503 20688007813503 | CB14503 20688008014503 |
|           |     |           |       |          | フック付 | UR/LL      | CB13504 3504           | CB14504 4504           |
| 21   12   | 0°  | 0°        | 0°    | 3.0      |      | R/L        | CB13506 20688007913506 | CB14506 20688008114506 |
| シングル      |     |           |       |          |      |            |                        |                        |

# クリアブラケット SL+(スーパーロック+)

## クリアブラケット SL+/レギュラスロット (アレキサンダータイプ)

包装：10個

|                      | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック | Right/Left | .018スロット               | .022スロット |
|----------------------|------|-----------|-------|---------|-----|------------|------------------------|----------|
| 1   1 ※ <sup>1</sup> | 14°  | 5°        | 0°    | 3.5     |     | R          | CB11001 20688008211001 |          |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB11002 1002           |          |
| 2   2 ※ <sup>2</sup> | 7°   | 8°        | 0°    | 3.2     |     | R          | CB11003 1003           |          |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB11004 1004           |          |
| 3   3                | -1°  | 10°       | 0°    | 6.3     |     | R          | CB15001 20688009415001 |          |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB15002 5002           |          |
| 4   4                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB15003 5003           |          |
| 5   5                | -7°  | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB15004 5004           |          |
| 21   12              | -1°  | 0°        | 0°    | 4.4     |     | R/L        | CB15005 20688009415005 |          |
| ※ <sup>2</sup>       | -5°  | 0°        | 0°    | 4.4     |     | R/L        | CB15006 5006           |          |
| 3   3                | -7°  | 6°        | 0°    | 6.3     |     | R          | CB15007 5007           |          |
|                      |      |           |       |         |     | L          | CB15008 5008           |          |
| 4   4                | -11° | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB15009 5009           |          |
| 5   5                | -11° | 0°        | 0°    | 5.1     |     | R/L        | CB15010 5010           |          |

※<sup>1</sup>アレキサンダータイプの上顎切歯はロスタイプの上顎切歯と同一商品になります。※<sup>2</sup>下顎切歯トルク -5° のカラーコードは青です。

### 1症例キット

|       | 包装  | .018スロット           |
|-------|-----|--------------------|
| 3 ~ 3 | 12個 | CBK15001 206880073 |
| 5 ~ 5 | 20個 | CBK15002 206880074 |

※1症例キットの下顎切歯のトルクは -5° となります。

## クリアブラケット SL+/レギュラスロット (リケッツタイプ)



包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン(mm) | フック  | Right/Left | .018スロット               |
|---------|------|-----------|-------|---------|------|------------|------------------------|
| 1   1   | 22°  | 5°        | 0°    | 3.5     |      | R          | CB17001 20688009017001 |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB17002 7002           |
| 2   2   | 14°  | 8°        | 0°    | 3.2     |      | R          | CB17003 7003           |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB17004 7004           |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     |      | R          | CB17005 7005           |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB17006 7006           |
|         |      |           |       |         | フック付 | R          | CB17008 20688009117008 |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CB17009 7009           |
| 54   45 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB17007 20688009017007 |
| 21   12 | 0°   | 0°        | 0°    | 3.0     |      | R/L        | CB17010 20688009217010 |
| 3   3   | 7°   | 5°        | 0°    | 3.5     |      | R          | CB17011 7011           |
|         |      |           |       |         |      | L          | CB17012 7012           |
|         |      |           |       |         | フック付 | R          | CB17015 20688009317015 |
|         |      |           |       |         | フック付 | L          | CB17016 7016           |
| 4   4   | 0°   | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB17013 20688009217013 |
| 5   5   | -14° | 0°        | 0°    | 3.5     |      | R/L        | CB17014 7014           |

※リケッツタイプのベースはSL(スーパーロック)になっておりません。

医療機器認証番号 20800BZZ00510000 管理

### クリアブラケット カラーコード



注：一部異なるブラケットがございます。


# メタルブラケット



**コンパクトなボディと丸みを帯びたデザインで  
患者様の治療中の負担を軽減します。**

削り出しによる製造により、  
金属強度が強くスロットの潰れや  
開きなどの変化が少なく、  
安心してお使いいただくことができます。

メタルブラケット カラーコード



※上顎犬歯 アンギュレーション6° のカラーコードは  
紫です。

## メタルブラケット/レギュラスロット (ロスタイプ)

包装：10個

|         | トルク  | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック  | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|---------|------|-----------|-------|----------|------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   1   | 14°  | 5°        | 0°    | 3.2      |      | R          | MBR1001 2068800951001 | MBR2001 2068800992001 |
|         |      |           |       |          |      | L          | MBR1002 1002          | MBR2002 2002          |
| 2   2   | 7°   | 8°        | 0°    | 2.6      |      | R          | MBR1003 1003          | MBR2003 2003          |
|         |      |           |       |          |      | L          | MBR1004 1004          | MBR2004 2004          |
| 3   3   | 0°   | 10°       | 0°    | 2.9      |      | R          | MBR1005 1005          | MBR2005 2005          |
|         |      |           |       |          |      | L          | MBR1006 1006          | MBR2006 2006          |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1009 2068800961009 | MBR2009 2068801002009 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1010 1010          | MBR2010 2010          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 2.9      |      | R          | MBR1017 2068800971017 | MBR2017 2068801012017 |
|         |      |           |       |          |      | L          | MBR1016 1016          | MBR2016 2016          |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1023 2068800981023 | MBR2023 2068801022023 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1022 1022          | MBR2022 2022          |
| 4   4   | -7°  | 0°        | 0°    | 2.9      |      | R/L        | MBR1007 2068800951007 | MBR2007 2068800992007 |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1011 2068800961011 | MBR2011 2068801002011 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1012 1012          | MBR2012 2012          |
| 5   5   | -7°  | 0°        | 0°    | 2.9      |      | R/L        | MBR1008 2068800951008 | MBR2008 2068800992008 |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1013 2068800961013 | MBR2013 2068801002013 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1014 1014          | MBR2014 2014          |
| 21   12 | -1°  | 0°        | 0°    | 2.3      |      | R/L        | MBR1015 2068800971015 | MBR2015 2068801012015 |
| 3   3   | -7°  | 6°        | 0°    | 2.9      |      | R          | MBR1018 1018          | MBR2018 2018          |
|         |      |           |       |          |      | L          | MBR1019 1019          | MBR2019 2019          |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1024 2068800981024 | MBR2024 2068801022024 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1025 1025          | MBR2025 2025          |
|         | 0°   | 6°        | 0°    | 2.9      |      | R          | MBR1016 2068800971016 | MBR2016 2068801012016 |
|         |      |           |       |          |      | L          | MBR1017 1017          | MBR2017 2017          |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1022 2068800981022 | MBR2022 2068801022022 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1023 1023          | MBR2023 2023          |
| 4   4   | -11° | 0°        | 0°    | 2.9      |      | R/L        | MBR1020 2068800971020 | MBR2020 2068801012020 |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1026 2068800981026 | MBR2026 2068801022026 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1027 1027          | MBR2027 2027          |
| 5   5   | -17° | 0°        | 0°    | 2.9      |      | R/L        | MBR1021 2068800971021 | MBR2021 2068801012021 |
|         |      |           |       |          | フック付 | R          | MBR1028 2068800981028 | MBR2028 2068801022028 |
|         |      |           |       |          | フック付 | L          | MBR1029 1029          | MBR2029 2029          |

## 1症例キット

|     | 包装    | .018スロット                   | .022スロット               |
|-----|-------|----------------------------|------------------------|
| 5～5 | フックなし | 20個 MBRK1001 2068801031001 | MBRK1002 2068801031002 |

医療機器認証番号 21000BZZ00656000 管理

## メタルブラケット

## メタルブラケット スタンダードタイプ

包装：10個

|                                    | トルク | アンギュレーション | オフセット | スパン (mm) | フック | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|-----|------------|-----------------------|-----------------------|
| $\frac{1}{1} \mid \frac{1}{1}$     | 0°  | 0°        | 0°    | 3.3      |     | R/L        | MBS1501 2068801041501 | MBS2501 2068801042501 |
| ※大バージョン                            |     |           |       | 3.7      |     | R/L        | MBS1502 1502          | MBS2502 2502          |
| $\frac{2}{2} \mid \frac{2}{2}$     | 0°  | 0°        | 0°    | 2.7      |     |            | MBS1503 1503          | MBS2503 2503          |
| $\frac{3}{3} \mid \frac{3}{3}$     | 0°  | 0°        | 0°    | 3.1      |     | R/L        | MBS1504 1504          | MBS2504 2504          |
| $\frac{54}{54} \mid \frac{45}{45}$ | 0°  | 0°        | 0°    | 2.9      |     | R/L        | MBS1505 1505          | MBS2505 2505          |
| $\frac{12}{12} \mid \frac{12}{12}$ | 0°  | 0°        | 0°    | 2.3      |     | R/L        | MBS1506 1506          | MBS2506 2506          |
| $\frac{6}{6} \mid \frac{6}{6}$     | 0°  | 0°        | 0°    | 3.7      |     | UL/LR      | MBS1508 1508          |                       |
|                                    |     |           |       |          |     | UR/LL      | MBS1507 1507          |                       |


## 1症例キット

|     | 包装  | .018スロット               | .022スロット               |
|-----|-----|------------------------|------------------------|
| 5～5 | 20個 | MBSK1001 2068801051001 | MBSK1002 2068801051002 |

※スタンダードタイプの1症例キットについて、上顎側切歯は大バージョンとなります。

医療機器認証番号 21000BZZ00656000 管理



## メタルブラケット カラーコード



# クリンパブルフック / クリスタボタン / クリアボタン / その他

## クリンパブルフック ダブルタイプ

アーチワイヤーの任意の位置に装着できるフックです。  
また、症例にあわせて2種類の高さをお選びいただけます。




|                                                              | 包装 | 商品番号 |           |
|--------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| クリンパブルフック ダブルタイプ<br>使用ワイヤー許容径: .016" × .016" ~ .021" × .025" | 10 | CPHW | 206880109 |

医療機器認証番号 225AGBZX00071000 管理

## クリスタボタン / クリアボタン / プラスチックアタッチメント ロングタイプ

コンパクトなボディにより、通常のブラケットでは装着できない叢生部位に適応し、治療効率をアップします。

### クリスタボタン / クリアボタン



| 寸法(mm)       | 縦(A) | 横(B) | 高さ(C) |
|--------------|------|------|-------|
| クリスタボタン      | 3.2  | 2.6  | 2.0   |
| クリアボタン レギュラー | 3.2  | 2.6  | 2.0   |
| クリアボタン Sサイズ  | 2.9  | 2.3  | 2.0   |

クリスタボタン / クリアボタンは前歯部位の舌側転移やばげしい叢生により、クリスタブレース7等のブラケットを装着できない部位に適用するアタッチメントです。歯冠半分位までの叢生がオープンコイルを用いずに改善可能です。中央のラウンドホールに.010"~.014"程度のNi-Ti系のワイヤーを通してご使用下さい。



クリアボタン


|         | 包装 | 商品番号 |           |
|---------|----|------|-----------|
| クリスタボタン | 10 | CRBN | 206880108 |

医療機器認証番号 223AGBZX00116000 管理

|              | 包装 | 商品番号 |              |
|--------------|----|------|--------------|
| クリアボタン レギュラー | 10 | CBN  | 206880106CBN |
| クリアボタン Sサイズ  | 10 | CBNS | CBNS         |

医療機器承認番号 21600BZZ00454000 管理


### プラスチックアタッチメント ロングタイプ



| 寸法(mm) |      |       |
|--------|------|-------|
| 縦(A)   | 横(B) | 高さ(C) |
| 2.5    | 3.5  | 2.2   |

プラスチックアタッチメント ロングタイプは、通常のブラケットより35%\*上下幅が短く、ブラケットの装着が難しい狭小部分に装着可能なアタッチメントです。

\*クリスタブレースシリーズ / クリアブラケットとの比較



プラスチックアタッチメント  
ロングタイプ

|                                                  | 包装 | 商品番号 |           |
|--------------------------------------------------|----|------|-----------|
| プラスチックアタッチメント ロングタイプ<br>使用ワイヤー許容径: .021" × .025" | 10 | PAL  | 206880107 |

医療機器認証番号 225AGBZX00072000 管理

## クリアスナップ

### 装着するだけで、ローフリクション治療を実現する結紮装置


#### 1 セルフ／ノンセルフライゲーション切り替え可能

スナップを、クリスタブレースシリーズ、クリアブラケットへ装着するだけで必要な部位や必要な治療ステージだけをローフリクションにすることができます。

#### 2 装置の破損によるブラケットの付け替えが不要

クリアスナップとブラケットは完全なセパレートタイプなので、一体型にありがちなセルフライゲेटィング部分が破損したためブラケットを付け替えなければならない、という心配がありません。

クリスタブレース7との組み合わせ



クリスタブレース3との組み合わせ



クリアブラケットとの組み合わせ



経済性を考慮し、  
3種類のブラケットへの  
共通使用を実現しました。


# クリアスナップ

## クリアスナップの着脱方法

### 装着




スナップをお手持ちのモスキート  
ブライヤーなどで把持します。



歯頸部側のウイングに掛けます。



歯面に押し付けるように切端側のウイング  
に押し込みます。



回転させてホームベース形状の持ち手を  
撤去します。

### 撤去



先端の小さいピンカッターなどでスロット上の  
バーを切断してください。  
切断時にはブラケットを挟み込まないよう注意し  
てください。また、バキュームなどで吸い込みな  
がら切断すると撤去したスナップの回収が容易で  
あるとともに誤飲の防止にもなります。

## 小臼歯メタルブラケット用スナップ

小臼歯部位はメタルブラケットを併用される先生方  
のご要望にお応えし、小臼歯メタルブラケット用のス  
ナップもございます。

小臼歯メタルブラケット用スナップは全部位共用の  
為、経済的にお使いいただけます。



## クリアスナップ

## クリアスナップ ロスタイプ レギュラー

| フック     | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |               |
|---------|------------|----|-------------|---------------|
| 1   1   | R          | 10 | CSRUR1      | 206880113UR1  |
|         | L          |    | CSRUL1      | UL1           |
| 2   2   | R          | 10 | CSRUR2      | UR2           |
|         | L          |    | CSRUL2      | UL2           |
| 3   3   | R          | 10 | CSRUR3      | UR3           |
|         | L          |    | CSRUL3      | UL3           |
| フック付    | R          |    | CSRUR3H     | 206880115UR3H |
| フック付    | L          |    | CSRUL3H     | UL3H          |
| 54   45 | R/L        | 20 | CSR45       | 206880116U45  |
| 21   12 | R/L        | 20 | CSRL12      | 206880116L12  |
| 3   3   | R          | 10 | CSRLR3      | 206880117LR3  |
|         | L          |    | CSRL3       | LL3           |
| フック付    | R          |    | CSRLR3H     | 206880118LR3H |
| フック付    | L          |    | CSRL3H      | LL3H          |
| 54   45 | R/L        | 20 | CSRL45      | 206880116L45  |

## 1症例キット5〜5

| フック       | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |           |
|-----------|------------|----|-------------|-----------|
| 1症例キット5〜5 | フックなし      | 20 | CSRK        | 206880112 |

## クリアスナップ スタンダードタイプ レギュラー

| フック       | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |           |
|-----------|------------|----|-------------|-----------|
| 切歯・犬歯・小臼歯 | R/L        | 20 | CSSK        | 206880110 |
| フック付      | R/L        |    | CSSHK       | 206880111 |

## クリアスナップ メタルブラケット用(小臼歯)

| フック     | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |           |
|---------|------------|----|-------------|-----------|
| 54   45 | R/L        | 20 | CSR45M      | 206880180 |

## クリアスナップ ロスタイプ ニュー

| フック     | Right/Left | 入数 | .018/.022共通 |              |
|---------|------------|----|-------------|--------------|
| 1   1   | R          | 10 | CSRNR1      | 206880119UR1 |
|         | L          |    | CSRNL1      | UL1          |
| 2   2   | R          | 10 | CSRNR2      | UR2          |
|         | L          |    | CSRNL2      | UL2          |
| 3   3   | R          | 10 | CSRNR3      | UR3          |
|         | L          |    | CSRNL3      | UL3          |
| 54   45 | R/L        | 20 | CSRNU45     | 206880120U45 |
| 21   12 | R/L        | 20 | CSRNL12     | 206880120L12 |
| 3   3   | R          | 10 | CSRNL3      | 206880121LR3 |
|         | L          |    | CSRNL3      | LL3          |
| 54   45 | R/L        | 20 | CSRNL45     | 206880122    |

医療機器承認番号 21500BZZ00512000 管理

## ・レギュラーの利点


治療初期の叢生が強い部位でも装着が可能です。

## ・ニューの利点

ローテーションコントロールの確実性が向上しました。


スライディング  
による犬歯の遠  
心移動用にフッ  
ク付きもご用意  
しております。

## スナップ カラーコード

スナップの持ち手部分に部位ごとに  
カラーマーキングがしてあります。



## バッカルチューブ

### 小さくコンパクトな口腔粘膜にやさしいチューブ



ワイヤー挿入口やフェイスボウの挿入口にはスロープをつけ、スムーズに入るようにしています。  
また、チューブ自体をロープロファイルにし、患者様の口腔内の違和感を軽減しています。

#### 使いやすい設計



## バックルチューブ

## トリプルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

|                     |  | トルク                                                                               | ディスタ<br>ル<br>オフ<br>セット | スパン | H/G | ウェルド /<br>DBS | Right / Left | .018スロット | .022スロット |               |         |               |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------|--------------|----------|----------|---------------|---------|---------------|
| <u>6</u>   <u>6</u> |  |  | 0°                     | 0°  | 3.5 | .045"         | ウェルド         | R        | BTT1001  | 2068801281001 | BTT2001 | 2068801282001 |
|                     |  |                                                                                   |                        |     |     |               |              | L        | BTT1002  | 1002          | BTT2002 | 2002          |
|                     |  |                                                                                   | -10°                   | 10° | 3.5 | .045"         | ウェルド         | R        | BTT1003  | 1003          | BTT2003 | 2003          |
|                     |  |                                                                                   |                        |     |     |               |              | L        | BTT1004  | 1004          | BTT2004 | 2004          |

## ダブルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

|                                                                                     |       | トルク | ディスタ<br>ル<br>オフ<br>セット | スパン  | ウェルド /<br>DBS | Right / Left | .018スロット | .022スロット      |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------|------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|    | 6   6 | 0°  | 0°                     | 3.1  | ウェルド          | R            | BTW1002  | 2068801241002 | BTW2002       | 2068801262002 |
|                                                                                     |       |     |                        |      |               | L            | BTW1001  | 1001          | BTW2001       | 2001          |
|                                                                                     | -10°  | 10° | 3.1                    | ウェルド | R             | BTW1003      | 1003     | BTW2003       | 2003          |               |
|                                                                                     |       |     |                        |      | L             | BTW1004      | 1004     | BTW2004       | 2004          |               |
|    | 6   6 | 0°  | 0°                     | 3.1  | DBS           | R            | BTW1008  | 2068801251008 |               |               |
|                                                                                     |       |     |                        |      |               | L            | BTW1007  | 1007          |               |               |
|                                                                                     | -10°  | 10° | 3.1                    | DBS  | R             | BTW1009      | 1009     | BTW2007       | 2068801272007 |               |
|                                                                                     |       |     |                        |      | L             | BTW1010      | 1010     | BTW2008       | 2008          |               |
|    | 6   6 | 0°  | 0°                     | 3.1  | ウェルド          | R            | BTW1001  | 2068801241001 | BTW2001       | 2068801262001 |
|                                                                                     |       |     |                        |      |               | L            | BTW1002  | 1002          | BTW2002       | 2002          |
|                                                                                     | -22°  | 0°  | 3.1                    | ウェルド | R             | BTW1005      | 1005     | BTW2005       | 2005          |               |
|                                                                                     |       |     |                        |      | L             | BTW1006      | 1006     | BTW2006       | 2006          |               |
|  | 6   6 | 0°  | 0°                     | 3.1  | DBS           | R            | BTW1007  | 2068801251007 |               |               |
|                                                                                     |       |     |                        |      |               | L            | BTW1008  | 1008          |               |               |
|                                                                                     | -22°  | 0°  | 3.1                    | DBS  | R             | BTW1011      | 1011     | BTW2009       | 2068801272009 |               |
|                                                                                     |       |     |                        |      | L             | BTW1012      | 1012     | BTW2010       | 2010          |               |

## コンビネーションコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

|                     |  | トルク                                                                                 | ディスタ<br>ル<br>オフ<br>セット | スパン | H/G | ウェルド /<br>DBS | Right / Left | .018スロット | .022スロット |               |          |               |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| <u>6</u>   <u>6</u> |  |  | 0°                     | 0°  | 4.0 | .045"         | ウェルド         | R        | BTCC1001 | 2068801231001 | BTCC2001 | 2068801232001 |
|                     |  |                                                                                     |                        |     |     |               |              | L        | BTCC1002 | 1002          | BTCC2002 | 2002          |
|                     |  |                                                                                     | -10°                   | 10° | 4.0 | .045"         | ウェルド         | R        | BTCC1003 | 1003          | BTCC2003 | 2003          |
|                     |  |                                                                                     |                        |     |     |               |              | L        | BTCC1004 | 1004          | BTCC2004 | 2004          |

医療機器認証番号 21000BZZ00657000 管理

# バックルチューブ

## シングルコンバーティブルチューブ フック付

包装：10個

|       | トルク  | ディスタ<br>ルオフセット | スパン | ウェルド/<br>DBS | Right/Left | .018スロット              | .022スロット              |
|-------|------|----------------|-----|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 6   6 | 0°   | 0°             | 3.1 | ウェルド         | R          | BTC1002 2068801291002 | BTC2002 2068801312002 |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1001 1001          | BTC2001 2001          |
|       | 0°   | 0°             | 4.1 | ロング ウェルド     | R          | BTC1006 1006          | BTC2006 2006          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1005 1005          | BTC2005 2005          |
|       | -10° | 10°            | 3.1 | ウェルド         | R          | BTC1003 1003          | BTC2003 2003          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1004 1004          | BTC2004 2004          |
|       | 0°   | 0°             | 3.1 | DBS          | R          | BTC1014 2068801301014 | BTC2014 2068801322014 |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1013 1013          | BTC2013 2013          |
|       | 0°   | 0°             | 4.1 | ロング DBS      | R          | BTC1018 1018          | BTC2018 2018          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1017 1017          | BTC2017 2017          |
|       | -10° | 10°            | 3.1 | DBS          | R          | BTC1015 1015          | BTC2015 2015          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1016 1016          | BTC2016 2016          |
| 6   6 | 0°   | 0°             | 3.1 | ウェルド         | R          | BTC1001 2068801291001 | BTC2001 2068801312001 |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1002 1002          | BTC2002 2002          |
|       | 0°   | 0°             | 4.1 | ロング ウェルド     | R          | BTC1005 1005          | BTC2005 2005          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1006 1006          | BTC2006 2006          |
|       | -10° | 0°             | 3.1 | ロートルク ウェルド   | R          | BTC1009 1009          | BTC2009 2009          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1010 1010          | BTC2010 2010          |
|       | -22° | 0°             | 3.1 | ウェルド         | R          | BTC1011 1011          | BTC2011 2011          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1012 1012          | BTC2012 2012          |
|       | -22° | 0°             | 4.1 | ロング ウェルド     | R          | BTC1007 1007          | BTC2007 2007          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1008 1008          | BTC2008 2008          |
| 6   6 | 0°   | 0°             | 3.1 | DBS          | R          | BTC1013 2068801301013 | BTC2013 2068801322013 |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1014 1014          | BTC2014 2014          |
|       | 0°   | 0°             | 4.1 | ロング DBS      | R          | BTC1017 1017          | BTC2017 2017          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1018 1018          | BTC2018 2018          |
|       | -10° | 0°             | 3.1 | ロートルク DBS    | R          | BTC1021 1021          | BTC2021 2021          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1022 1022          | BTC2022 2022          |
|       | -22° | 0°             | 3.1 | DBS          | R          | BTC1023 1023          | BTC2023 2023          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1024 1024          | BTC2024 2024          |
|       | -22° | 0°             | 4.1 | ロング DBS      | R          | BTC1019 1019          | BTC2019 2019          |
|       |      |                |     |              | L          | BTC1020 1020          | BTC2020 2020          |

※ロングタイプは近遠心幅が通常品より約1.0mm長くなっており、よりローテーションコントロールがしやすくなっています。

## バイカスピッドチューブ

包装：10個

|         | トルク  | ディスタ<br>ルオフセット | スパン | フック   | ウェルド/<br>DBS | Right/Left | .018スロット              |
|---------|------|----------------|-----|-------|--------------|------------|-----------------------|
| 54   45 | -10° | 0°             | 2.2 | フック付  | DBS          | R          | BTB1006 2068801331006 |
|         |      |                |     |       |              | L          | BTB1005 1005          |
|         |      |                |     | フックなし | DBS          | R          | BTB1002 1002          |
|         |      |                |     |       |              | L          | BTB1001 1001          |
| 4   4   | -10° | 0°             | 2.2 | フック付  | DBS          | R          | BTB1005 1005          |
|         |      |                |     |       |              | L          | BTB1006 1006          |
|         |      |                |     | フックなし | DBS          | R          | BTB1001 1001          |
|         |      |                |     |       |              | L          | BTB1002 1002          |
| 5   5   | -17° | 0°             | 2.2 | フック付  | DBS          | R          | BTB1007 1007          |
|         |      |                |     |       |              | L          | BTB1008 1008          |
|         |      |                |     | フックなし | DBS          | R          | BTB1003 1003          |
|         |      |                |     |       |              | L          | BTB1004 1004          |

医療機器認証番号 21000BZZ00657000 管理

## バックルチューブ

## セカンドモラーチューブ

包装：10個

|                                                                                     | トルク   | ディスタ<br>ルオフセット | スパン | フック | ウェルド/<br>DBS | Right/Left | .018スロット                | .022スロット              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|
|    | 7   7 | 0°             | 0°  | 3.4 | フック付         | ウェルド       | R BTS1003 2068801341003 | BTS2002 2068801362002 |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1002 1002          | BTS2001 2001          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|    | 7   7 | -10°           | 6°  | 3.4 | フック付         | ウェルド       | R BTS1004 1004          | BTS2003 2003          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1005 1005          | BTS2004 2004          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|    | 7   7 | 0°             | 0°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTS1011 2068801351011 | BTS2010 2068801372010 |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1010 1010          | BTS2009 2009          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|    | 7   7 | -10°           | 6°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTS1012 1012          | BTS2011 2011          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1013 1013          | BTS2012 2012          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | 0°             | 0°  | 3.4 | フック付         | ウェルド       | R BTS1002 2068801341002 | BTS2001 2068801362001 |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1003 1003          | BTS2002 2002          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | -17°           | 0°  | 3.4 | フック付         | ウェルド       | R BTS1008 1008          | BTS2007 2007          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1009 1009          | BTS2008 2008          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | -27°           | 6°  | 3.4 | フック付         | ウェルド       | R BTS1006 1006          | BTS2005 2005          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1007 1007          | BTS2006 2006          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | 0°             | 0°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTS1010 2068801351010 | BTS2009 2068801372009 |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1011 1011          | BTS2010 2010          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | -17°           | 0°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTS1016 1016          | BTS2015 2015          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1017 1017          | BTS2016 2016          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | -27°           | 6°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTS1014 1014          | BTS2013 2013          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTS1015 1015          | BTS2014 2014          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTS1001 1001        |                       |

## ミニベースチューブ

包装：10個

|                                                                                     | トルク   | ディスタ<br>ルオフセット | スパン | フック | ウェルド/<br>DBS | Right/Left | .018スロット                | .022スロット              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|
|  | 7   7 | 0°             | 0°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTM1008 2068801391008 | BTM2008 2068801392008 |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTM1007 1007          | BTM2007 2007          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTM1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | -10°           | 6°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTM1011 1011          | BTM2011 2011          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTM1012 1012          | BTM2012 2012          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTM1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | 0°             | 0°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTM1007 2068801391007 | BTM2007 2068801392007 |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTM1008 1008          | BTM2008 2008          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTM1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | -27°           | 6°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTM1015 1015          | BTM2015 2015          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTM1016 1016          | BTM2016 2016          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTM1001 1001        |                       |
|  | 7   7 | 0°             | 0°  | 3.4 | フック付         | DBS        | R BTM1017 1017          | BTM2017 2017          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | L BTM1018 1018          | BTM2018 2018          |
|                                                                                     |       |                |     |     |              |            | R/L BTM1001 1001        |                       |

## メジアルベースチューブ フック付

包装：10個

|                                                                                     | トルク   | ディスタ<br>ルオフセット | スパン | ウェルド/<br>DBS | Right/Left | .018スロット                 | .022スロット               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
|  | 7   7 | 0°             | 0°  | 2.2          | DBS        | R BTME1002 2068801381002 | BTME2002 2068801382002 |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | L BTME1001 1001          | BTME2001 2001          |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | R/L BTME1001 1001        |                        |
|  | 7   7 | -10°           | 0°  | 2.2          | DBS        | R BTME1003 1003          | BTME2003 2003          |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | L BTME1004 1004          | BTME2004 2004          |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | R/L BTME1001 1001        |                        |
|  | 7   7 | 0°             | 0°  | 2.2          | DBS        | R BTME1001 2068801381001 | BTME2001 2068801382001 |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | L BTME1002 1002          | BTME2002 2002          |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | R/L BTME1001 1001        |                        |
|  | 7   7 | -27°           | 0°  | 2.2          | DBS        | R BTME1005 1005          | BTME2005 2005          |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | L BTME1006 1006          | BTME2006 2006          |
|                                                                                     |       |                |     |              |            | R/L BTME1001 1001        |                        |

## ワイヤー

### ワイヤーラインナップ

#### ◆ タイニロイワイヤー FX

ソフトな力で安定した超弾性を実現したニッケルチタン合金ワイヤー。

#### ◆ SUSワイヤー

摩擦抵抗が少なく適度な弾性を持つステンレススティールワイヤー。

上記2種類のワイヤーは、審美用のゴールド色を含めた3色展開をご用意しています。  
各種の色味のイメージは29ページにてご参照下さい。

レギュラー

ピーチゴールド

レモンゴールド

#### ◆ ナノホワイト

はがれにくい特殊コーティング技術を採用したホワイトコーティングワイヤー。

ベースにはタイニロイワイヤー、SUSワイヤーの2種類をご用意しています。


ニッケルチタンワイヤー：  
タイニロイワイヤーナノホワイト

ステンレススチールワイヤー：  
SUS ワイヤーナノホワイト

すべてのアーチワイヤーは1本ごとのシーリングパッケージになっており衛生的です。

### アーチフォームについて

2種類のアーチフォームをご用意しております。



標準的な日本人の歯列弓形態に合わせて作られたアーチフォームです。  
サイズはラージとスモールの2種類で、犬歯間幅径が異なります。

## ナノホワイト ホワイトコーティングワイヤー

### ホワイトコーティングワイヤー ナノホワイト ニッケルチタン・ステンレススティール



はがれにくい特殊ナノコーティング技術を採用した次世代のホワイトコーティングワイヤーです。

ナノ粒子\*を使った新しいコーティング技術により、はがれにくく美しさが続きます。

\*1nm (ナノメートル) = 100万分の1mm

レベリングからフィニッシュまで一貫してホワイトワイヤーを使えるようになりました。

また、ワイヤーはすべて個包装で衛生的です。

#### 主な特長

##### 特長①

全面コーティングだから  
金属の露出がない


ワイヤー断面図イメージ



##### 特長②

はがれにくく、白さ長持ち

ナノホワイト



歯ブラシ摩擦 20,000 回試験の結果、コート下地の金属が露出せず、見た目がほとんど変わらないことが示されています。

(自社実験データ / SUS ワイヤーを使用)

#### はがれにくい理由

##### 理由①


ナノレベルの微粒子構造をもつ  
特殊コーティング技術を採用

ナノ粒子が金属の凸凹に隙間なく密着、  
高い耐剥離性を実現

Nano White  
ナノホワイト



密着



(タイニロイワイヤーを使用)

さらに熱溶解し、  
金属と  
一体化させる

##### 理由②


はがれやすいところに  
厚みを持たせ耐摩耗性を向上

ブラッシングやスロット干渉等、日常的に  
摩耗が発生する唇側面のみを厚くコーティング  
また、全面にコーティングしているので、  
金属の露出がありません

スロットの端にあたり  
摩耗しやすい角に  
厚みを持たせた特殊構造

角が  
特に厚い

唇側のみ  
厚い



電顕写真 ×140 (タイニロイワイヤーを使用)

## ナノホワイト ホワイトコーティングワイヤー

### タイニロイワイヤー ナノホワイト（ニッケルチタンワイヤー）プリフォームドアーチ

|          | 実寸          |               | 包装 | フォーム<br>サイズ | 上顎用       |                 | 下顎用       |                 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|          | inch        | mm            |    |             |           |                 |           |                 |
| ラウンド     | .012        | 0.305         | 10 | スモール        | TNW12US   | 20688014212US   | TNW12LS   | 20688014212LS   |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW12UL   | 12UL            | TNW12LL   | 12LL            |
|          | .014        | 0.356         | 10 | スモール        | TNW14US   | 14US            | TNW14LS   | 14LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW14UL   | 14UL            | TNW14LL   | 14LL            |
|          | .016        | 0.406         | 10 | スモール        | TNW16US   | 16US            | TNW16LS   | 16LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW16UL   | 16UL            | TNW16LL   | 16LL            |
|          | .018        | 0.457         | 10 | スモール        | TNW18US   | 18US            | TNW18LS   | 18LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW18UL   | 18UL            | TNW18LL   | 18LL            |
| スクエアー    | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | スモール        | TNW1616US | 2068801431616US | TNW1616LS | 2068801431616LS |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW1616UL | 1616UL          | TNW1616LL | 1616LL          |
| レクタングュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | スモール        | TNW1622US | 2068801431622US | TNW1622LS | 2068801431622LS |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW1622UL | 1622UL          | TNW1622LL | 1622LL          |
|          | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | スモール        | TNW1725US | 2068801431725US | TNW1725LS | 1725LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW1725UL | 1725UL          | TNW1725LL | 1725LL          |
|          | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | スモール        | TNW1925US | 2068801431925US | TNW1925LS | 1925LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TNW1925UL | 2068801431925UL | TNW1925LL | 1925LL          |

表記サイズはコーティング膜厚も含めたサイズ（製品実寸）であるため、ワイヤーの持つ矯正力は表記されたサイズよりもやや小さくなります。

医療機器認証番号 16300BZZ01773000 管理

### SUS ワイヤー ナノホワイト（ステンレススティールワイヤー）プリフォームドアーチ


|                                              | 原線サイズ       |               | 包装 | フォーム | 上顎用       |                 | 下顎用       |                 |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|----|------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                              | inch        | mm            |    | サイズ  |           |                 |           |                 |
| コーティング被膜の最大膜厚：.002インチ(原線サイズに膜厚をプラスしたものが実寸です) |             |               |    |      |           |                 |           |                 |
| ラウンド                                         | .014        | 0.356         | 10 | スモール | SNW14US   | 20688014014US   | SNW14LS   | 20688014014LS   |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW14UL   | 14UL            | SNW14LL   | 14LL            |
|                                              | .016        | 0.406         | 10 | スモール | SNW16US   | 16US            | SNW16LS   | 16LS            |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW16UL   | 16UL            | SNW16LL   | 16LL            |
|                                              | .018        | 0.457         | 10 | スモール | SNW18US   | 18US            | SNW18LS   | 18LS            |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW18UL   | 18UL            | SNW18LL   | 18LL            |
| コーティング被膜の最大膜厚：.002インチ(原線サイズに膜厚をプラスしたものが実寸です) |             |               |    |      |           |                 |           |                 |
| スクエアー                                        | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | スモール | SNW1616US | 2068801411616US | SNW1616LS | 2068801411616LS |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW1616UL | 1616UL          | SNW1616LL | 1616LL          |
| コーティング被膜の最大膜厚：.002インチ(原線サイズに膜厚をプラスしたものが実寸です) |             |               |    |      |           |                 |           |                 |
| レクタングュラー                                     | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | スモール | SNW1622US | 2068801411622US | SNW1622LS | 2068801411622LS |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW1622UL | 1622UL          | SNW1622LL | 1622LL          |
|                                              | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | スモール | SNW1725US | 1725US          | SNW1725LS | 1725LS          |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW1725UL | 1725UL          | SNW1725LL | 1725LL          |
|                                              | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | スモール | SNW1825US | 1825US          | SNW1825LS | 1825LS          |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW1825UL | 1825UL          | SNW1825LL | 1825LL          |
|                                              | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | スモール | SNW1925US | 1925US          | SNW1925LS | 1925LS          |
|                                              |             |               | 10 | ラージ  | SNW1925UL | 1925UL          | SNW1925LL | 1925LL          |

医療機器認証番号 20700BZZ01130000 管理

### ※ ナノホワイトシリーズのワイヤーサイズについて

ナノホワイトシリーズの実寸ならびに原線サイズは、表記されたサイズに対して下図のように異なります。ご注文の際はご注意ください。

（例）.016"表記の場合



## タイニロイワイヤー(NiTi ワイヤー)



- ソフトな力で安定した超弾性を実現したNiTiワイヤーです。
- スムースな表面性状となっています。
- より審美性の高いゴールドプレーティング処理を施した「レモンゴールド」「ピーチゴールド」もご用意しております。
- アーチワイヤーはすべて個包装で、衛生的です。

### タイニロイワイヤーFX

#### レモンゴールド プリフォームドアーチ

|          | ワイヤーサイズ     |               | 包装 | フォーム<br>サイズ | 上顎用       |                 | 下顎用       |                 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|          | inch        | mm            |    |             |           |                 |           |                 |
| ラウンド     | .012        | 0.305         | 10 | スモール        | TLG12US   | 20688014412US   | TLG12LS   | 20688014412LS   |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG12UL   | 12UL            | TLG12LL   | 12LL            |
|          | .014        | 0.356         | 10 | スモール        | TLG14US   | 14US            | TLG14LS   | 14LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG14UL   | 14UL            | TLG14LL   | 14LL            |
|          | .016        | 0.406         | 10 | スモール        | TLG16US   | 16US            | TLG16LS   | 16LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG16UL   | 16UL            | TLG16LL   | 16LL            |
|          | .018        | 0.457         | 10 | スモール        | TLG18US   | 18US            | TLG18LS   | 18LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG18UL   | 18UL            | TLG18LL   | 18LL            |
| スクエアー    | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | スモール        | TLG1616US | 2068801451616US | TLG1616LS | 2068801451616LS |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG1616UL | 1616UL          | TLG1616LL | 1616LL          |
| レクタンギュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | スモール        | TLG1622US | 2068801451622US | TLG1622LS | 2068801451622LS |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG1622UL | 1622UL          | TLG1622LL | 1622LL          |
|          | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | スモール        | TLG1725US | 1725US          | TLG1725LS | 1725LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG1725UL | 1725UL          | TLG1725LL | 1725LL          |
|          | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | スモール        | TLG1825US | 1825US          | TLG1825LS | 1825LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG1825UL | 1825UL          | TLG1825LL | 1825LL          |
|          | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | スモール        | TLG1925US | 1925US          | TLG1925LS | 1925LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TLG1925UL | 1925UL          | TLG1925LL | 1925LL          |

#### ピーチゴールド プリフォームドアーチ

|          | ワイヤーサイズ     |               | 包装 | フォーム<br>サイズ | 上顎用       |                 | 下顎用       |                 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|          | inch        | mm            |    |             |           |                 |           |                 |
| ラウンド     | .012        | 0.305         | 10 | スモール        | TPG12US   | 20688014812US   | TPG12LS   | 20688014812LS   |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG12UL   | 12UL            | TPG12LL   | 12LL            |
|          | .014        | 0.356         | 10 | スモール        | TPG14US   | 14US            | TPG14LS   | 14LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG14UL   | 14UL            | TPG14LL   | 14LL            |
|          | .016        | 0.406         | 10 | スモール        | TPG16US   | 16US            | TPG16LS   | 16LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG16UL   | 16UL            | TPG16LL   | 16LL            |
|          | .018        | 0.457         | 10 | スモール        | TPG18US   | 18US            | TPG18LS   | 18LS            |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG18UL   | 18UL            | TPG18LL   | 18LL            |
| スクエアー    | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | スモール        | TPG1616US | 2068801491616US | TPG1616LS | 2068801491616LS |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG1616UL | 1616UL          | TPG1616LL | 1616LL          |
| レクタンギュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | スモール        | TPG1622US | 2068801491622US | TPG1622LS | 2068801491622LS |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG1622UL | 1622UL          | TPG1622LL | 1622LL          |
|          | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | スモール        | TPG1725US | 1725US          | TPG1725LS | 1725LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG1725UL | 1725UL          | TPG1725LL | 1725LL          |
|          | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | スモール        | TPG1825US | 1825US          | TPG1825LS | 1825LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG1825UL | 1825UL          | TPG1825LL | 1825LL          |
|          | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | スモール        | TPG1925US | 1925US          | TPG1925LS | 1925LS          |
|          |             |               | 10 | ラージ         | TPG1925UL | 1925UL          | TPG1925LL | 1925LL          |

## タイニロイワイヤー(NiTiワイヤー)/ タイニロイコイルスプリングオープン (ゴールド)


### タイニロイワイヤー-FX

#### レギュラー プリフォームドアーチ

|        | ワイヤーサイズ     |               | 包装 | フォーム<br>サイズ | 上顎用       |                 | 下顎用       |                 |
|--------|-------------|---------------|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|        | inch        | mm            |    |             |           |                 |           |                 |
| ラウンド   | .012        | 0.305         | 10 | スモール        | TFX12US   | 20688014612US   | TFX12LS   | 20688014612LS   |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX12UL   | 12UL            | TFX12LL   | 12LL            |
|        | .014        | 0.356         | 10 | スモール        | TFX14US   | 14US            | TFX14LS   | 14LS            |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX14UL   | 14UL            | TFX14LL   | 14LL            |
|        | .016        | 0.406         | 10 | スモール        | TFX16US   | 16US            | TFX16LS   | 16LS            |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX16UL   | 16UL            | TFX16LL   | 16LL            |
|        | .018        | 0.457         | 10 | スモール        | TFX18US   | 18US            | TFX18LS   | 18LS            |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX18UL   | 18UL            | TFX18LL   | 18LL            |
| スクエア   | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | スモール        | TFX1616US | 2068801471616US | TFX1616LS | 2068801471616LS |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX1616UL | 1616UL          | TFX1616LL | 1616LL          |
| レクタングル | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | スモール        | TFX1622US | 2068801471622US | TFX1622LS | 2068801471622LS |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX1622UL | 1622UL          | TFX1622LL | 1622LL          |
|        | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | スモール        | TFX1725US | 1725US          | TFX1725LS | 1725LS          |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX1725UL | 1725UL          | TFX1725LL | 1725LL          |
|        | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | スモール        | TFX1825US | 1825US          | TFX1825LS | 1825LS          |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX1825UL | 1825UL          | TFX1825LL | 1825LL          |
|        | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | スモール        | TFX1925US | 1925US          | TFX1925LS | 1925LS          |
|        |             |               | 10 | ラージ         | TFX1925UL | 1925UL          | TFX1925LL | 1925LL          |

医療機器認証番号 16300BZZ01773000 管理

## タイニロイコイルスプリングオープン (ゴールド)



ニッケルチタン製のオープンコイルなので、ソフトな力を持続的に加えることができます。審美性の高いレモンゴールド、ピーチゴールドをご用意しております。

| 商品名     | ワイヤー径    | 内径       | ピッチ   | 包装      | 商品番号              |
|---------|----------|----------|-------|---------|-------------------|
| レモンゴールド | .010インチ  | .030インチ  | 1.0mm | 20cm×1本 | TCSLG 206880167LG |
| ピーチゴールド | (0.26mm) | (0.76mm) |       | 20cm×1本 | TCSPG PG          |

医療機器認証番号 21400BZZ00332000 管理

## SUS ワイヤー( ステンレススティールワイヤー)



- 摩擦抵抗が少なく、適度な弾性をもつステンレススティールワイヤーです。
- ゴールドプレーティング処理を施した審美性の高いレモンゴールドとピーチゴールドもご用意しております。
- 35cmストレートの他、標準的な日本人の歯列弓形態に合わせたプリフォームドアーチもございます。  
\*ゴールドシリーズはスモールサイズのご用意はございません。
- アーチワイヤーはすべて個包装で衛生的です。

### SUS ワイヤー

#### レモンゴールド プリフォームドアーチ

|          | ワイヤーサイズ     |               | 包装 | フォーム<br>サイズ | 上顎用       |                 | 下顎用       |                 |
|----------|-------------|---------------|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|          | inch        | mm            |    |             |           |                 |           |                 |
| ラウンド     | .016        | 0.406         | 10 | ラージ         | SLG16UL   | 20688015216UL   | SLG16LL   | 20688015216LL   |
|          | .018        | 0.457         | 10 | ラージ         | SLG18UL   | 18UL            | SLG18LL   | 18LL            |
| スクエアー    | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | ラージ         | SLG1616UL | 2068801531616UL | SLG1616LL | 2068801531616LL |
| レクタングュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | ラージ         | SLG1622UL | 2068801531622UL | SLG1622LL | 2068801531622LL |
|          | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | ラージ         | SLG1725UL | 1725UL          | SLG1725LL | 1725LL          |
|          | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | ラージ         | SLG1825UL | 1825UL          | SLG1825LL | 1825LL          |
|          | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | ラージ         | SLG1925UL | 1925UL          | SLG1925LL | 1925LL          |

#### ストレートワイヤー 長さ:35cm

|          | ワイヤーサイズ     |               | 包装 |         |               |
|----------|-------------|---------------|----|---------|---------------|
|          | inch        | mm            |    |         |               |
| ラウンド     | .014        | 0.356         | 10 | SLG14   | 20688015014   |
|          | .016        | 0.406         | 10 | SLG16   | 16            |
|          | .018        | 0.457         | 10 | SLG18   | 18            |
| スクエアー    | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | SLG1616 | 2068801511616 |
| レクタングュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | SLG1622 | 2068801511622 |
|          | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | SLG1725 | 1725          |
|          | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | SLG1825 | 1825          |
|          | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | SLG1925 | 1925          |

医療機器認証番号 20700BZZ01130000 管理

## SUS ワイヤー( ステンレススティールワイヤー)

### SUS ワイヤー

#### ピーチゴールド プリフォームドアーチ

|        | ワイヤーサイズ     |               | 包装 | フォーム<br>サイズ | 上顎用       |                 | 下顎用       |                 |
|--------|-------------|---------------|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|        | inch        | mm            |    |             |           |                 |           |                 |
| ラウンド   | .016        | 0.406         | 10 | ラージ         | SPG16UL   | 20688015616UL   | SPG16LL   | 20688015616LL   |
|        | .018        | 0.457         | 10 | ラージ         | SPG18UL   | 18UL            | SPG18LL   | 18LL            |
| スクエア   | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | ラージ         | SPG1616UL | 2068801571616UL | SPG1616LL | 2068801571616LL |
| レクタングル | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | ラージ         | SPG1622UL | 2068801571622UL | SPG1622LL | 2068801571622LL |
|        | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | ラージ         | SPG1725UL | 1725UL          | SPG1725LL | 1725LL          |
|        | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | ラージ         | SPG1825UL | 1825UL          | SPG1825LL | 1825LL          |
|        | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | ラージ         | SPG1925UL | 1925UL          | SPG1925LL | 1925LL          |

#### ストレートワイヤー 長さ:35cm

|        | ワイヤーサイズ     |               | 包装 |         |               |
|--------|-------------|---------------|----|---------|---------------|
|        | inch        | mm            |    |         |               |
| ラウンド   | .014        | 0.356         | 10 | SPG14   | 20688015414   |
|        | .016        | 0.406         | 10 | SPG16   | 16            |
|        | .018        | 0.457         | 10 | SPG18   | 18            |
| スクエア   | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | SPG1616 | 2068801551616 |
| レクタングル | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | SPG1622 | 2068801551622 |
|        | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | SPG1725 | 1725          |

医療機器認証番号 20700BZZ01130000 管理

### モリタデンタルプロダクツ審美ワイヤーのご案内

モリタデンタルプロダクツでは、タイニロイならびにSUSワイヤーそれぞれ3種類の審美ワイヤーをご用意しております。色味につきましては下の写真をご参照下さい。

※実際の色味は写真とやや異なる場合がございます。使用ブラケットはクリスタブレース3です。



ナノホワイト



レモンゴールド



ピーチゴールド

## SUS ワイヤー( ステンレススティールワイヤー)

## SUS ワイヤー

## レギュラー プリフォームドアーチ

|          | ワイヤーサイズ      |               | 包装 | フォーム<br>サイズ | 上顎用        |                 | 下顎用        |                 |
|----------|--------------|---------------|----|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|          | inch         | mm            |    |             |            |                 |            |                 |
| ラウンド     | .014         | 0.356         | 20 | スモール        | SUS14US    | 20688016114US   | SUS14LS    | 20688016114LS   |
|          |              |               | 20 | ラージ         | SUS14UL    | 14UL            | SUS14LL    | 14LL            |
|          | .016         | 0.406         | 20 | スモール        | SUS16US    | 16US            | SUS16LS    | 16LS            |
|          |              |               | 20 | ラージ         | SUS16UL    | 16UL            | SUS16LL    | 16LL            |
|          | .018         | 0.457         | 20 | スモール        | SUS18US    | 18US            | SUS18LS    | 18LS            |
|          |              |               | 20 | ラージ         | SUS18UL    | 18UL            | SUS18LL    | 18LL            |
| スクエアー    | .016 x .016  | 0.406 x 0.406 | 10 | スモール        | SUS1616US  | 2068801621616US | SUS1616LS  | 2068801621616LS |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS1616UL  | 1616UL          | SUS1616LL  | 1616LL          |
| レクタングュラー | .016 x .022  | 0.406 x 0.559 | 10 | スモール        | SUS1622US  | 2068801621622US | SUS1622LS  | 2068801621622LS |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS1622UL  | 1622UL          | SUS1622LL  | 1622LL          |
|          | .017 x .022  | 0.432 x 0.559 | 10 | スモール        | SUS1722US  | 1722US          | SUS1722LS  | 1722LS          |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS1722UL  | 1722UL          | SUS1722LL  | 1722LL          |
|          | .017 x .025  | 0.432 x 0.635 | 10 | スモール        | SUS1725US  | 1725US          | SUS1725LS  | 1725LS          |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS1725UL  | 1725UL          | SUS1725LL  | 1725LL          |
|          | .018 x .025  | 0.457 x 0.635 | 10 | スモール        | SUS1825US  | 1825US          | SUS1825LS  | 1825LS          |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS1825UL  | 1825UL          | SUS1825LL  | 1825LL          |
|          | .019 x .025  | 0.483 x 0.635 | 10 | スモール        | SUS1925US  | 1925US          | SUS1925LS  | 1925LS          |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS1925UL  | 1925UL          | SUS1925LL  | 1925LL          |
|          | .021 x .025  | 0.533 x 0.635 | 10 | スモール        | SUS2125US  | 2125US          | SUS2125LS  | 2125LS          |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS2125UL  | 2125UL          | SUS2125LL  | 2125LL          |
|          | .0215 x .028 | 0.546 x 0.711 | 10 | スモール        | SUS21528US | 21528US         | SUS21528LS | 21528LS         |
|          |              |               | 10 | ラージ         | SUS21528UL | 21528UL         | SUS21528LL | 21528LL         |


## ストレートワイヤー 長さ:35cm

|          | ワイヤーサイズ      |               | 包装 |          |               |
|----------|--------------|---------------|----|----------|---------------|
|          | inch         | mm            |    |          |               |
| ラウンド     | .012         | 0.305         | 40 | SUS12    | 20688015812   |
|          | .014         | 0.356         | 40 | SUS14    | 14            |
|          | .016         | 0.406         | 40 | SUS16    | 16            |
|          | .018         | 0.457         | 40 | SUS18    | 18            |
|          | .020         | 0.508         | 40 | SUS20    | 20            |
|          | .020         | 0.508         | 40 | SUS20    | 20            |
| スクエアー    | .016 x .016  | 0.406 x 0.406 | 10 | SUS1616  | 2068801601616 |
| レクタングュラー | .016 x .022  | 0.406 x 0.559 | 10 | SUS1622  | 2068801601622 |
|          | .017 x .022  | 0.432 x 0.559 | 10 | SUS1722  | 1722          |
|          | .017 x .025  | 0.432 x 0.635 | 10 | SUS1725  | 1725          |
|          | .018 x .025  | 0.457 x 0.635 | 10 | SUS1825  | 1825          |
|          | .019 x .025  | 0.483 x 0.635 | 10 | SUS1925  | 1925          |
|          | .021 x .025  | 0.533 x 0.635 | 10 | SUS2125  | 2125          |
|          | .0215 x .028 | 0.546 x 0.711 | 10 | SUS21528 | 21528         |
|          | .028         | 0.711         | 25 | SUS28    | 20688015928   |
|          | .032         | 0.813         | 25 | SUS32    | 15932         |
|          | .036         | 0.914         | 25 | SUS36    | 15936         |

医療機器認証番号 20700BZZ01130000 管理

## ニューST ロック / サンプラチナ矯正線

### ニューST ロック



長年にわたり多くの先生方に愛用され続けてきた、リングアタッチメントの定番装置です。

現在のタイプは維持部が金属の一体成型となっており、技工作業によるチューブの変形や破損がありません。

遠心方向のコントロールも可能なエクステンションタイプもご用意しました。

★ニューST ロックは様々な装置に応用可能です。臨床応用レポートをご用意しております。当社ホームページ舌側孤線装置の項目の症例集をご参照ください。

ニューSTロックレギュラー（写真上）  
ニューSTロックミニ（写真中）  
ニューSTロックエクステンション（写真下）

材質

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| 脚部  | 主線    | コバルトクロム合金 |
|     | 副線    | ステンレス合金   |
| 接続部 | ストッパー | ニッケルクロム合金 |



ニューSTロックエクステンションを使用して遠心移動を行った症例

| 仕様       | 包装 | 商品番号               |
|----------|----|--------------------|
| レギュラー    | 1組 | STLR 206880163LR   |
|          | 5組 | STLR5 206880164LR5 |
| ミニ       | 1組 | STLM 206880163LM   |
|          | 5組 | STLM5 206880164LM5 |
| エクステンション | 1組 | STLE 206880165     |

医療機器認証番号 21300BZZ00246000 管理

### サンプラチナ矯正線

歯科技工用コバルトクロム合金です。



長さ：30cm

| ワイヤーサイズ (mm) | 包装 | 商品番号            |
|--------------|----|-----------------|
| 0.4          | 5  | SP04 2068801664 |
| 0.5          | 5  | SP05 5          |
| 0.6          | 5  | SP06 6          |
| 0.7          | 5  | SP07 7          |
| 0.8          | 5  | SP08 8          |
| 0.9          | 5  | SP09 9          |
| 1.0          | 5  | SP10 10         |
| 1.2          | 5  | SP12 12         |

医療機器認証番号 220AGBZX00200000 管理

# シンプルリトラクター/ エラスティック / KT チンキャップ / チンキャップパッド

## シンプルリトラクター



着脱操作が容易で頭部に局部圧がかからず、装着感が良好なリトラクターです。

サイズの目安 ※必ず患者に試適し適合するサイズをご使用下さい。

シンプルリトラクターのサイズ 目安となる頭周囲（帽子サイズ）

S.....51cm / M.....53cm

L.....55cm / LL.....57cm

カラー：ブラック

| 商品名        | サイズ | 包装 | 商品番号             |
|------------|-----|----|------------------|
| シンプルリトラクター | S   | 1  | SRS 206880172S   |
|            | M   | 1  | SRM M            |
|            | L   | 1  | SRL L            |
|            | LL  | 1  | SRLL LL          |
|            | S   | 5  | SRS5 206880173S5 |
|            | M   | 5  | SRM5 M5          |
|            | L   | 5  | SRL5 L5          |
|            | LL  | 5  | SRLL5 LL5        |

医療機器届出番号 09B1X10006000001 一般

## シンプルリトラクター用エラスティック

|      | 仕様        | 内容量  | 商品番号            |
|------|-----------|------|-----------------|
| No.5 | 円周の半分 5cm | 100g | SRE5 2068801715 |
| No.7 | 円周の半分 7cm | 100g | SRE7 7          |

## KT チンキャップ



■用途：下顎前突矯正用

■組成：AI 99.5%以上

| 商品名       | サイズ | 包装 | 商品番号              |
|-----------|-----|----|-------------------|
| KT チンキャップ | L   | 1  | KTCCL 206880168L  |
|           | S   | 1  | KTCCS S           |
|           | S   | 10 | KTCCS10 206880169 |

医療機器届出番号 09B1X10006000002 一般

## チンキャップパッド



チンキャップにこのパッドを付けて使用することにより、汗を吸収し顎の皮膚炎症を防ぎます。

| 商品名       | 包装      | 商品番号            |
|-----------|---------|-----------------|
| チンキャップパッド | 20枚×10包 | KTCCP 206880170 |

## ワックスフォーム / タイポドント / メタルティース

### タイポドント（矯正実習用咬合器）

ロック機構により、テーブルに平行に置くことができ、シンプルで使いやすい構造です。



| 商品名               | 商品番号            |
|-------------------|-----------------|
| タイポドントⅡ (調整用レンチ付) | TYP02 206880175 |

### ワックスフォーム（矯正実習用ワックスフォーム）

モリタデンタルプロダクツのタイポドント、メタルティースに適合します。形態の種類は5種類です。



| 商品名                  | 商品番号           |
|----------------------|----------------|
| ワックスフォーム 正常咬合 (N)    | WFN 206880176N |
| ワックスフォーム 1級叢生 (I)    | WF1 1          |
| ワックスフォーム 2級1類 (II-1) | WF21 21        |
| ワックスフォーム 2級2類 (II-2) | WF22 22        |
| ワックスフォーム 3級 (III)    | WF3 3          |

### ＜重要なお知らせ＞

モリタデンタルプロダクツ社のタイポドント咬合器、ワックスフォームならびにメタルティースは、JM Ortho 総合カタログ2020-2022で掲載されている、YDM 社製タイポドント咬合器ならびにニッシン社製メタルティース各種ならびにワックスフォーム各種との互換性はありません。ご購入の際はご注意ください。

### メタルティース（矯正実習用金属歯）

歯牙の形状は、日本人の平均的な形状を採用しました。



| 商品名      | 商品番号          |
|----------|---------------|
| メタルティース2 | MT2 206880174 |

## 商品名 アルファベット・アイウエオ順

### 製造販売業者

株式会社モリタデンタルプロダクツ

栃木県大田原市下石上1382-11

#### アルファベット

|          |          |
|----------|----------|
| KTチンキャップ | 33       |
| NiTiワイヤー | 25～27    |
| STロック    | 31       |
| SUSワイヤー  | 25,28～30 |

#### ア行

|                       |    |
|-----------------------|----|
| エラスティック (シンプルリトラクター用) | 32 |
|-----------------------|----|

#### カ行

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| クリアスナップ                 | 16～18  |
| クリアブラケット SL+ (スーパーロック+) | 8～12   |
| クリアボタン                  | 15     |
| クリスタブレース3               | 6～7    |
| クリスタブレース7               | 2～5    |
| クリスタボタン                 | 15     |
| クリンパブルフック ダブルタイプ        | 15     |
| ゴールドスロット                | 4,9～10 |

#### サ行

|                 |          |
|-----------------|----------|
| サンブラチナ線 (サンブラ線) | 31       |
| シンプルリトラクター      | 32       |
| ステンレススチールワイヤー   | 25,28～30 |

#### タ行

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| タイニロイコイルスプリングオープン (ゴールド) | 27    |
| タイニロイワイヤー                | 25～27 |
| タイボドント                   | 33    |
| チンキャップ                   | 32    |
| チンキャップパッド                | 32    |

#### ナ行

|        |       |
|--------|-------|
| ナノホワイト | 24～25 |
|--------|-------|

#### ハ行

|                      |          |
|----------------------|----------|
| バツカルチューブ             | 19～22    |
| ピーチゴールド              | 26,27,29 |
| プラスチックアタッチメント ロングタイプ | 15       |

#### マ行

|          |       |
|----------|-------|
| メタルティース  | 33    |
| メタルブラケット | 13～14 |

#### ラ行

|           |          |
|-----------|----------|
| レギュラースロット | 5,11～12  |
| レモンゴールド   | 26,27,28 |

#### ワ行

|          |    |
|----------|----|
| ワックスフォーム | 33 |
|----------|----|

## 商品番号 ABC順

|                |    |                  |    |                   |    |       |    |
|----------------|----|------------------|----|-------------------|----|-------|----|
| BTB1001~1008   | 21 | CBK74001~74005   | 5  | SRL~L5            | 32 | WF1~3 | 33 |
| BTC1001~1024   | 21 | CBN~NS           | 15 | SRLL~LL5          | 32 | WFN   | 33 |
| BTC2001~2024   | 21 | CPHW             | 15 | SRM~M5            | 32 |       |    |
| BTCC1001~1004  | 20 | CRBN             | 15 | SRS~S5            | 32 |       |    |
| BTCC2001~2004  | 20 | CSR45M           | 18 | STLE              | 31 |       |    |
| BTM1007~1018   | 22 | CSRK             | 18 | STLM~M5           | 31 |       |    |
| BTM2007~2018   | 22 | CSRL12~45        | 18 | STLR~R5           | 31 |       |    |
| BTME1001~1006  | 22 | CSRL13~3H        | 18 | SUS12~20          | 30 |       |    |
| BTME2001~2006  | 22 | CSRLR3~3H        | 18 | SUS14LL~18LL      | 30 |       |    |
| BTS1001~1017   | 22 | CSRLR12~45       | 18 | SUS14LS~18LS      | 30 |       |    |
| BTS2001~2016   | 22 | CSRNLL3~R3       | 18 | SUS14UL~18UL      | 30 |       |    |
| BTT1001~1004   | 20 | CSRNUL45         | 18 | SUS14US~18US      | 30 |       |    |
| BTT2001~2004   | 20 | CSRNUL1~3        | 18 | SUS1616~21528     | 30 |       |    |
| BTW1001~1012   | 20 | CSRNUR1~3        | 18 | SUS1616LL~21528LL | 30 |       |    |
| BTW2001~2010   | 20 | CSRU45           | 18 | SUS1616LS~21528LS | 30 |       |    |
| CB01001~1030   | 9  | CSRUL1~3H        | 18 | SUS1616UL~21528UL | 30 |       |    |
| CB02001~2030   | 9  | CSRUR1~3H        | 18 | SUS1616US~21528US | 30 |       |    |
| CB03501~3506   | 9  | CSSHK            | 18 | SUS28~36          | 30 |       |    |
| CB04501~4506   | 9  | CSSK             | 18 | TCSLG~PG          | 27 |       |    |
| CB05001~5010   | 10 | KTCCL            | 32 | TFX12LL~18LL      | 27 |       |    |
| CB07001~7016   | 10 | KTCCP            | 32 | TFX12LS~18LS      | 27 |       |    |
| CB11001~11030  | 11 | KTCCS~S10        | 32 | TFX12UL~18UL      | 27 |       |    |
| CB12001~12030  | 11 | MBR1001~1029     | 13 | TFX12US~18US      | 27 |       |    |
| CB13501~13506  | 11 | MBR2001~2029     | 13 | TFX1616LL~1925LL  | 27 |       |    |
| CB14501~14506  | 11 | MBRK1001~1002    | 13 | TFX1616LS~1925LS  | 27 |       |    |
| CB15001~15010  | 12 | MBS1501~1508     | 14 | TFX1616UL~1925UL  | 27 |       |    |
| CB17001~17016  | 12 | MBS2501~2506     | 14 | TFX1616US~1925US  | 27 |       |    |
| CB31001~31016  | 7  | MBSK1001~1002    | 14 | TLG12LL~18LL      | 26 |       |    |
| CB31501~31503  | 7  | MT2              | 33 | TLG12LS~18LS      | 26 |       |    |
| CB32001~32016  | 7  | PAL              | 15 | TLG12UL~18UL      | 26 |       |    |
| CB32501~32503  | 7  | SLG14~18         | 28 | TLG12US~18US      | 26 |       |    |
| CB71001~71030  | 4  | SLG1616~1925     | 28 | TLG1616LL~1925LL  | 26 |       |    |
| CB71501~71505  | 4  | SLG1616LL~1925LL | 28 | TLG1616LS~1925LS  | 26 |       |    |
| CB72001~72030  | 4  | SLG1616UL~1925UL | 28 | TLG1616UL~1925UL  | 26 |       |    |
| CB72501~72505  | 4  | SLG16LL~18LL     | 28 | TLG1616US~1925US  | 26 |       |    |
| CB73001~73020  | 5  | SLG16UL~18UL     | 28 | TNW12LL~18LL      | 25 |       |    |
| CB73501~73503  | 5  | SNW14LL~18LL     | 25 | TNW12LS~18LS      | 25 |       |    |
| CB74001~74020  | 5  | SNW14LS~18LS     | 25 | TNW12UL~18UL      | 25 |       |    |
| CB74501~74503  | 5  | SNW14UL~18UL     | 25 | TNW12US~18US      | 25 |       |    |
| CBK01001~1005  | 9  | SNW14US~18US     | 25 | TNW1616LL~1925LL  | 25 |       |    |
| CBK02001~2005  | 9  | SNW1616LL~1925LL | 25 | TNW1616LS~1925LS  | 25 |       |    |
| CBK05001~5002  | 10 | SNW1616LS~1925LS | 25 | TNW1616UL~1925UL  | 25 |       |    |
| CBK11001~11005 | 11 | SNW1616UL~1925UL | 25 | TNW1616US~1925US  | 25 |       |    |
| CBK12001~12005 | 11 | SNW1616US~1925US | 25 | TPG12LL~18LL      | 26 |       |    |
| CBK15001~15002 | 12 | SP04~12          | 31 | TPG12LS~18LS      | 26 |       |    |
| CBK31001~31003 | 7  | SPG14~18         | 29 | TPG12UL~18UL      | 26 |       |    |
| CBK31501~31502 | 7  | SPG1616~1725     | 29 | TPG12US~18US      | 26 |       |    |
| CBK32001~32003 | 7  | SPG1616LL~1925LL | 29 | TPG1616LL~1925LL  | 26 |       |    |
| CBK32501~32502 | 7  | SPG1616UL~1925UL | 29 | TPG1616LS~1925LS  | 26 |       |    |
| CBK71001~71005 | 4  | SPG16LL~18LL     | 29 | TPG1616UL~1925UL  | 26 |       |    |
| CBK72001~72005 | 4  | SPG16UL~18UL     | 29 | TPG1616US~1925US  | 26 |       |    |
| CBK73001~73005 | 5  | SRE5~7           | 32 | TYPO2             | 33 |       |    |

# Memo

# Memo

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

## お取引条件他についてのご案内

### 商品のお問い合わせ

担当営業または管理部まで直接お尋ねください。

### ご注文

東京 フリーFAX 0120-754-090

大阪 フリーFAX 0120-389-271

福岡 フリーFAX 0120-947-060

番号のお掛け間違いにご注意ください。

FAX専用注文用紙は弊社ウェブサイトにてご用意しております。

商品名、商品番号、数量とお客様コード、お名前、お電話番号をお知らせください。

お取り寄せ商品、特注商品はキャンセルができません。納期はお問い合わせください。

### お届け

**発送場所** 当社物流センターから発送いたします。

**通常時**

- 通常時、当日正午までのご注文は、在庫のある商品については原則 1~2 営業日後で発送いたします。
- 郵便での発送はいたしかねます。
- 学会セール期間等は発送にお時間がかかる場合があります。予めご了承ください。

**お急ぎのとき** ご注文の際にお知らせください。できる限り、お客様のご意向に添うように努力いたします。  
その際、実際にご使用になる日をお知らせいただくと幸いです。

**陸送・船便** 一部の商品（可燃性がある商品、指定された薬剤が入った商品、液体の商品など）は航空法で航空機への搭載を禁止されているため、陸送または船便でのお届けになります。  
該当するエリアへのお届けには1週間~10日前後お時間をいただいておりますが、天候等の条件によってはさらに遅延する場合もございます。予めご了承下さい。

**例外** メーカーからの直送品、お取り寄せ商品、特注商品は常時在庫をしておりません。納期はお問い合わせください。  
常に在庫がある商品でも品切れになる場合があります。

### 送料

- 1 回のご注文が標準価格で合計 5,000 円(税抜)未満の場合、全国一律 650 円(税抜)の送料をいただきます。(※同日の追加ご注文でも合算はいたしかねます。予めご了承ください。)
- また、時間指定等で著しく高額な送料が発生した場合は実費をいただきます。
- 1 回のご注文が標準価格で合計 5,000 円(税抜)以上の場合は無料です。

### お支払い

**口座振替** : 毎月20日締め、翌月13日(引落日が休日の場合は、銀行の翌営業日)お引落し

**コンビニ支払・銀行振込** : 毎月20日締め、翌月10日お支払い

- 毎月20日締めにて請求書を発行させていただき、お支払方法に合わせた期日までにお引落のご指定口座へのご入金/お支払いのほどお願いいたします。
- 口座振替につきましては、お申込み用紙を弊社が受領してから、お手続き完了まで2ヶ月程度ほどお時間をいただきます。お手続き完了までは、コンビニ支払、または銀行振込をご利用ください。
- コンビニ支払い(手数料は当社負担)につきましては、請求書に同封されている振込用紙をご利用ください。
- 銀行振込(手数料はお客様負担)の場合は、請求書に記載されているお名前での振込みをお願いいたします。

※お支払いが3ヶ月以上滞った場合、ご注文いただきました商品の発送を見合わせていただきます。  
お支払いはお早めをお願い申し上げます。

### 返品・交換

#### 商品の誤送・不良品の場合

商品の保管・取扱いには十分注意しておりますが、万一商品の破損や不良品、間違った商品をお届けした場合はお手数ですが当社までご連絡ください。責任を持ってお取替えいたします。商品は料金着払いでお送りください。

#### お客様のご都合による返品

お客様のご都合による返品は、当社にご連絡後、返品理由を明記の上当社までお送りください。  
当社が再販可能で商品到着後15日以内の商品であれば返品を承ります。  
送料につきましては、お客様負担とさせていただきます。  
また返送の際は商品の破損防止にご配慮をお願いいたします。

#### 返品・交換ができないもの

下記の場合、返品・交換はお断りさせていただきます。

- 開封された商品
- ご使用になられた商品
- パッケージ等が破損して再販が不可能な商品
- エナジーバック(エラスティック)等の劣化が懸念される商品
- ご購入されたルートが把握できない商品
- 商品到着後 16 日以上経過した商品
- メーカーからの直送品、お取り寄せ商品、特注商品

### クレームについて

商品に問題がある場合、クレームとしてお申し出ください。  
ご使用中の商品の商品名、規格、シリアルナンバー、ご購入日、使用状況など具体的にお申し出いただき、現品を添えていただきますようお願い申し上げます。

### 修理代替品について

医療機器は公正取引委員会からの指導で保証期間終了後における修理代替品貸出は有料となっています。  
あらかじめご了承ください。

### サンプルについて

医療機器(医療機器承認番号、認証番号、届出番号がついている商品)は公正取引委員会からの指導でサンプル提供ができません。  
あらかじめご了承ください。

### セミナーについて

ウェブサイトで随時紹介しております。  
担当営業またはセミナー担当者までお問い合わせください。

## 個人情報保護指針

株式会社JM Ortho（以下、当社）は、経営理念と自ら定めた行動規範に基づき、社会に貢献し、すべてのお客様からの信頼を得るとともに、当社への期待に応えるべく事業活動を進めていきます。個人情報は、厳正に管理すべきお客様の大切な財産であり、当社にとっても新たな価値創造の源泉となる重要資産です。当社は、お客様の個人情報を以下の基本方針に従って取り扱います。

### 1. 基本方針

1. 当社は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守します。また、当社は『JM Ortho 個人情報保護プログラム（以下、当社規程）』を着実に実施し、維持するとともに、継続的な改善に努めます。
2. 当社は、個人情報保護に関する管理体制を確立するとともに、当社規程を役員および従業員に周知し、その遵守徹底に努めます。
3. 当社は、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取り扱います。また、当社はお客様からご提供いただいた個人情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供しません。
4. 当社は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つとともに、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の予防に努めます。
5. 当社は、お客様からの個人情報に関するお問い合わせ、開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。

制定日 2018年6月1日

株式会社 JM Ortho  
代表取締役社長 山崎 裕

### 2. 個人情報の利用目的

当社は、お客様から個人情報をご提供いただく場合、あらかじめ個人情報の利用目的を明示し、その利用目的の範囲内で利用します。

あらかじめ明示した利用目的の範囲を超えて、お客様の個人情報を利用する必要がある場合は、お客様にその旨をご連絡し、お客様の同意をいただいた上で利用します。

### 3. 個人情報の提供

- (1) 当社は、次の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示または提供しません。
  - 1) お客様の同意がある場合
  - 2) 法令に基づく場合
  - 3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、お客様の同意を取ることが困難な場合
  - 4) 利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託する場合
  - 5) 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業の承継が行われる場合

- (2) 当社は、上記(1)にかかわらず、お客様からの商品や修理・サービスに関するお問い合わせ等に対し、当社の関係会社や代理店より対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の住所、氏名、電話番号等を当該関係会社等へ提供することがあります。

この場合、お客様は当社に対し当該関係会社等への個人情報提供の停止を請求することができます。

### 4. 開示等の請求手続き

当社は、保有するお客様ご自身の個人情報について、1)開示の請求、2)利用目的の通知の請求、3)訂正の請求、4)追加の請求、5)消去の請求、6)利用の停止または第三者提供の停止の請求に対応させていただいております。尚、開示の請求、利用目的の通知の請求につきましては有料とさせていただきます。

### 5. 個人情報に関するお問い合わせ

- (1) お客様ご自身の個人情報についてのお問い合わせは、お客様が個人情報をご登録された部門へお申し付けください。
- (2) 個人情報保護方針全般に関するお問い合わせや、ご登録窓口がご不明な場合には個人情報保護担当までお申し付けください。

### 6. その他の事項

- (1) 重要な変更やお知らせ事項がある場合にはウェブサイト (<https://www.jmortho.co.jp>) にてお知らせします。
- (2) 当社では、より良くお客様の個人情報の保護を図るために、または、関係法令の変更に伴い、個人情報保護方針を改定することがあります。
- (3) 当社のウェブサイトに関連している他社のウェブサイトにおけるお客様の個人情報の安全確保については、当社が責任を負うことはできません。

## 株式会社JM Ortho販売方針

弊社は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（略称：医薬品医療機器等法）に基づきトレーサビリティの徹底を図ります。

弊社は同上の「医薬品医療機器等法」の関連法規制により、患者様を含む一般のお客様への医療機器の販売は致しておりません。

## 株式会社JM Ortho添付文書公開方針

弊社は医薬品医療機器等法に基づき添付文書を作成し、添付できない商品については請求に従い送付致します。また、ウェブサイト上に公開し閲覧自由にしております。



MD652160/ISO13485

対象範囲：株式会社 JM Ortho 本社

認証範囲：歯科矯正用材料、歯科矯正用器具及び歯科矯正用器械の  
設計管理、製造管理、包装・表示、物流及び販売  
歯列矯正用ワイヤの設計、製造管理、包装・表示、物流  
及び販売

---

発行責任者 山崎 裕

印刷 サン美術印刷株式会社

---

## 株式会社 JM Ortho

---

本 社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F  
TEL (03)5281-4711 FAX (03)5281-4716

大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル3F  
TEL (06)6338-9271 FAX (06)6338-9380

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル6F  
TEL (092)432-5676 FAX (092)432-5737

---

<https://www.jmortho.co.jp/>



<https://www.jmortho.co.jp/>

