

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000

## クリンパブルフックⅡ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

種類：レギュラー（メッキなし） Wタイプ



材質：鉄、クロム、ニッケル、モリブデン

### 【使用目的又は効果】

他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

### 【使用方法等】

本品のワイヤ接続部を歯科矯正用プライヤ等で歯列矯正用ワイヤに圧接して取り付け、フック部にエラスチック器材等の牽引部材を引掛けて用いる。

### 【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）  
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意  
口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
3. 不具合、有害事象  
掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ  
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社JM Ortho  
電話番号:03-5281-4711 Fax 番号:03-5281-4716