

Re
New!

ムーシールドが生まれ変わります!

Sサイズ
新発売



2024 9/24 火
販売開始!

日本製に
なりました!!

商品番号	包装
MSS3 206850280	2個入

販売名:ムーシールド・CLIII 一般的名称:歯列矯正用咬合誘導装置
医療機器認証番号:306AGBZX00002000 医療機器の分類:管理医療機器(クラスII)

MUH Shield®・CLIII

2004年の発売以来、ご好評いただいております「ムーシールド®」が「ムーシールド®・CLIII」となって生まれ変わります。「ムーシールド®・CLIII」はPMMAからポリアミド樹脂に材質を変更し、現行品に比べ破折や亀裂に対する強度が高まりました。

※現行品の「ムーシールド®」(アメリカンオーソドンティックス社製)は在庫限りで販売を終了させていただきます。 ※「ムーシールド・CLIII Mサイズ」は2025年春頃に発売を予定しております。

強度の
向上

PMMAからポリアミド樹脂に材質を変更したことにより、破折や亀裂に対する強度が高まりました。

アルコール
の使用可能

現行品に比べ耐薬品性が向上したことにより、アルコールの使用が可能になりました。

〈ムーシールド・CLIII Sサイズ〉



【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
TEL : 03-5281-4711 FAX : 03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売】株式会社バイオデント

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-33-19 YDM 日暮里ビル

*仕様・価格は2024年9月24日発売時点で予定されているものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。