

ゴムメタルによる不正咬合治療


ワイヤーベンディング実習準備器材



白数先生考案 パーティカルループ&ス
テップバンドプライヤー
特別価格 各¥18,450-
(詳細は裏面にて)



ライトワイヤープライヤー(カッター付き) CUT008C
特別価格 ¥17,600-



ホローチョッププライヤー 60006
特別価格 ¥11,500-



フラットカッター 45020
特別価格 ¥9,600-




ゴムメタルアーチャーレット CUTGMAT
特別価格 ¥24,300-




ゴムメタルアーチャーレット ZERO
CUTGMATZ
特別価格 ¥22,500-



機能的咬合構築を目指す
不正咬合の矯正治療 DSP001
特別価格 ¥19,000- (CD 付)



バーティカルループ&ステップベンドプライヤーは GEAW system を達成させるために考案された GUMMETAL ワイヤ専用の屈曲プライヤーです。それぞれのプライヤーで Short Form と Regular Form の高さが違うので、2本を組み合わせることで 1mm～3mm 刻みでステップの差をつけることができます。



	GEAW SYSTEM GUMMETAL Edgewise Arch wire	CUTVLSB1 Short Form 2.5 mm Regular Form 3.5 mm 	COMBINATION (regular & short form) Upper Lower