


第2回目 生理的な機能咬合を考慮した矯正実習コース

ワイヤーベンディング実習準備器材


2023年5月13日(土)・14日(日)開催



白数先生考案 パーティカルループ&
ステップベンドプライヤー
特別価格 各¥18,450-
(詳細は裏面にて)



ループベンディングプライヤー
CUT007
特別価格 ¥12,800-



ホローチョッププライヤー 60006
特別価格 ¥11,500-



ライトワイヤープライヤー(カッター付き) CUT008C
特別価格 ¥17,600-




フラットカッター 45020
特別価格 ¥9,600-




機能的咬合構築を目指す
不正咬合の矯正治療 DSP001
特別価格 ¥19,000- (CD付)



ゴムメタルアーチャーレット CUTGMAT
特別価格 ¥24,300-



バーティカルループ&ステップバンドプライヤーは GEAW system を達成させるために考案された GUMMETAL ワイヤ専用の屈曲プライヤーです。それぞれのプライヤーで Short Form と Regular Form の高さが違うので、2本を組み合わせて1mm~3mm 刻みでステップの差をつけることができます。



GEAW SYSTEM

GUMMETAL Edgewise Arch wire

CUTVLSB1

Short Form 2.5 mm

Regular Form 3.5 mm

COMBINATION (regular & short form)

Upper

Lower