



実習用インスツルメントと参考書籍のご案内

●講師の白数先生が推奨するインスツルメントならびに参考書籍をご案内いたします。

実習で使用いたしますのでお持ちでないものがありましたらご購入ください。

***当日販売も行っておりますが数に限りがございます。事前のご購入をお願い申し上げます。**

- | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|--------------|-------|--------------------|
| ①,②,③ | パーティカルループ&ステップバンドプライヤー | ④ | ライトワイヤープライヤー | ⑤ | *ホローチョッププライヤー |
| ⑥ | フラットカッター | ⑦ | 機能的咬合構築を目指す | ⑧ | *ゴムメタルアーチャーレットZERO |
| ⑨ | *ゴムメタルアーチャーレット | 不正咬合の矯正治療 | | ※テキスト | |
- *印はあると便利なプライヤーです

①,②,③ JM Ortho 特別価格 ¥20,790(各)  CUTVLSB2  CUTVLSB3 ※幅に関しては別紙「実習準備器材」参照 パーティカルループ&ステップバンドプライヤーはGEAW systemを達成させるために考案されたGUMMETALワイヤー専用の屈曲プライヤーです。それぞれのプライヤーでShort FormとRegular Formの高さが違うので、組み合わせることで1mm～3mm刻みでステップの差をつけることができます。	④ JM Ortho ライトワイヤープライヤー(カッター付き)  CUT008C 特別価格 ¥17,600 ⑤ TASK *ホローチョッププライヤー  60006 特別価格 ¥13,000	
⑥ TASK フラットカッター  45020 特別価格 ¥12,000	⑦ 第一歯科出版 DSP001 機能的咬合構築を目指す不正咬合の矯正治療 ※テキスト (CD付) DSP001  特別価格 ¥19,000	⑧ JM Ortho *ゴムメタルアーチャーレットZERO  CUTGMATZ 特別価格 ¥24,750 ※ワイヤースロットサイズ ・.016"×.022" ・.018"×.025" ・.017"×.022" ・.019"×.025" ・.017"×.025" ・.021"×.025" ・.018"×.022" ゴムメタルストレートワイヤー(切線)をアーチ形状にフォーミングするために開発されたゴムメタル専用アーチャーレットです。トルクは全て0°です
⑨ JM Ortho *ゴムメタルアーチャーレット  CUTGMAT ゴムメタルワイヤーのターレットとしてだけでなく、10°、20°の溝を設けているので、ゴムメタルワイヤーにトルクを付与するツールとしてもお使いいただけます。 特別価格 ¥26,500		

推奨インスツルメント・参考書籍 購入申込み書

●ご購入を希望される商品の購入欄に✓印をつけ、歯科医院名、お名前をご記入のうえ、FAXにてお送りください。

●お申込みいただいたインスツルメントや書籍は事前にお送りいたしますが、セミナー会場での受け取りを希望される場合は受け取り欄に✓印をつけてください。

	商品番号	商 品 名	特別価格	購入	受け取り
①	CUTVLSB1	JM Ortho パーティカルループ&ステップバンドプライヤー	¥20,790	☐	セミナー会場での受け取りを希望 ☐
②	CUTVLSB2	JM Ortho パーティカルループ&ステップバンドプライヤー	¥20,790	☐	
③	CUTVLSB3	JM Ortho パーティカルループ&ステップバンドプライヤー	¥20,790	☐	
④	CUT008C	JM Ortho ライトワイヤープライヤー(カッター付き)	¥17,600	☐	
⑤	60006	TASK ホローチョッププライヤー	¥13,000	☐	
⑥	45020	TASK フラットカッター	¥12,000	☐	
⑦	DSP001	第一歯科出版 機能的咬合構築を目指す不正咬合の矯正治療	¥19,000	☐	
⑧	CUTGMATZ	JM Ortho ゴムメタルアーチャーレット ZERO	¥24,750	☐	
⑨	CUTGMAT	JM Ortho ゴムメタルアーチャーレット	¥26,500	☐	

* 価格に消費税は含まれておりません。

歯科医院名

お名前

**** FAX. 0120-754-090 ****