

# NEW ST LOCK

## ニューSTロック

長年にわたり多くの先生方に愛用されてきた  
リングルアタッチメントの定番装置

Regular



Mini



Extension



※矢印は維持部の高さです。



### 材質

脚部	主線(0.9mm)	コバルトクロム合金
	副線	
維持部	ストッパー	ステンレス合金
		ニッケルクロム合金

## ニューSTロック「脚部」

5/23  
販売START!

「ニューSTロック 脚部(レギュラー・ミニ共用)」

を発売することとなりました!

維持部を交換せず装置だけを取り替えたいときや、

脚部の破損・破折時のスペアとしてご活用ください!

# Product Information

## ニュー ST ロック

維持部が金属の一体成型となっており、技作業によるチューブの変形や破損がしにくくなっています。  
遠心方向のコントロールも可能なエクステンションタイプもご用意しました。



仕様	包装	商品番号	
レギュラー	1組	STLR	206880163LR
	5組	STLR5	206880164LR5
ミニ	1組	STLM	206880163LM
	5組	STLM5	206880164LM5
エクステンション	1組	STLE	206880165
脚部(レギュラー・ミニ共用)	10本	STLF	206880179

販売名：ニュー ST ロック 一般的名称：歯列矯正用ロック  
医療機器認証番号 21300BZZ00246000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

## サンプラチナ矯正線

歯科技工用コバルトクロム合金です。

長さ：30 cm



ワイヤーサイズ (mm)	包装	商品番号	
0.4	5	SP04	2068801660.4
0.5	5	SP05	2068801660.5
0.6	5	SP06	2068801660.6
0.7	5	SP07	2068801660.7
0.8	5	SP08	2068801660.8
0.9	5	SP09	2068801660.9
1.0	5	SP10	2068801661.0
1.2	5	SP12	2068801661.2
1.5	5	SP15	206880181

緑字の商品番号は取寄商品です。

販売名：サンプラチナ矯正線 一般的名称：歯列矯正用ワイヤー  
医療機器認証番号 220AGBZX00200000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

## SW フラックス



ペーストタイプのフラックスで、ろう着時のぬれ性の向上と、金属表面の酸化膜やよごれを除去し、銀ろうの流れをスムーズにします。活性温度は、400-900℃です。

	内容量	商品番号	
SW フラックス	40g	SWF	206350655

## ユーティリティプライヤークラシック



ニュー ST ロックの適合や着脱などに適した丈夫な形状です。

商品番号	
CUT003TC	206860133

販売名：ユーティリティプライヤークラシック 一般的名称：歯科矯正用プライヤー  
医療機器届出番号 09B2X00010R00016 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）  
製造販売：株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原 53 番地

【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

T：03-5281-4711 F：03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

\*仕様・価格は 2022 年 4 月 21 日現在のものです。 \*消費税は含まれておりません。 \*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

【製造販売】株式会社モリタデンタルプロダクツ

〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382-11