

Heat-Activated NiTi Archwires TRANSFORM HA™



ヒートアクチベート NiTi ワイヤー “トランスフォーム HA”

2026.

NEW

1

21

WED

RMO 社製ワイヤー新ブランド 「TRANSFORM HA™」誕生！

パッケージは
ピンク！

RMO 社製ワイヤー「サーモロイワイヤー」が「TRANSFORM HA™ ワイヤー」としてリブランディングいたしました！

「TRANSFORM HA™ワイヤー」は室温ではしなやかに柔らかく、ブラケットスロットへの挿入、結さつが容易に行えます。

また、口腔内で温められることで弾性を回復し、形状・サイズに応じた矯正力を発揮する温度活性型 NiTi 合金ワイヤーです。




アーチフォームの名称が変わりました！

アーチフォームの名称が下記の通り変更になりました。

旧名称	ナチュラルアーチ
新名称	ナチュラルフォーム

	長さ
上顎	61.2mm
下顎	56.6mm



※長さ：正中部から片側遠心端まで

SYNERGY®
CLASS

Orthodontic Archwires

LINEUP ラインナップ一覧

パーマnent・マーキング処理

アーチワイヤーのセンターには、パーマnent・マーキング処理（上顎3本、下顎1本）が施されており、装着の際のポジショニングが容易です。

上顎



下顎



TRANSFORM HA™ワイヤー ナチュラルフォーム

サイズ (inch)	包装	商品番号		標準価格
		上顎	下顎	
.013	25	W12AU013 206850247AU013	W12AL013 206850247AL013	¥10,000
.014	25	W12AU014 206850247AU014	W12AL014 206850247AL014	¥10,000
.016	25	W12AU016 206850247AU016	W12AL016 206850247AL016	¥10,000
.018	25	W12AU018 206850247AU018	W12AL018 206850247AL018	¥10,000
.016×.016	25	W12AU1616 206850248AU1616	W12AL1616 206850248AL1616	¥12,500
.016×.022	25	W12AU1622 206850248AU1622	W12AL1622 206850248AL1622	¥12,500
.017×.025	25	W12AU1725 206850248AU1725	W12AL1725 206850248AL1725	¥12,500
.018×.025	25	W12AU1825 206850248AU1825	W12AL1825 206850248AL1825	¥12,500
.019×.025	25	W12AU1925 206850248AU1925	W12AL1925 206850248AL1925	¥12,500
.021×.025	25	W12AU2125 206850248AU2125	W12AL2125 206850248AL2125	¥12,500

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

販売名: シナジー-NiTiワイヤー 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤー
医療機器認証番号: 307AKBZX00093000 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスII)

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716
<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Inc. (アメリカ)

*仕様・価格は2026年1月21日発売時点のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。