

DISTAL ENDCUTTER FLASH CUT LONG HANDLE



30-553のロングハンドルタイプです。

特徴

- ・消耗品であるホールドリングが不要なため、コストが削減できます。
- ・細いラウンドワイヤーを把持しやすくなりました。
- ・フラッシュカット：バツカルチューブのエンドぎりぎりでのカッティングが行えます。

商品名	商品番号	モリタコード
ディスタルエンドカッターフラッシュカット ロングハンドル	CUT002TL	206860359

販売名：ディスタルエンドカッターフラッシュカットロングハンドル 一般名称：歯科矯正用プライヤ
医療機器届出番号：09B2X00010R00014 医療機器の分類：一般医療機器(クラスⅠ)

切断許容径：ラウンド～.020"/レクト～.021"×0.025"

※価格は2020年7月1日現在のものです。
※デザイン・色彩などは写真と異なる場合がございます。

【販売元】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ杏雲ビル14F
T：03-5281-4711 F：03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売元】株式会社 シオダ

〒321-0517 栃木県那須烏山市東原53