


## U CLASS 2 PRE & U CLASS 3 SMALL 新登場！

▷ **UClass2 PRE** 対象年齢：6歳～12歳 商品番号：UCLASS2TPRE (206860623)


- ・従来の「U Class 2」を装着することが難しい、あるいは装着時 TMJ に痛みを感じる患者さんに。
- ・下顎前歯のスペースが前後的に広がっており、前歯のフレアアウトを抑制しながら II 級関係を改善します。
- ・臼歯部を延長したことにより、大白歯の過萌出を防ぎます。



	長さ (L/mm)	高さ (H/mm)	幅 (W/mm)	臼歯部の幅 (M/mm)
<b>UClass2</b>	45.0	35.0	60.0	15.0
<b>NEW!</b> UClass2 PRE	54.0	35.0	59.0	15.0

▷ **UClass3 SMALL** 対象年齢：4歳～6歳 商品番号：UCLASS3TS (206860624)















- ・従来の「U Class 3」のsmallサイズで、従来品を装着することが難しかった、より小さな患者さんに。
- ・前上顎骨の成長を開放させるデザインで、下顎が前方に誘導されることを抑制します。



	長さ (L/mm)	高さ (H/mm)	幅 (W/mm)	臼歯部の幅 (M/mm)
<b>UClass3</b>	39.0	26.5	60.5	16.5
<b>NEW!</b> UClass3 SMALL	40.0	25.0	54.0	13.0

※ 標準価格につきましては、裏面をご覧ください。

様々な年齢・症例に対応できる豊富なラインナップ！

	固定式装置との併用	CLASS II (オーバージェット 6mm 以上)	CLASS I /II (オーバージェット 6mm 未満)	CLASS III
AGE 3				
AGE 4				
AGE 5		クリア：UKIDDYT ダークブルー：UKIDDYDB ウォーターピンク：UKIDDYP 	 <b>UStart</b> クリア：USTARTT ダークブルー：USTARTDB ウォーターピンク：USTARTP	<b>NEW!</b>  <b>UClass3 SMALL</b> クリア：UCLASS3TS
AGE 6				
AGE 7		<b>NEW!</b>  <b>UClass2 PRE</b> クリア：UCLASS2TPRE or 	 <b>UTrainer SOFT</b> クリア：UTRAINERST ダークブルー：UTRAINERSDB ウォーターピンク：UTRAINERSP	
AGE 8				
AGE 9				
AGE 10				
AGE 11				
AGE 12	 <b>UBrace</b> クリア：UBRACET ダークブルー：UBRACEDB ウォーターピンク：UBRACEP	 <b>UClass2</b> クリア：UCLASS2T ダークブルー：UCLASS2DB ウォーターピンク：UCLASS2P	 <b>UTrainer</b> クリア：UTRAINERT ダークブルー：UTRAINERDB ウォーターピンク：UTRAINERP	 <b>UClass3</b> クリア：UCLASS3T ダークブルー：UCLASS3DB ウォーターピンク：UCLASS3P
AGE 13				詳しい製品情報や カタログはこちら！ 
AGE 14				

必ず骨格等の診断を行った上で、使用する装置を選択してください。

●販売名：ユーコンセプト ●一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置 ●医療機器認証番号：301AKBZX00013000  
 ●医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） ●製造販売：株式会社 JM Ortho ●製造：Savaria-Dent Ltd.

【製造販売業者】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

T.03-5281-4711 F.03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp>

当社公式 Twitter で  
最新情報発信中！



\*仕様は 2021 年 2 月 21 日現在のものです。 \*デザインや色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。