

TorqControl



Torq Control

トルクコントロール
手動式トルクドライバ

(インスツルメントは含みません)
医療機器届出番号 13B1X00133Z00028

7種類のトルク値 10/15/20/25/30/32/35N・cm が1本で可能
軽量 =135g 小径ヘッド (高さ =11.35mm/ 径 =9.2mm)

一体型で7種類の締め付けトルク 補綴物の確実なスクリュー固定が可能です

インプラント治療においては、インプラントとヒーリングスクリューやアバットメントの正確な締結が重要です。

インプラントの取扱説明書に指示されているスクリュー締結の設計値通りの操作が、トルクコントロールを使用することで行えます。

機能

トルクコントロールは 10 ~ 35N・cm の間で設定されたトルク値を越えると、クラッチが空回りしてスクリューに力が伝わりなくなります。

操作性

- 通常のラチェットレンチよりも長く、臼歯部に容易に届きます。
- 100°のヘッドはスクリューへの到達を容易にします。
- 一体型で、これ一つで作業ができます。増し締めなどの際、モーターをセットアップする必要がありません。
- 135°Cオートクレーブが可能、メンテナンスも簡単です。



TorqControl



1. トルクの選択



2. 締め込み



3 設定トルク値を超えると空回りします

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL:03-5625-3306 FAX:03-3635-1060
URL: <http://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所

お問い合わせは

株式会社 JM Ortho

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14階
TEL:03-5281-4711 FAX:03-5281-4716