



JM ORTHO

ホワイトコーティングワイヤー

# FLI<sup>®</sup> W I R E



機能性と審美性を患者様へ…

株式会社 JM Ortho

# 矯正治療中の口元に輝きをもたらします

## 審美ブラケットと併せてお使いいただくことで口元を輝かせます


ブラケットは目立たなくてきれいなのに金属のワイヤーでは目立ってしまう・・・  
そんな時、FLIワイヤーをお使いください。



### FLI WIRE 4つの特長

#### ①ワイヤーの唇側面のみコーティング


唇側面のみコーティングを施しているため、コーティングによるワイヤーの滑りを損なうことはありません。



#### ②ワイヤー自体の強度と性能は従来通り

表記されているサイズはワイヤーサイズです。唇側面コーティングなので、ワイヤーサイズが細くなることはありません。

ラウンドワイヤー



スクエアワイヤー  
レクタングラーワイヤー

コーティングの厚み  
25~80μm



#### ③天然歯にマッチした色調



エステティックティースカラーコーティングを採用。白すぎず、金属っぽさもないので天然歯にとってもマッチします。

#### ④3種類のワイヤー素材をご用意

ニッケルチタン、ステンレスと2種類のワイヤー素材を揃えることにより、様々な治療ステージでのホワイトワイヤーの使用を可能にします。

Ortho<sup>®</sup>inol

TRU-CHROME<sup>®</sup>

オーソノル → ニッケルチタン  
ツルクローム → ステンレス

## <FLIワイヤー NiTi (ナチュラルアーチ) >

	inch	サイズ mm	包装	上顎用 商品番号		下顎用 商品番号	
ラウンド	.012	0.305	10	A07011-A	206860488-7011	A07031-A	206860488-7031
	.014	0.356	10	A07000-A	7000	A07020-A	7020
	.016	0.406	10	A07001-A	7001	A07021-A	7021
	.018	0.457	10	A07002-A	7002	A07022-A	7022
スクエアー	.016 x .016	0.406 x 0.406	10	A07004-A	206860489-7004	A07024-A	206860489-7024
	.020 x .020	0.508 x 0.508	10	A07013-A	7013	A07033-A	7033
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	10	A07005-A	206860489-7005	A07025-A	206860489-7025
	.017 x .025	0.432 x 0.635	10	A07006-A	7006	A07026-A	7026
	.018 x .025	0.457 x 0.635	10	A07008-A	7008	A07028-A	7028
	.019 x .025	0.483 x 0.635	10	A07009-A	7009	A07029-A	7029

販売名：FLI ワイヤー NiTi 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号：224AKBZX00093000  
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造：Ultimate Wireforms, Inc. 製造販売：株式会社 JM Ortho

## <FLIワイヤー SS (ナチュラルアーチ) >

	inch	サイズ mm	包装	上顎用 商品番号		下顎用 商品番号	
ラウンド	.014	0.356	10	A07201-A	206860491-7201	A07221-A	206860491-7221
	.016	0.406	10	A07202-A	7202	A07222-A	7222
	.018	0.457	10	A07203-A	7203	A07223-A	7223
スクエアー	.016 x .016	0.406 x 0.406	10	A07205-A	206860490-7205	A07225-A	206860490-7225
	.020 x .020	0.508 x 0.508	10	A07213-A	7213	A07233-A	7233
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	10	A07207-A	206860490-7207	A07227-A	206860490-7227
	.017 x .025	0.432 x 0.635	10	A07208-A	7208	A07228-A	7228
	.018 x .025	0.457 x 0.635	10	A07209-A	7209	A07229-A	7229
	.019 x .025	0.483 x 0.635	10	A07210-A	7210	A07230-A	7230

販売名：FLI ワイヤー SS 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号：224AKBZX00103000  
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造：Ultimate Wireforms, Inc. 製造販売：株式会社 JM Ortho

# 弊社取り扱い審美ブラケットとの併用例

## ● シンシアブレースとFLI WIREの併用



*Sincere Brace*

ジルコニアセラミックブラケット



販売名：シンシアブレース 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：223AFBZX00188000  
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：クラレノリタケデンタル

## ● FLI CLEARとFLI WIREの併用



FLI<sup>®</sup> Flared Lead In  
CLEAR  
セラミックブラケット



販売名：FLI クリア 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：223AKBZX00132000  
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造：CDB CORPORATION 製造販売：株式会社JM Ortho

## ● ALICEとFLI WIREの併用



POLYURETHANE BRACKET  
アリス  
*Alice*

ポリウレタンブラケット



販売名：アリス 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：223AKBZX00062000  
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造：CDB CORPORATION 製造販売：株式会社JM Ortho

⚠ イメージ写真となります。実際の見た目とは異なる場合がございます。ご了承ください。

お問い合わせ先はこちら

**株式会社 JM Ortho**

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL 03-5281-4711 FAX 03-5281-4716

ホームページの情報もご覧ください

<https://www.jmortho.co.jp/>