

2011年11月29日（第1版）

機械器具58 整形用器具器械

一般医療機器 歯列矯正用チンキャップ 41067000

チンキャップ

【形状、構造及び原理等】



【使用目的、効能又は効果】

他の顎外歯列矯正用器材と併用して、オトガイに対して後上方に向かう力を加えるために使用する。

【操作方法又は使用方法等】

患者のオトガイを包み込むように本体をかぶせ、付属品のゴムを用いて併用の顎外歯列用矯正器材に取り付ける。

【使用上の注意】

天然ゴムに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

有限会社ウィルデント

電話：06-6367-0073