


クリスタブレース3



CrystaBrace[®]3

クリスタブレース[®]3

ボンディングベース面の改良で
接着強度アップ



ガラスと同等の透明性を持つ、審美性の高い
ポリアミド製ブラケットです。

1 目立たない

ガラスと同等の透明性。歯のシェードにかかわらず、
ブラケットは目立ちません。



2 からだにやさしい

メタルフリーで金属アレルギーの方にも対応。

3 経済的

お求めやすい価格で、医院様の材料コストを軽減。

<1 症例キットについて>

1 症例キットにおいて、複数のトルク / アンギュレーションの
選択が可能な部位につきましては、カタログ内に特記事項がある
場合を除き、右記の構成となっております。

- ・上顎左右犬歯 = トルク 0° / アンギュレーション 10°
※上顎犬歯 6° アンギュレーションタイプを除く
- ・下顎前歯 = トルク -1° / アンギュレーション 0°
- ・下顎左右犬歯 = トルク -7° / アンギュレーション 6°

クリスタブレース3

クリスタブレース3 (ロスタイプ)

包装：10個

	トルク	アンギュレーション	オフセット	スパン (mm)	Right/Left	.018スロット	.022スロット
1 1	14°	5°	0°	3.5	R	CB31001 20688003431001	CB32001 20688003732001
					L	CB31002 31002	CB32002 32002
2 2	7°	8°	0°	3.2	R	CB31003 31003	CB32003 32003
					L	CB31004 31004	CB32004 32004
3 3 ※ ¹	0°	10°	0°	3.5	R	CB31005 31005	CB32005 32005
					L	CB31006 31006	CB32006 32006
	0°	6°	0°	3.5	R	CB31012 31012	CB32012 32012
					L	CB31011 31011	CB32011 32011
4 4	-7°	0°	0°	3.2	R/L	CB31007 31007	CB32007 32007
5 5	-7°	0°	0°	3.2	R/L	CB31008 31008	CB32008 32008
21 12 ※ ¹	-1°	0°	0°	3.0	R/L	CB31009 31009	CB32009 32009
	-5°	0°	0°	3.0	R/L	CB31010 31010	CB32010 32010
3 3 ※ ¹	-7°	6°	0°	3.5	R	CB31013 31013	CB32013 32013
					L	CB31014 31014	CB32014 32014
	0°	6°	0°	3.5	R	CB31011 31011	CB32011 32011
					L	CB31012 31012	CB32012 32012
4 4	-11°	0°	0°	3.2	R/L	CB31015 31015	CB32015 32015
5 5	-17°	0°	0°	3.2	R/L	CB31016 31016	CB32016 32016

※上顎犬歯ならびに下顎犬歯 アンギュレーション6° のカラーコードは紫です。※下顎切歯 トルク-5° のカラーコードは青です。

1 症例キット ※構成については P6 をご覧ください。

	包装	.018スロット	.022スロット
3 ~ 3	12個	CBK31001 206880035	CBK32001 206880038
5 ~ 5	20個	CBK31002 20688003631002	CBK32002 20688003932002
5 ~ 5 上顎犬歯6°アンギュレーション	20個	CBK31003 31003	CBK32003 32003

クリスタブレース3 (スタンダードタイプ)

包装：10個

	トルク	アンギュレーション	オフセット	スパン (mm)	Right/Left	.018スロット	.022スロット
21 12 ※ ²	0°	0°	0°	3.5	R/L	CB31501 20688002831501	CB32501 20688003132501
2 2 ※ ²	0°	0°	0°	3.0	R/L	CB31502 31502	CB32502 32502
543 345 543 345	0°	0°	0°	3.5	R/L	CB31503 31503	CB32503 32503

1 症例キット (上顎側切歯はスパン3.0mmです) ※構成については P6 をご覧ください。

	包装	.018スロット	.022スロット
3 ~ 3	12個	CBK31501 206880029	CBK32501 206880032
5 ~ 5	20個	CBK31502 206880030	CBK32502 206880033

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理


※¹ クリスタブレース3 ロスタイプについて

- 一部の部位において、症例に合わせたブラケットの選択が可能です。
- 上顎犬歯では、10° または 6° のアンギュレーションが選択できます。(アンギュレーション 6° のカラーコードは紫です)
下顎犬歯では、-7° または 0° のトルクが選択できます。(カラーコードはいずれも紫です)
 - 下顎切歯では、-1° または -5° のトルクが選択できます。(トルク -5° のカラーコードは青です。)

※² クリスタブレース3 スタンダードタイプについて

- 上顎側切歯は、患者様の歯冠サイズに合わせて選択できます。

クリスタブレース3 カラーコード



注：一部異なるブラケットがございます。