


ニューSTロック / サンプラチナ矯正線

ニューSTロック



長年にわたり多くの先生方に愛用され続けてきた、リングアタッチメントの定番装置です。維持部が金属の一体成型となっており、技工作業によるチューブの変形や破損がありません。

遠心方向のコントロールも可能なエクステンションタイプもご用意しました。

★ニューSTロックは様々な装置に応用可能です。臨床応用レポートをご用意しております。当社ホームページ舌側孤線装置の項目の症例集をご参照ください。

ニューSTロックレギュラー（写真上）
ニューSTロックミニ（写真中）
ニューSTロックエクステンション（写真下）

材質

脚部	主線(0.9mm)	コバルトクロム合金
	副線	ステンレス合金
維持部	ストッパー	ニッケルクロム合金



ニューSTロックエクステンションを使用して遠心移動を行った症例

仕様	包装	商品番号
レギュラー	1組	STLR 206880163LR
	5組	STLR5 206880164LR5
ミニ	1組	STLM 206880163LM
	5組	STLM5 206880164LM5
エクステンション	1組	STLE 206880165

医療機器認証番号 21300BZZ00246000 管理

サンプラチナ矯正線

歯科技工用コバルトクロム合金です。



長さ：30cm

ワイヤーサイズ (mm)	包装	商品番号
0.4	5	SP04 2068801660.4
0.5	5	SP05 0.5
0.6	5	SP06 0.6
0.7	5	SP07 0.7
0.8	5	SP08 0.8
0.9	5	SP09 0.9
1.0	5	SP10 1.0
1.2	5	SP12 1.2
1.5	5	SP15 206880181

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 220AGBZX00200000 管理