

タフオーに比べ柔らかくなり操作性が向上！




JM ORTHO

タフオーライト

# Tough-O **新発売** Light

リガチャー用 O リング



## タフオーに 新たな仲間が加わりました！

～タフオーシリーズの特徴～

- 🚫 独自の熱可塑性ポリウレタンが優れた耐久性を実現
- 🚫 スティック 1 本が患者さんひとり分で衛生的
- 🚫 ラテックスフリーでアレルギーの患者さんにも対応



※結紮時のイメージ  
使用商品：タフオーライト



タフオー


# より結紮力が高い！ Tough-O

リガチャー用 O リング

JM Ortho Corporation

# Product Information

## タフオーシリーズ



### タフオー

独自の熱可塑性ポリウレタンを採用し、硬く結紮力が高いことが特徴です。経時的応力低下が少なく、優れた耐久性を發揮します。ラテックスフリー。



**NEW**

### タフオーライト

タフオーに比べ約 10% 柔らかくなり、操作性が向上しました。タフオーと同じく熱可塑性ポリウレタンを使用しています。ラテックスフリー。

		厚さ mm	内径 mm	外径 mm	包装入り数	商品番号	モリタコード
タフオー	ナチュラル	0.80	1.20	3.00	20 粒付 30 本入	TO-N	206350752
タフオーライト	ナチュラル	0.80	1.20	3.00	20 粒付 30 本入	TO-NL	206350310

販売名：カラーリングレット (TPU) 一般的名称：歯列矯正用エラスチック器材  
医療機器認証番号：225AKBZX00097000 医療機器の分類：管理医療機器 (クラスII)

## O-リング・リガチャー



熱硬化性ポリウレタン製リガチャー用 O-リングで、専用のインスツルメントで容易に装着できます。ラテックスフリー。

	厚さ mm	内径 mm	外径 mm	包装	商品番号	モリタコード
クリア	0.54	1.40	3.50	500	K-2	206350749C
グレイ	0.54	1.40	3.50	500	K-2G	206350749GR

販売名：カラーリングレット 一般的名称：歯列矯正用エラスチック器材  
医療機器認証番号：20500BZZ01136000 医療機器の分類：管理医療機器 (クラスII)

## クイックリガチャープレーサー



結紮用 O-リングをブラケットに装着するための専用インスツルメントです。反対側の V 字カットの入った先端は、結紮の微調整や O-リングの除去などにお使いください。

包装	商品番号	モリタコード
1	NK-1	206350747

販売名：クイックリガチャープレーサー 一般的名称：歯科矯正用結さつ器  
医療機器届出番号：13B2X00107000A02 医療機器の分類：一般医療機器 (クラスI)  
製造：株式会社 YDM 埼玉事業部  
製造販売：株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

【発売】 株式会社 JM Ortho  
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F  
T:03-5281-4711 <https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売】 株式会社ポリマー技研 岩見沢事業所  
〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町 129-18

\*仕様・価格は 2021 年 12 月 1 日現在のものです。 \*消費税は含まれておりません。 \*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合があります。