

ジルコニアセラミックブラケット

JM ORTHO


Sincere Brace II



ジルコニアセラミックブラケット「シンシアブレース」が、色調新たに「シンシアブレースII」として新発売。

従来品と同じく歯冠色になじみやすいA2カラーで、より発色の安定した製法を採用しています。

形状はクラシックかつ結紮しやすい形そのままです。




ジルコニアの高い強度と粘り強さ

シンシアブレースIIはジルコニアセラミック製ブラケットで、高い強度としなやかさが特徴です。その優れた強度と性質から「白いメタル」とも呼ばれ、その特徴を活かしてスマートなシルエットになっています。ジルコニアセラミックは生体親和性に優れており、金属アレルギーをお持ちの方にも使用できます。

結紮しやすい形状

ウィングの厚みが薄く長く作られており、結紮線や結紮用リングが入りやすくなっています。ハイトは2.1mm*です。*ロスタイプ 上顎側切歯のみ2.2mm




安定した接着力

ダブテイルベース(逆三角形のアンダーカット)を採用し、接着剤の種類に左右されることなく安定した接着力を発揮します。

<ロスタイプについて>

これまでロスタイプのベースは「近遠心方向」への曲面のみでしたが、犬歯～小臼歯部位に「切端-歯頸部方向」のカーブを付与し、より歯面にフィットするようリデザインしました。

新たに曲面構造を付与しました



Sincere Brace II

スタンダードタイプ

シンシアブレース II スタンダード .018 1症例キット

部位	包装	商品番号	
5 ~ 5	20個	SISK1000	206860644
3 ~ 3	12個	SISK1010	206860645

シンシアブレース II スタンダード .018 部位単品

包装：10個

部位(左右共通)	スパン(mm)	商品番号	
$\frac{1}{1}$	3.4	SIS1010	2068606431010
$\frac{2}{2}$	3.0	SIS1020	2068606431020
$\frac{3}{3}$	3.0	SIS1030	2068606431030
$\frac{5\ 4}{5\ 4} \mid \frac{4\ 5}{4\ 5}$	3.0	SIS1040	2068606431040
$\frac{2\ 1}{2\ 1} \mid \frac{1\ 2}{1\ 2}$	2.9	SIS1050	2068606431050

ロスタイプ

シンシアブレース II ロス .018 1症例キット

部位	包装	商品番号	
5 ~ 5	20個	SISK2000	206860484
3 ~ 3	12個	SISK2010	206860485

シンシアブレース II ロス .018 部位単品

包装：10個

部位	トルク	アンギュレーション	ローテーション	スパン(mm)	Right / Left	商品番号	
$\frac{1}{1}$	12°	5°	0°	3.4	R	SIS2010	2068604832010
$\frac{1}{1}$					L	SIS2011	2068604832011
$\frac{2}{2}$	8°	9°	0°	3.0	R	SIS2020	2068604832020
$\frac{2}{2}$					L	SIS2021	2068604832021
$\frac{3}{3}$	-2°	11°	0°	3.0	R	SIS2030	2068604832030
$\frac{3}{3}$					L	SIS2031	2068604832031
$\frac{5\ 4}{5\ 4} \mid \frac{4\ 5}{4\ 5}$	-7°	0°	0°	3.0	R / L	SIS2040	2068604832040
$\frac{2\ 1}{2\ 1} \mid \frac{1\ 2}{1\ 2}$	0°	0°	0°	2.9	R / L	SIS2050	2068604832050
$\frac{3}{3}$	-11°	7°	0°	3.0	R	SIS2060	2068604832060
$\frac{3}{3}$					L	SIS2061	2068604832061
$\frac{4}{4}$	-17°	0°	0°	3.0	R / L	SIS2070	2068604832070
$\frac{5}{5}$	-22°	0°	0°	3.0	R / L	SIS2080	2068604832080

販売名：シンシアブレース II 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号：302AKBZX00056000 医療機器の分類：管理医療機器 (クラス II)

ご案内

- ・「シンシアブレース II」.018スロット ロスタイプは、2022年初旬の発売を予定しております。
- ・「シンシアブレース II」は.018スロットのみの販売となり、.022スロットの販売は未定です。

【 発売 】 株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
T：03-5281-4711 F：03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売】 横手精工株式会社 平鹿事業所

〒013-0106 秋田県横手市平鹿町中吉田字下藤根 34

*仕様・価格は2022年1月21日現在のものです。*消費税は含まれておりません。*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。