

NEW ST LOCK

ニューSTロック

長年にわたり多くの先生方に愛用されてきた
リンガルアタッチメントの定番装置

Regular

Mini

Extension

3mm

2mm

3mm

※矢印は維持部の高さです。

材質

脚部	主線(0.9mm)	コバルトクロム合金
	副線	
維持部	ストッパー	ステンレス合金
		ニッケルクロム合金

仕様	包装	商品番号	
レギュラー	1組	STLR	206880163LR
	5組	STLR5	206880164LR5
ミニ	1組	STLM	206880163LM
	5組	STLM5	206880164LM5
エクステンション	1組	STLE	206880165
脚部のみ(レギュラー・ミニ共用)	10本	STLF	206880179

販売名:ニューSTロック 一般的名称:歯科矯正用ロック
医療機器認証番号 21300BZZ00246000 医療機器の分類:管理医療機器(クラスII)

新発売

ニューSTロック「脚部」

「ニューSTロック 脚部のみ(レギュラー・ミニ共用)」
を発売いたしました!

維持部を交換せず装置だけを取り替えたいときや、
脚部の破損・破折時のスペアとしてご活用ください!

Product Information

NEW

オーソソルダーⅡ (2022 年秋発売予定)



流ろう性がよく、操作性に優れた歯科用銀合金ろうです。

液相点：650℃

ワイヤーサイズ (mm)	内容量	商品番号	
0.5	10g1巻	SDR05	20688018205
0.6	10g1巻	SDR06	20688018206

販売名：オーソソルダーⅡ 一般的名称：歯科用銀ろう
医療機器認証番号 304AGBZX00066000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

サンプラチナ矯正線

歯科技工用コバルトクロム合金ワイヤーです。

長さ：30 cm



ワイヤーサイズ (mm)	包装	商品番号	
0.4	5	SP04	2068801660.4
0.5	5	SP05	2068801660.5
0.6	5	SP06	2068801660.6
0.7	5	SP07	2068801660.7
0.8	5	SP08	2068801660.8
0.9	5	SP09	2068801660.9
1.0	5	SP10	2068801661.0
1.2	5	SP12	2068801661.2
1.5	5	SP15	206880181

緑字の商品番号は取寄商品です。

販売名：サンプラチナ矯正線 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ
医療機器認証番号 220AGBZX00200000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

SW フラックス



ペーストタイプのフラックスで、ろう着時のぬれ性の向上と、金属表面の酸化膜やよごれを除去し、銀ろうの流れをスムーズにします。活性温度は、400-900℃です。

	内容量	商品番号	
SW フラックス	40g	SWF	206350655

医療機器非該当品 製造：YAMAKIN株式会社

ユーティリティプライヤークラシック



ニュー S T ロックの適合や着脱などに適した丈夫な形状です。

商品番号	
CUT003TC	206860133

販売名：ユーティリティプライヤークラシック 一般的名称：歯科矯正用プライヤ
医療機器届出番号 09B2X00010R00016 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）
製造販売：株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原 53 番地

【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

T：03-5281-4711 F：03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

*仕様・価格は 2022 年 8 月 21 日現在のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

【製造販売】株式会社モリタデンタルプロダクツ

〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382-11