


Ligature Family

-Ligature products-

JM Ortho から発売している結紮用商品(通称:リガチャーファミリー)をご紹介します!
関連インスツルメントも数多くご用意しております!



◆◆ Ligature Wire ◆◆

歯列矯正用結紮線 *¹



※日本製



ステンレススティールワイヤーをスプールに巻いたタイプです。プリフォームタイプでは長さが足りない連続結紮に便利です。

inch	mm	長さ	商品番号	
.008	0.20	10m	LGS02	20688018302
.010	0.25		LGS025	206880183025
.012	0.30		LGS03	20688018303

inch の値は換算目安です。

リガチャーワイヤー (spool) *²



1 オンス巻 (28g)

バルクタイプのツルクロームリガチャーワイヤーです。

1 オンス (28g)				
inch	mm	長さ	商品番号	
.007	0.177	145.7m	E00120	206350432120
.008	0.203	111.3m	E00121	206350432121
.009	0.228	87.8m	E00122	206350432122
.010	0.254	71.0m	E00123	206350432123
.012	0.304	49.4m	E00125	206350432125
.014	0.355	36.3m	E00126	206350432126
.016	0.406	27.7m	E00128	206350432128
.018	0.457	22.0m	E00129	206350432129
.020	0.508	17.7m	E00130	206350432130

長さは目安です。


プリフォームドリガチャーワイヤー *²



硬度はデッドソフト（軟性）で、精密にプリフォーム加工されているため、スピーディーに結紮できます。ステンレススティール製です。

inch	mm	包装	商品番号	
.008	0.203	1000	E00700	206350457E700
.009	0.228	1000	E00701	206350457E701
.010	0.254	1000	E00702	206350457E702
.011	0.279	1000	E00703	206350457E703
.012	0.304	1000	E00704	206350457E704
.010	0.254	250	E00702-1	206350456

リガチャータイフック (コバヤシフック) *²



プリフォームされたワイヤー先端の一部が溶接しており、結紮と同時にブラケットにフックをプラスすることができます。ステンレススティール製です。

inch	mm	包装	商品番号	
.012	0.304	100	A01202	2063502981202
.014	0.355	100	A01203	2063502981203


*¹ 販売名：歯列矯正用結紮線 一般的名称：歯列矯正用結さつ材 医療機器認証番号：304AGBZX00074000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社モリタデンタルプロダクツ 〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382-11

*² 販売名：矯正用結さつ材 一般的名称：歯列矯正用結さつ材 医療機器認証番号：301AKBZX00068000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社 JM Ortho 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F


◆◆Elastic Module◆◆

タフオーシリーズ *3

タフオー



タフオーライト



独自の熱可塑性ポリウレタンを採用し、硬く結紮力が高いことが特長です。経時的応力低下が少なく、優れた耐久性を発揮します。ラテックスフリー。

タフオーに比べ約10%柔らかくなり、操作性が向上しました。琥珀色に近い色合いで、天然歯にマッチします。素材はタフオーと同じく熱可塑性ポリウレタンを使用しています。ラテックスフリー。

	厚さ (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	包装	商品番号	
タフオー	0.8	1.20	3.00	20粒付 30本入	TO-N	206350752
タフオーライト	0.8	1.20	3.00	20粒付 30本入	TO-NL	206350310

*3 使用時に急激な力で引き伸ばすと切れる場合がございますので、ご注意ください。
結紮には次ページ記載のクイックリガチャープレーサーの使用をおすすめしております。

O-リングリガチャー *4




熱硬化性ポリウレタン製のリガチャー用O-リングで、専用インスツルメント（クイックリガチャープレーサー）で容易に結紮できます。

	厚さ (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	包装	商品番号	
クリア	0.54	1.40	3.50	500	K-2	206350749C
グレイ	0.54	1.40	3.50	500	K-2G	206350749GR

F.M. リングレット *4

クローズ ヘビー




F.M. リングレットは高精度の加工技術によって製造された熱硬化性ポリウレタン素材のエラスティックチェーンです。伸びに対する戻り変形が少なく、安定した矯正力を発揮します。

厚さが0.62mm クローズ（ヘビー）及びカッティングスペースのあるアジョインは結紮にもおすすめです！

一度ゆっくりと伸ばしてから装着することで、より安定した力が得られます。

アジョイン



形状	厚さ	色	長さ (mm)	商品番号	
クローズ	ヘビー (0.62mm)	クリア	4m	LXH	206350051LXH
			1m	LXHi	206350085LXHi
アジョイン	標準 (0.5mm)	クリア	4m	LA	206350051LA
			1m	LAi	206350085LAi

*3 販売名：カラーリングレット (TPU) 一般的名称：歯列矯正用エラスティック器材 医療機器認証番号：225AKBZX00097000 医療機器の分類：管理医療機器 (クラスII)

*4 販売名：カラーリングレット 一般的名称：歯列矯正用エラスティック器材 医療機器認証番号：20500BZZ01136000 医療機器の分類：管理医療機器 (クラスII)

関連インスツルメント

リガッティングインスツルメント

リガチャーワイヤー（結紮線）専用

◆リガチャーフォーミングプライヤー *5

リガチャーワイヤーをプリフォームドタイプに成形する際に使用します。



① リガチャーワイヤーを把持

② リガチャーワイヤーを軽く抑えながらハンドルをゆっくりと握りこむ

③ 成形完了

商品番号	
60-225T	206350000

販売名：リガチャーフォーミングプライヤー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ 医療機器届出番号：0982X00010000143
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

◆リガチャーツイスター *6

先端部がスライドして、ワイヤーをしっかり把持することで、難しいワイヤー結紮も容易にできます。




プリフォームドリガチャーワイヤーでもご使用いただけます。

商品番号	
LT	206850796

販売名：ツイスター 一般的名称：歯科矯正用結紮器 医療機器届出番号：1282X00015000003
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）


◆リガチャータイニングプライヤー *5



商品番号	
60-102	206860273

販売名：リガチャータイニングプライヤー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ 医療機器届出番号：0982X00010000142
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

◆リガチャータイニングプライヤー クーンタイプ *5



商品番号	
60-101C	206350000

販売名：リガチャータイニングプライヤー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ 医療機器届出番号：0982X00010000142
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）


◆リガチャータイングプライヤー *7



商品番号	
678-211	206850024

販売名：プライヤー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ 医療機器届出番号：1382X10195012101
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

◆リガッティング&ディレクター *5



60-817

商品番号		
ピンあり	60-817	206860029
ピンなし	60-817N	206860143

販売名：リガッティング&ディレクター 一般的名称：歯科矯正用結紮器 医療機器届出番号：0982X00010000148
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

◆SH ダイヤモンドディレクター *8



商品番号		
SH ダイヤモンドディレクター（ポイントS1 個入）	SHDD	206850897
交換用ポイントS(3 本入)	SHDDPS	206850898
交換用ポイントM(3 本入)	SHDDPM	206850906

販売名：P 式 SH ダイヤモンドディレクター 一般的名称：歯科矯正用結紮器 医療機器届出番号：1383X10059000352
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）



エラスティックモジュール専用

◆クイックリガチャープレーサー




O-リング・リガチャーやタフオーシリーズをブラケットに装着するための専用インスツルメントです。反対側のV字カットの入った先端は、結紮の微調整やO-リングの除去などにお使いください。



商品番号	
NK-1	206350747

販売名：クイックリガチャープレーサー 一般的名称：歯科矯正用結紮器 医療機器届出番号：1382X00107000A02
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 製造販売：株式会社・M Crto

◆エラスティックプレッシングプライヤー フック付き *5



商品番号	
60-216	206850153

販売名：エラスティックプレッシングプライヤー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ 医療機器届出番号：0982X00010000144
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

◆エラスティックプレッシングプライヤー *5



商品番号	
60-218	206350154

販売名：エラスティックプレッシングプライヤー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ 医療機器届出番号：0982X00010000144
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

◆モスキートスリムストレート *8



商品番号	
CUTMSS	206850908

販売名：モスキートスリムストレート 一般的名称：歯科矯正用結紮器 医療機器届出番号：1383X10059000350
医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

*製造販売：株式会社シオダ 〒321-0517 栃木県那須烏山市市東原 53
*製造販売：株式会社カンノ 〒270-0128 千葉県流山市おおたかの森西 3-3-8
*製造販売：ヒューフレディ・ジャパン合同会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-13-10 プロスティック秋葉原 6F
*製造販売：フジデンタル株式会社 〒114-0015 東京都北区中里 2-14-8

※緑字の商品番号は取り寄せ品です。