

株式会社 JM Ortho

東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
T:03-5281-4711 F:03-5281-4716 〒101-0062

ショイデンタル社「バイオスターV型(5型)」修理対応終了のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。


さて、2006年4月から2010年9月まで販売しておりました「バイオスターV型(5型)」につきまして、メーカーからの部品供給終了に伴い、2023年12月20日をもちまして修理対応を終了させていただくこととなりましたので、ご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

修理対応終了日 : 2023年12月20日(水)
対象商品 : バイオスターV型(5型)
商品番号 : 3112
製造 : ショイデンタル社



※ バイオスター5型の判別は、本体の後に貼ってあるシールに記載のあるシリアルナンバー(写真：左 赤枠)で確認できます。
今回、対象となる器体は「50001」～「50141」です。
(別紙に各型の修理対応状況を記載しています)

後継品 : バイオスター VII型
商品番号 : 3021
製造 : ショイデンタル社
カタログ掲載項 : P204～205
5型との違い : 別紙をご参照ください



以上

【V型と比較したⅦ型の特長】

■大きなカラー液晶パネル

新型のⅦ型では、従来のモノクロ液晶画面から大型のカラー液晶画面に変わりました。

スイッチはタッチパネルになっており、触れるだけで操作できます。

設定時間、設定温度、設定圧力、残り時間等、多くの情報をカラーで表示します。

※言語は英語です



■便利なバーコードリーダー

プレート、または箱に印刷されているバーコードを、バイオスター前面にある半円形の板の上に置くとプレート情報を読み込み、自動的に加熱時間・加熱温度・冷却時間が設定されます。

また、従来のようにマニュアルで3桁のコードを入力することで、加熱時間・加熱温度・冷却時間を設定することも可能です。



■ヒーターの熱伝導効率の向上

5型はプレートの中央付近のみを加熱する構造ですが、7型は温める範囲を広げるためにヒーターの形状を工夫し、プレートの端付近まで加熱できるようになりました。

プレートがよく伸びるようになったことで、成形品の精度向上を実現しています。

【各型の修理対応状況】

各型の修理対応状況は、下記の通りです。

型	商品番号	シリアルナンバー	修理可・不可
バイオスター-III(3)型 前期モデル	3126	4/0004～4/1675 (販売年：1988～1999年)	修理取扱終了(2013年4月)
バイオスター-III(3)型 後期モデル	3128	00001～01688 (販売年：1988～1999年)	修理取扱終了(2013年4月)
バイオスター-IV(4)型	3128	40001～40158 (販売時期：1999～2005)	修理取扱終了(2019年9月)
バイオスター-V(5)型	3112	50001～50141 (販売年：2005～2009年)	修理取扱終了(2023年12月)
バイオスター-VI(6)型	3020	60002～60245 (販売年：2009～2016年)	修理取扱中
バイオスター-VII(7)型	3021	70002～ (販売年：2016年～)	修理取扱中

※修理代品の在庫状況により、修理のご依頼を少しお待ちいただくケースがございます。

大変恐れ入りますが、その際にご相談させていただきますことご容赦ください。