


クリスタブレース7

ゴールドスロット

MBTタイプ

※レギュラーズロットでのご用意はございません。



2023.10.23～

新発売

クリスタブレース7 ゴールドスロット MBT タイプ .022 単品

包装：10個

部位	トルク	アンギュレーション	オフセット	スパン (mm)	フック	Right/Left	商品番号
1 1	17°	4°	0°	3.5		R	CB76001 206880184UR1
						L	CB76002 206880184UL1
2 2	10°	8°	0°	3.2		R	CB76003 206880184UR2
						L	CB76004 206880184UL2
3 3	-7°	8°	0°	3.5		R	CB76005 206880184UR3
						L	CB76006 206880184UL3
					フック付き	R	CB76009 206880185UR3H
					フック付き	L	CB76010 206880185UL3H
4 4	-7°	0°	0°	3.2		R/L	CB72007 20688000772007
						フック付き	R
					フック付き	L	CB72012 20688000872012
					フック付き	R/L	CB72008 20688000772008
5 5	-7°	0°	0°	3.2		R	CB72013 20688000872013
						フック付き	L
21 12	-6°	0°	0°	3.0		R/L	CB76015 206880186L12
3 3	-6°	3°	0°	3.5		R	CB76019 206880186LR3
						L	CB76020 206880186LL3
					フック付き	R	CB76025 206880187LR3H
					フック付き	L	CB76026 206880187LL3H
4 4	-12°	2°	0°	3.2		R	CB76021 206880186LR4
						L	CB76022 206880186LL4
					フック付き	R	CB76027 206880187LR4H
					フック付き	L	CB76028 206880187LL4H
5 5	-17°	2°	0°	3.2		R	CB76023 206880186LR5
						L	CB76024 206880186LL5
					フック付き	R	CB76029 206880187LR5H
					フック付き	L	CB76030 206880187LL5H

※上顎小臼歯用はロスタイプと共通です。

※カラーコードは弊社総合カタログ 2023-2025 版 20 ページをご覧ください。

クリスタブレース7 ゴールドスロット MBT タイプ .022 1 症例キット

部位	包装	フック	商品番号
3~3	12個	フックなし	CBK76001 206880188
3~3	12個	犬歯のみフック	CBK76004 206880191
5~5	20個	フックなし	CBK76002 206880189
5~5	20個	犬歯のみフック	CBK76005 206880192
5~5	20個	犬歯・小臼歯フック	CBK76003 206880190

※.018 スロットでのご用意はございません。

販売名：クリスタブレース 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号：222AGBZX00149000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）

【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
T：03-5281-4711 F：03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売】株式会社モリタデンタルプロダクツ

〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382-11

*仕様・価格は 2023 年 10 月 1 日現在のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。