


ヘッドギア(オーソバンド社製) ストラップの長さ 参考値

	① - 頭頂部バンド	② - 後頭部 正中バンド	③ - 後頭部 下部バンド
O-130H	最大 約22cm x 2 (合計 約44cm)	最大 約30cm	最大 約19.5cm x 2 (合計 約39cm)
O-135V	最大 約22cm x 2 (合計 約44cm)	最大 約30cm	最大 約23.5cm x 2 (合計 約47cm)
O-140H	最大 約22cm x 2 (合計 約44cm)	最大 約30cm	最大 約19.5cm x 2 (合計 約39cm)
O-170	最大 約24.5cm x 2 (合計 約49cm)	最大 約34cm	最大 約28.5cm x 2 (合計 約57cm) ※バンド中央部に沿って測った場合

※紐の長さには4cm程度の個体差があります。ただし、寸法が前後しても頭部を十分カバーできる大きさで作られています。

※両サイドにそれぞれバンドが重なっている場合、片側ずつのバンドの長さの最大寸法と、その合計を記載しています。

130H/140H/135V



170

