

JM Ortho 総合カタログ 2023—2025版 正誤表②

下記の通り間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。

頁	項目・商品名
202	バイオスター用各種プレートの特性 CA Pro+

即時重合レジンとの接着性	
誤	正
○	×(接着不可)
【理由】 CA Pro+は、PET-G/TPU(熱可塑性ポリウレタン)/PET-Gの三層構造となっており、各層が薄く、モノマーが層の剥離を引き起こす可能性があるため使用を推奨いたしません。	