


＜スーパーエラスティックNiTiワイヤー ツルフォーム I＞

(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

| | inch | サイズ mm | 包装 | 上顎用 商品番号 | 下顎用 商品番号 |
|---------|-------------|---------------|----|-------------|----------------|
| ラウンド | .012 | 0.305 | 25 | SETFU012 | 206850983U012 |
| | .014 | 0.356 | 25 | SETFU014 | U014 |
| | .016 | 0.406 | 25 | SETFU016 | U016 |
| | .018 | 0.457 | 25 | SETFU018 | U018 |
| スクエア | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 25 | SETFU1616 | 206850984U1616 |
| | .018x.018 | 0.457x0.457 | 25 | SETFU1818 | U1818 |
| | .020 x .020 | 0.508 x 0.508 | 25 | SETFU2020 | U2020 |
| レクタングラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 25 | SETFU1622 | 206850984U1622 |
| | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 25 | SETFU1725 | U1725 |
| | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 25 | SETFU1825 | U1825 |
| | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 25 | SETFU1925 | U1925 |
| | .021 x .025 | 0.533 x 0.635 | 25 | SETFU2125 | U2125 |


上記サイズ以外にもお取り扱いがございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

ISO規格による3点曲げフォーステスト





ANSI/ADA Specifications #32, Orthodontic Wires: 2006

応力ひずみ曲線



使用ワイヤー：016 スーパーエラスティックNiTiワイヤー
試験温度：37℃

スーパーエラスティック NiTiワイヤー



<サーマルアクチベートNiTiワイヤー ツルフォーム I>


ワイヤーを18℃以下に冷却することで超軟化し、30℃以上で超弾性化する温度活性性質のワイヤーです。

(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

| | サイズ | | 包装 | 上顎用 商品番号 | | 下顎用 商品番号 | |
|----------|-------------|---------------|----|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | inch | mm | | | | | |
| ラウンド | .012 | 0.305 | 25 | TTFU012 | 206850916U012 | TTFL012 | 206850916L012 |
| | .014 | 0.356 | 25 | TTFU014 | U014 | TTFL014 | L014 |
| | .016 | 0.406 | 25 | TTFU016 | U016 | TTFL016 | L016 |
| | .018 | 0.457 | 25 | TTFU018 | U018 | TTFL018 | L018 |
| | .020 | 0.508 | 25 | TTFU020 | U020 | TTFL020 | L020 |
| スクエア | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 25 | TTFU1616 | 206850917U1616 | TTFL1616 | 206850917L1616 |
| | .018x.018 | 0.457x0.457 | 25 | TTFU1818 | U1818 | TTFL1818 | L1818 |
| | .020 x .020 | 0.508 x 0.508 | 25 | TTFU2020 | U2020 | TTFL2020 | L2020 |
| レクタングュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 25 | TTFU1622 | 206850917U1622 | TTFL1622 | 206850917L1622 |
| | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 25 | TTFU1725 | U1725 | TTFL1725 | L1725 |
| | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 25 | TTFU1825 | U1825 | TTFL1825 | L1825 |
| | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 25 | TTFU1925 | U1925 | TTFL1925 | L1925 |
| | .021 x .025 | 0.533 x 0.635 | 25 | TTFU2125 | U2125 | TTFL2125 | L2125 |




スーパーエラスティックNiTiワイヤーとサーマルアクチベートNiTiワイヤーのたわみ量の比較



Tested to ANSI/ADA Specification #32, Orthodontic Wires: 2006

サーマルアクチベートNiTiワイヤー



<スーパーエラストックNiTiワイヤー/ディンプル>



上顎 ディンプル



下顎 ディンプル




(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

| | サイズ | | 包装 | 上顎用 商品番号 | | 下顎用 商品番号 | |
|---------|-------------|---------------|----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | inch | mm | | | | | |
| ラウンド | .012 | 0.305 | 25 | SETFU012D | 206850986U012D | SETFL012D | 206850986L012D |
| | .014 | 0.356 | 25 | SETFU014D | U014D | SETFL014D | L014D |
| | .016 | 0.406 | 25 | SETFU016D | U016D | SETFL016D | L016D |
| レクタングラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 25 | SETFU1622D | 206850987U1622D | SETFL1622D | 206850987L1622D |
| | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 25 | SETFU1725D | U1725D | SETFL1725D | L1725D |
| | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 25 | SETFU1825D | U1825D | SETFL1825D | L1825D |
| | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 25 | SETFU1925D | U1925D | SETFL1925D | L1925D |

上記サイズ以外にもお取り扱いがございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

<サーマルアクチベートNiTiワイヤー/ディンプル>



上顎 ディンプル




下顎 ディンプル



(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

| | サイズ | | 包装 | 上顎用 商品番号 | | 下顎用 商品番号 | |
|---------|-------------|---------------|----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | inch | mm | | | | | |
| ラウンド | .014 | 0.356 | 25 | TTFU014D | 206850918U014D | TTFL014D | 206850918L014D |
| | .016 | 0.406 | 25 | TTFU016D | U016D | TTFL016D | L016D |
| | .018 | 0.457 | 25 | TTFU018D | U018D | TTFL018D | L018D |
| スクエア | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 25 | TTFU1616D | 206850919U1616D | TTFL1616D | 206850919L1616D |
| レクタングラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 25 | TTFU1622D | 206850919U1622D | TTFL1622D | 206850919L1622D |
| | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 25 | TTFU1725D | U1725D | TTFL1725D | L1725D |
| | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 25 | TTFU1825D | U1825D | TTFL1825D | L1825D |
| | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 25 | TTFU1925D | U1925D | TTFL1925D | L1925D |


<リバーカーブNiTiワイヤー アーチⅠ>



(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

| | inch | サイズ mm | 包装 | 上顎用 商品番号 | 下顎用 商品番号 |
|----------|-------------|---------------|----|--------------------------|--------------------------|
| ラウンド | .014 | 0.356 | 10 | SERCU014 206850927U014 | SERCL014 206850927L014 |
| | .016 | 0.406 | 10 | SERCU016 206850927U016 | SERCL016 206850927L016 |
| | .018 | 0.457 | 10 | SERCU018 206850927U018 | SERCL018 206850927L018 |
| スクエア | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | SERCU1616 206850988U1616 | SERCL1616 206850988L1616 |
| レクタングュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | SERCU1622 206850988U1622 | SERCL1622 206850988L1622 |
| | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | SERCU1725 206850988U1725 | SERCL1725 206850988L1725 |
| | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | SERCU1825 206850988U1825 | SERCL1825 206850988L1825 |
| | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | SERCU1925 206850988U1925 | SERCL1925 206850988L1925 |

<リバーカーブNiTiワイヤー アーチⅢ>



(緑字の商品番号は取り寄せ商品です)

| | inch | サイズ mm | 包装 | 上顎用 商品番号 | 下顎用 商品番号 |
|----------|-------------|---------------|----|----------------------------|----------------------------|
| ラウンド | .012 | 0.305 | 10 | SERCU3012 206850928U3012 | SERCL3012 206850928L3012 |
| | .014 | 0.356 | 10 | SERCU3014 206850928U3014 | SERCL3014 206850928L3014 |
| | .016 | 0.406 | 10 | SERCU3016 206850928U3016 | SERCL3016 206850928L3016 |
| | .018 | 0.457 | 10 | SERCU3018 206850928U3018 | SERCL3018 206850928L3018 |
| スクエア | .016 x .016 | 0.406 x 0.406 | 10 | SERCU31616 206850989U31616 | SERCL31616 206850989L31616 |
| レクタングュラー | .016 x .022 | 0.406 x 0.559 | 10 | SERCU31622 206850989U31622 | SERCL31622 206850989L31622 |
| | .017 x .025 | 0.432 x 0.635 | 10 | SERCU31725 206850989U31725 | SERCL31725 206850989L31725 |
| | .018 x .025 | 0.457 x 0.635 | 10 | SERCU31825 206850989U31825 | SERCL31825 206850989L31825 |
| | .019 x .025 | 0.483 x 0.635 | 10 | SERCU31925 206850989U31925 | SERCL31925 206850989L31925 |

販売名：サーマルアーチワイヤー 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号：21500BZY00512000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造：G&H Wire Company, Inc. 製造販売：株式会社 JM Ortho

お問い合わせ先はこちら

株式会社 JM Ortho

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
TEL 03-5281-4711 FAX 03-5281-4716

ホームページの情報もご覧ください

<https://www.jmortho.co.jp/>