

Re  
New!

ムーシールドが生まれ変わります!

Sサイズ  
新発売



2024 **8/21** 水  
販売開始!

日本製に  
なりました!!

包装: 2個入

商品番号

**MSS3** 206850280

販売名: ムーシールド・CLIII 一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置  
医療機器認証番号: 306AGBZX00002000 医療機器の分類: 管理医療機器(クラスII)

# MUH Shield®・CLIII

2004年の発売以来、20年間ご愛顧いただいている「ムーシールド®」が「ムーシールド®・CLIII」となって生まれ変わります。「ムーシールド®・CLIII」はPMMAからポリアミド樹脂に材質を変更したことにより、破折や亀裂に対する強度が高まりました。

※現行品の「ムーシールド®」(アメリカンオーソドンティックス社製)は在庫限りで販売を終了させていただきます。 ※「ムーシールド・CLIII Mサイズ」は2025年春頃に発売を予定しております。

強度  
向上

- PMMAからポリアミド樹脂に材質を変更したことにより、破折や亀裂に対する強度が高まりました。

耐薬品性  
向上

現行品に比べ耐薬品性が向上したことにより、アルコールによる清拭が可能になりました。

〈ムーシールド・CLIII Sサイズ〉



【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F  
TEL : 03-5281-4711 FAX : 03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

【製造販売】株式会社バイオデント

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-33-19

\*仕様・価格は2024年8月21日発売時点で予定されているものです。 \*消費税は含まれておりません。 \*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。