

ゴムメタルによる不正咬合治療


ワイヤーベンディング実習準備器材



白数先生考案 パーティカルループ&ス
テップバンドプライヤー
特別価格 各¥20,790-
(詳細は裏面にて)



ライトワイヤープライヤー(カッター付き) CUT008C
特別価格 ¥17,600-



ホローチョッププライヤー 60006
特別価格 ¥13,000-



フラットカッター 45020
特別価格 ¥12,000-




ゴムメタルアーチャーレット CUTGMAT
特別価格 ¥26,500-




ゴムメタルアーチャーレット ZERO
CUTGMATZ
特別価格 ¥24,750-



機能的咬合構築を目指す
不正咬合の矯正治療 DSP001
特別価格 ¥19,000- (CD 付)



バーティカルループ&ステップバンドプライヤーは GEAW system を達成させるために考案された GUMMETAL ワイヤ専用の屈曲プライヤーです。それぞれのプライヤーで Short Form と Regular Form の高さが違うので、2本を組み合わせることで 1mm~3mm 刻みでステップの差をつけることができます。



GEAW SYSTEM

GUMMETAL Edgewise Arch wire

CUTVLSB1

Short Form 2.5 mm

Regular Form 3.5 mm

COMBINATION (regular & short form)

Upper

Lower