

ホワイトコーティングワイヤー

FLI[®] WIRE



機能性と審美性を患者様へ...

株式会社 JM Ortho

矯正治療中の口元に輝きをもたらします

審美ブラケットと併せてお使いいただくことで口元を輝かせます

ブラケットは目立たなくてきれいなのに金属のワイヤーでは目立ってしまう・・・
そんな時、FLIワイヤーをお使いください。




使用ブラケット：FLIクリア

販売名：FLI クリア 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：223AKBZX00132000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：株式会社 JM Ortho

FLI WIRE 4つの特長

①ワイヤーの唇側面のみコーティング


唇側面のみコーティングを施しているため、コーティングによるワイヤーの滑りを損なうことがありません。



②ワイヤー自体の強度と性能は従来通り


表記されているサイズはワイヤーサイズです。唇側面コーティングなので、ワイヤーサイズが細くなることはありません。

ラウンドワイヤー



スクエアワイヤー
レクタングュラーワイヤー

コーティングの厚み
25~80μm



③天然歯にマッチした色調



エステティックティースカラーコーティングを採用。
白すぎず、金属っぽさもないので天然歯にとってもマッチします。

④2種類のワイヤー素材をご用意

ニッケルチタン、ステンレスの2種類のワイヤー素材を揃えることにより、様々な治療ステージでのホワイトワイヤーの使用を可能にします。

Orthonol®

TRU-CHROME®

オーソノル → ニッケルチタン
ツルクローム → ステンレス

<FLIワイヤー NiTi（ナチュラルアーチ）>

	inch	サイズ mm	包装	上顎用 商品番号	下顎用 商品番号
ラウンド	.012	0.305	10	A07011-A 206860488-7011	A07031-A 206860488-7031
	.014	0.356	10	A07000-A 7000	A07020-A 7020
	.016	0.406	10	A07001-A 7001	A07021-A 7021
	.018	0.457	10	A07002-A 7002	A07022-A 7022
スクエアー	.016 x .016	0.406 x 0.406	10	A07004-A 206860489-7004	A07024-A 206860489-7024
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	10	A07005-A 206860489-7005	A07025-A 206860489-7025
	.017 x .025	0.432 x 0.635	10	A07006-A 7006	A07026-A 7026
	.018 x .025	0.457 x 0.635	10	A07008-A 7008	A07028-A 7028
	.019 x .025	0.483 x 0.635	10	A07009-A 7009	A07029-A 7029

販売名：FLI ワイヤー NiTi 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号：224AKBZX00093000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：株式会社 JM Ortho

<FLIワイヤー SS（ナチュラルアーチ）>

	inch	サイズ mm	包装	上顎用 商品番号	下顎用 商品番号
ラウンド	.014	0.356	10	A07201-A 206860491-7201	A07221-A 206860491-7221
	.016	0.406	10	A07202-A 7202	A07222-A 7222
	.018	0.457	10	A07203-A 7203	A07223-A 7223
スクエアー	.016 x .016	0.406 x 0.406	10	A07205-A 206860490-7205	A07225-A 206860490-7225
レクタングュラー	.016 x .022	0.406 x 0.559	10	A07207-A 206860490-7207	A07227-A 206860490-7227
	.017 x .025	0.432 x 0.635	10	A07208-A 7208	A07228-A 7228
	.018 x .025	0.457 x 0.635	10	A07209-A 7209	A07229-A 7229
	.019 x .025	0.483 x 0.635	10	A07210-A 7210	A07230-A 7230

販売名：FLI ワイヤー SS 一般的名称：歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号：224AKBZX00103000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：株式会社 JM Ortho

JM Ortho取り扱い審美ブラケットとの併用例

クリスタブレース7ゴールドスロットとFLI WIREの併用

CrystaBrace®7

クリスタブレース®7 プラスティックブラケット



販売名：クリスタブレース（クリスタブレース7） 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号：222AGBZX00149000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社モリタデンタルプロダクツ 栃木県大田原市下石上1382-11

クリスタブレース3とFLI WIREの併用

CrystaBrace®3

クリスタブレース®3 プラスティックブラケット



販売名：クリスタブレース（クリスタブレース3） 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号：222AGBZX00149000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社モリタデンタルプロダクツ 栃木県大田原市下石上1382-11

S-lineとFLI WIREの併用

S-line™

セラミックブラケット



販売名：BCTセラミックブラケット 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：301AKBZX00035000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：株式会社JM Ortho

C-lineとFLI WIREの併用

C-line™

セラミックブラケット



販売名：BCTセラミックブラケット 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：301AKBZX00035000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：株式会社JM Ortho

ALICEとFLI WIREの併用

POLYURETHANE BRACKET

Alice

 アリス

プラスチックブラケット



販売名：アリス 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：223AKBZX00062000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：株式会社JM Ortho

シンシアブレースⅡとFLI WIREの併用

Sincere BraceⅡ

ジルコニアセラミックブラケット



販売名：シンシアブレースⅡ 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号：302AKBZX00056000
医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造販売：横手精工株式会社 平鹿事業所 秋田県横手市平鹿町中吉田字下藤根34

⚠ イメージ写真となります。実際の見た目とは異なる場合がございます。ご了承ください。

お問い合わせ先はこちら

株式会社 JM Ortho

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL 03-5281-4711 FAX 03-5281-4716

ホームページの情報もご覧ください

<https://www.jmortho.co.jp/>