


Beta Titanium Archwires BENDALOY®



ベータチタニウムワイヤー “ベンダロイ”

RMO 社製ワイヤー 「BENDALOY®」が リブランディングしました！




パッケージは
パープル！

RMO 社製ワイヤー「BENDALOY® ワイヤー」がリブランディングいたしました！

「BENDALOY® ワイヤー」はニッケルを含まないチタン・モリブデン合金の矯正ワイヤーで、すぐれたバネ性があります。

また、ベンディングが容易で、トルクを入れることが可能なほか、ベンディングによる破折が少なく、複雑なベンドも付与することができます。




アーチフォームの名称が変わりました！

アーチフォームの名称が下記の通り変更になりました。

旧名称	ナチュラルアーチ
新名称	ナチュラルロングフォーム

	長さ
上顎	67mm
下顎	65mm



※長さ：正中部から片側遠心端まで

SYNERGY®
CLASS

Orthodontic Archwires

LINEUP ラインナップ一覧

パーマネント・マーキング処理

アーチワイヤーのセンターには、パーマネント・マーキング処理（上顎 3 本、下顎 1 本）が施されており、装着の際のポジショニングが容易です。

上 顎



下 顎



BENDALOY ワイヤー ナチュラルロングフォーム

サイズ (inch)	包装	商品番号	
		上顎	下顎
.016	10	W30FU016 206350348FU016	W30FL016 206350348FL016
.018	10	W30FU018 206350348FU018	W30FL018 206350348FL018
.016×.016	10	W30FU1616 206350349FU1616	W30FL1616 206350349FL1616
.016×.022	10	W30FU1622 206350349FU1622	W30FL1622 206350349FL1622
.017×.025	10	W30FU1725 206350349FU1725	W30FL1725 206350349FL1725
.019×.025	10	W30FU1925 206350349FU1925	W30FL1925 206350349FL1925
.021×.025	10	W30FU2125 206350349FU2125	W30FL2125 206350349FL2125

販売名:ベンダロイ 一般的名称:歯列矯正用ワイヤ
医療機器認証番号:21100BZY00683000 医療機器の分類:管理医療機器(クラスII)

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Inc. (アメリカ)

*仕様・価格は2026年1月21日発売時点のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。