

# SuperElastic NiTi XPress™ SE



スーパーエラスティック NiTi ワイヤー “エクスプレス SE”

2026.

NEW

1

21

WED

## RMO 社製ワイヤー新ブランド 「XPress™ SE」が誕生！

パッケージは  
ブルー！

RMO 社製ワイヤー「オーソナルワイヤー」が「XPress™ SE ワイヤー」  
としてリブランディングいたしました！

「XPress™ SE ワイヤー」は安定した柔らかい力を継続的に発揮  
する超弾性のニッケル・チタンの合金ワイヤーです。

スムーズな表面処理によりブラケットスロット内での滑りが良いため、  
ワイヤー自体の変形が少ないことも特徴です。




### アーチフォームの名称が変わりました！

アーチフォームの名称が下記の通り変更になりました。

旧名称	ナチュラルアーチ
新名称	ナチュラルフォーム

	長さ
上顎	61.2mm
下顎	56.6mm



※長さ：正中部から片側遠心端まで

SYNERGY®  
CLASS


Orthodontic Archwires

# LINEUP ラインナップ一覧

## XPress™ SE ワイヤー ナチュラルフォーム

サイズ (inch)	包装	商品番号				標準価格
		上顎		下顎		
.012	25	W11AU012	206850276AU012	W11AL012	206850276AL012	¥6,000
.014	25	W11AU014	206850276AU014	W11AL014	206850276AL014	¥6,000
.016	25	W11AU016	206850276AU016	W11AL016	206850276AL016	¥6,000
.018	25	W11AU018	206850276AU018	W11AL018	206850276AL018	¥6,000
.016×.016	25	W11AU1616	206850277AU1616	W11AL1616	206850277AL1616	¥8,500
.018×.018	25	W11AU1818	206850277AU1818	W11AL1818	206850277AL1818	¥8,500
.016×.022	25	W11AU1622	206850277AU1622	W11AL1622	206850277AL1622	¥8,500
.017×.025	25	W11AU1725	206850277AU1725	W11AL1725	206850277AL1725	¥8,500
.018×.025	25	W11AU1825	206850277AU1825	W11AL1825	206850277AL1825	¥8,500
.019×.025	25	W11AU1925	206850277AU1925	W11AL1925	206850277AL1925	¥8,500
.021×.025	25	W11AU2125	206850277AU2125	W11AL2125	206850277AL2125	¥8,500

## XPress™ SE ワイヤー リバースカーブ



XPress™ SE ワイヤー・リバースカーブはニッケル・チタン合金ワイヤーで、スムーズな表面はローフリクションにより、ワイヤー自体の変形が少なく、柔らかいフォースによりリバースカーブの効果が継続的に発揮されます。特に、咬合挙上、バイトクロージング、スペースクロージングなどの目的に適したアーチです。

サイズ (inch)	包装	商品番号				標準価格
		上顎		下顎		
.016	10	W110U016	206850278OU016	W110L016	206850278OL016	¥10,000
.018	10	W110U018	206850278OU018	W110L018	206850278OL018	¥10,000
.016×.016	10	W110U1616	206850279OU1616	W110L1616	206850279OL1616	¥11,000
.016×.022	10	W110U1622	206850279OU1622	W110L1622	206850279OL1622	¥11,000
.017×.025	10	W110U1725	206850279OU1725	W110L1725	206850279OL1725	¥11,000
.019×.025	10	W110U1925	206850279OU1925	W110L1925	206850279OL1925	¥11,000

販売名:シナジィーNiTiワイヤー 一般的名称:歯列矯正用ワイヤー  
医療機器認証番号:307AKBZX00093000 医療機器の分類:管理医療機器(クラスII)

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F  
TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716  
<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Inc. (アメリカ)