

SuperElastic NiTi XPress™ SE



スーパーエラスティック NiTi ワイヤー “エクスプレス SE”

2026.

NEW

1

21

WED

RMO 社製ワイヤー新ブランド 「XPress™ SE」が誕生！

RMO 社製ワイヤー「オーソナルワイヤー」が「XPress™ SE ワイヤー」
としてリブランディングいたしました！

「XPress™ SE ワイヤー」は安定した柔らかい力を継続的に発揮
する超弾性のニッケル・チタンの合金ワイヤーです。

スムーズな表面処理によりブラケットスロット内での滑りが良いため、
ワイヤー自体の変形が少ないことも特徴です。

パッケージは
ブルー！




アーチフォームの名称が変わりました！

アーチフォームの名称が下記の通り変更になりました。

旧名称	ナチュラルアーチ
新名称	ナチュラルフォーム

	長さ
上顎	61.2mm
下顎	56.6mm



※長さ：正中部から片側遠心端まで

SYNERGY®
CLASS


Orthodontic Archwires

LINEUP ラインナップ一覧

XPress™ SE ワイヤー ナチュラルフォーム

サイズ (inch)	包装	商品番号			
		上顎		下顎	
.012	25	W11AU012	206850276AU012	W11AL012	206850276AL012
.014	25	W11AU014	206850276AU014	W11AL014	206850276AL014
.016	25	W11AU016	206850276AU016	W11AL016	206850276AL016
.018	25	W11AU018	206850276AU018	W11AL018	206850276AL018
.016×.016	25	W11AU1616	206850277AU1616	W11AL1616	206850277AL1616
.018×.018	25	W11AU1818	206850277AU1818	W11AL1818	206850277AL1818
.016×.022	25	W11AU1622	206850277AU1622	W11AL1622	206850277AL1622
.017×.025	25	W11AU1725	206850277AU1725	W11AL1725	206850277AL1725
.018×.025	25	W11AU1825	206850277AU1825	W11AL1825	206850277AL1825
.019×.025	25	W11AU1925	206850277AU1925	W11AL1925	206850277AL1925
.021×.025	25	W11AU2125	206850277AU2125	W11AL2125	206850277AL2125

XPress™ SE ワイヤー リバースカーブ



XPress™ SE ワイヤー・リバースカーブはニッケル・チタン合金ワイヤーで、スムーズな表面はローフリクションにより、ワイヤー自体の変形が少なく、柔らかいフォースによりリバースカーブの効果が継続的に発揮されます。特に、咬合挙上、バイトクロージング、スペースクロージングなどの目的に適したアーチです。

サイズ (inch)	包装	商品番号			
		上顎		下顎	
.016	10	W110U016	206850278OU016	W110L016	206850278OL016
.018	10	W110U018	206850278OU018	W110L018	206850278OL018
.016×.016	10	W110U1616	206850279OU1616	W110L1616	206850279OL1616
.016×.022	10	W110U1622	206850279OU1622	W110L1622	206850279OL1622
.017×.025	10	W110U1725	206850279OU1725	W110L1725	206850279OL1725
.019×.025	10	W110U1925	206850279OU1925	W110L1925	206850279OL1925

販売名: シナジアーNITIワイヤー 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤー
医療機器認証番号: 307AKBZX00093000 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスII)

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716
<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Inc. (アメリカ)

*仕様・価格は2026年1月21日発売時点のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。