

EnergyPakTM

Precision Cut Elastics



RMO 社製エラスティック 「EnergyPakTM」 がリニューアルしました！

これまでの品質や原材料はそのままに、パッケージや張力をリニューアル。ラインナップも増加し、より多くの場面でご使用いただけるようになりました！
ラインナップの詳細は、裏面の製品一覧をご確認ください。



顎間ゴムスペック一覧

※表中グレーアウトの製品は弊社ではお取り扱いしておりません。

		LIGHT 2.5 oz 70g	MEDIUM 4.5 oz 125g	HEAVY 6.5 oz 185g
1/8" 3mm	○	A	B	C
3/16" 5mm	○	A	B	C
1/4" 6mm	○	A	B	C
5/16" 8mm	○	A	B	C
3/8" 10mm	○	A	B	C

Point1 仕様が変更されました！

張力とそれに対する呼称が一部変更になりました。スペックは右記の一覧表をご覧ください。

- *使用する原材料は従来品と同一です。
- *従来品と張力の標榜値が同一でないものがございます。
その場合は、近い張力のものをご利用ください。

Point2 ラインナップが追加になりました！

今までの顎間ゴムに加えて、顎外（エクストラオーラル）もご用意。また、入り数も使いやすさにこだわったものとなっています。詳細は裏面の製品一覧をご確認ください。



顎外用ゴムスペック一覧

顎外用
16.0 oz
455g

5/16" 8mm	○	E
1/2" 13mm	○	E

※注意※
RMO 社で取り扱っている製品であっても、一部弊社では取り扱いのない製品もございます。

Point3 識別アイコンが変わります！

従来品は「乗り物」をモチーフとしたキャラクターが識別アイコンでしたが、「色とアルファベットの組み合わせ」になり、より分かりやすくなりました。内径を色で、張力をアルファベットで表現しています。

内径

1/8" 3mm

3/16" 5mm

1/4" 6mm


5/16" 8mm

3/8" 10mm

張力

名称	強さ	アイコン
ライト	2.5oz/70g	A
ミディアム	4.5oz/125g	B
ヘビー	6.5oz/185g	C

<パッケージイメージ>



Lineup ラインナップ一覧

Intraoral-顎間ゴム-



包装	張力	内径	商品番号
1 袋 (100 個入) 	ライト -2.5oz/70g- A	3/16" 5mm	J01501-1 20635059015011
		1/4" 6mm	J01502-1 20635059015021
		5/16" 8mm	J01503-1 20635059015031
		3/8" 10mm	J01504-1 20635059015041
	ミディアム -4.5oz/125g- B	1/8" 3mm	J01507-1 20635059015071
		3/16" 5mm	J01508-1 20635059015081
		1/4" 6mm	J01509-1 20635059015091
		5/16" 8mm	J01510-1 20635059015101
		3/8" 10mm	J01511-1 20635059015111
1 箱 (50 袋入) 	ライト -2.5oz/70g- A	3/16" 5mm	J01501 2063505911501
		1/4" 6mm	J01502 2063505911502
		5/16" 8mm	J01503 2063505911503
		3/8" 10mm	J01504 2063505911504
	ミディアム -4.5oz/125g- B	1/8" 3mm	J01507 2063505911507
		3/16" 5mm	J01508 2063505911508
		1/4" 6mm	J01509 2063505911509
		5/16" 8mm	J01510 2063505911510
		3/8" 10mm	J01511 2063505911511
10 袋 (1 袋 : 100 個入) 	ヘビー -6.5oz/185g- C	1/8" 3mm	J01512T 2063505921512T
		3/16" 5mm	J01513T 2063505921513T
		1/4" 6mm	J01514T 2063505921514T
		5/16" 8mm	J01515T 2063505921515T

※ヘビーは 10 袋入のみのご用意となります。

Extraoral-顎外用エラスティック-



包装	張力	内径	商品番号
30 袋 (1 袋 : 50 個入)	顎外用 -16.0oz/455g- E	5/16" 8mm	J01586 206350593
		1/2" 13mm	J01587 206350594

販売名:矯正用エラスティック 一般的名称:歯列矯正用エラスチック器材 医療機器認証番号:15500BZY01975000 医療機器の分類:管理医療機器(クラスII)

ElasticPlacer-エラスティックプレーサー-

エラスティックプレーサーは、患者さんが口腔内でエラスティックを装着する際の負担を軽減するサポートツールです。



包装	商品番号
100 本入	J00560 206350595

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Inc. (アメリカ)

*仕様・価格は2026年2月24日発売時点のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。