

第2回目 生理的な機能咬合を考慮した矯正実習コース

ワイヤーベンディング実習準備器材


2026年5月16日(土)・17日(日)開催



白数先生考案 パーティカルループ&
ステップバンドプライヤー
特別価格 各¥20,790-
(詳細は裏面にて)



バードビークプライヤー
30-314T
特別価格 ¥17,000-



ホローチョッププライヤー 60006
特別価格 ¥13,000-




ゴムメタルアーチャーレット CUTGMAT
特別価格 ¥26,550-




フラットカッター 45020
特別価格 ¥12,000-



機能的咬合構築を目指す
不正咬合の矯正治療 DSP001
特別価格 ¥19,000-



バーティカルループ&ステップバンドブライヤーは GEAW system を達成させるために考案された GUMMETAL ワイヤ専用の屈曲ブライヤーです。それぞれのブライヤーで Short Form と Regular Form の高さが違うので、2本を組み合わせることで1mm~3mm 刻みでステップの差をつけることができます。



GEAW SYSTEM

GUMMETAL Edgewise Arch wire

CUTVLSB1

Short Form 2.5 mm

Regular Form 3.5 mm

COMBINATION (regular & short form)

Upper

Lower