

chivita


ーチヴィターー

ちいさな審美ブラケット！


JM Ortho のシングルブラケットシリーズ審美ブラケット！



chivita




KSB018



KSB018LW




point1 ー透明度の高いポリアミド樹脂を採用ー



提供：名古屋矯正歯科診療所様

透明度の高いクリスタブレースシリーズと同材料を採用し、コンパクトでありながら強度と審美性を兼ね備えたシングルブラケットを目指しました。ガラスと同等の透過性と屈折率を有しており、患者さんの歯の色調に同化し、目立ちにくいことも特長です。メタルフリーで金属アレルギーの方にもご使用いただけます。

point2 ー安定した接着カー



ダブルテイルベース！

●ワイドなベース

近遠心幅は小さいですが、切端ー歯頸部幅をワイドに設計したことで、クリスタブレースと同等*の接着力を実現しました。

*引張試験による結果


●ダブルテイルベースの採用

ダブルテイルベースを採用し、接着材の種類に左右されることなく安定した接着力を発揮します。

point3 ー叢生の強いケースにー

近遠心幅を小さく設計し、前歯部の舌側転位など狭いエリアに使用することが可能です。

結紮用 O リング、またはリガチャーワイヤーでも結紮が可能です。



提供：名古屋矯正歯科診療所様

商品名	トルク	スパン	ハイト	スロットサイズ	商品番号	包装：10個入
シングルブラケット chivita	0°	1.5mm	1.8mm	.018"×.025"	SBC018	206880193


販売名：クリスタブレース 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号：222AGBZX00149000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）

Related Products

ワンピースシングルブラケットシリーズ

●ワンピースシングルブラケット

スタンダードタイプのシングルブラケットです。



*スロットサイズ:
KSB018 : .018"×.025"
KSB022 : .022"×.026"
*ステンレススティール製


包装：10個入

商品番号	
KSB018	206860170
KSB022	206860298

*写真はKSB018です。

●ワンピースシングルブラケットロングウイングワイドベース

ウイングを長くすることで、リングレットなどを引っ掛けやすくしました。また、ベース面積を広げたことで接着力もアップしています。



*スロットサイズ:
KSB018LW : .018"×.025"
*ステンレススティール製

包装：10個入

商品番号	
KSB018LW	206860408

販売名：ボンディングブラケット 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
医療機器認証番号：151008ZZ01314000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社カンノ 〒270-0128 千葉県流山市おおたかの森西 3-3-8

ブラケットプレーシングツイザー (チタン製)

ステンレス製よりも軽く、錆びにくいチタン製のピンセットです。

チタン製のため磁性を帯びることがなく、先端がブラケットウイングに収まる細さのため、良好な操作性を実現します。



商品番号	
60-829	206860069

*緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

販売名：ブラケットプレーシングツイザー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ
医療機器届出番号：09B2X00010000140 医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）
製造販売：株式会社シオダ 〒321-0517 栃木県那須烏山市東原 53

ブラケットポジショニングツイザー

時計など精密機械用として使用されている#7ピンセットの形をそのままに、歯科用に柄を長くして持ちやすく、使いやすくなりました。



商品番号	
GMP7	206850579

販売名：ブラケットポジショニングツイザー 一般的名称：歯科矯正用プライヤ
医療機器届出番号：09B2X00010000345 医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）
製造販売：株式会社シオダ 〒321-0517 栃木県那須烏山市東原 53

プリフォームドリガチャーワイヤー



硬度がデッドソフト（軟性）で、精密にプリフォーム加工されているため、スピーディーに結紮できます。ステンレススティール製です。

サイズ (inch)	包装	商品番号
.008	1000	E00700 206350457E700
.009		E00701 206350457E701
.010		E00702 206350457E702
.011		E00703 206350457E703
.012		E00704 206350457E704
.010	250	E00702-1 206350456

販売名：矯正用結さつ材 一般的名称：歯列矯正用結さつ材
医療機器認証番号：301AKBZX00068000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社JM Ortho 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F

O-リングリガチャー



熱硬化性ポリウレタン製リガチャー用O-リングで、専用インスツルメント（クイックリガチャープレーサー）で容易に装着できます。

包装：500個入


色	商品番号
クリアー	K-2 206350749C
グレー	K-2G 206350749GR

販売名：カラーリングレット 一般的名称：歯列矯正用エラストック器材
医療機器認証番号：205008ZZ01136000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社ポリマー技研 岩見沢事業所 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町 129-18

タフオーシリーズ


●タフオー

独自の熱可塑性ポリウレタンを採用し、硬く結紮力が強いことが特長です。経時的応力低下が少なく、優れた耐久性を発揮します。



●タフオーライト

タフオーに比べ約10%柔らかくなり、操作性が向上しました。琥珀色に近い色合いで、天然歯にマッチします。素材はタフオーと同じく熱可塑性ポリウレタンを採用。



包装：20粒30本入

商品名	商品番号
タフオー	TO-N 206350752
タフオーライト	TO-NL 206350310

販売名：カラーリングレット (TPU) 一般的名称：歯列矯正用エラストック器材
医療機器認証番号：225AKBZX00097000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII）
製造販売：株式会社ポリマー技研 岩見沢事業所 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町 129-18

【発売】株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F
T: 03-5281-4711 F: 03-5281-4716 <https://www.jmortho.co.jp/>

*仕様・価格は2026年4月21日現在のものです。*消費税は含まれておりません。*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。

【製造販売】株式会社モリタデンタルプロダクツ

〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382-11