

# Stainless Steel TRU-CHROME®



ステンレススティールワイヤー “ツルクローム”

## RMO 社製ワイヤー 「TRU-CHROME®」が リブランディングしました！

2025.  
12  
23日  
NEW

パッケージは  
グリーン！

RMO 社製ワイヤー「TRU-CHROME® ワイヤー」がリブランディングいたしました！

「TRU-CHROME® ワイヤー」は安定した品質と厳格な品質管理に基づいて製造されたステンレスワイヤーです。

用途により弾力性（レジリエンス）が設定されており、臨床に適した仕様になっています。また、ワイヤーに熱を加えることにより、屈曲操作によって生じた内部ひずみを取り除くことができます。


アーチフォームは、ナチュラルロングフォーム、ユーロフォーム、スタンダードフォームの3種類をご用意しております。



### アーチフォームの名称が変わりました！


各アーチフォームの名称が下記の通り変更になりました。

旧名称	ナチュラルアーチ
新名称	ナチュラルロングフォーム




	長さ
上顎	67.0mm
下顎	65.0mm

旧名称	アイディアルアーチ
新名称	ユーロフォーム



	長さ
上顎	64.8mm
下顎	59.7mm

旧名称	アーチブランクス
新名称	スタンダードフォーム



	長さ
上顎	73.0mm
下顎	73.0mm

※長さ：正中部から片側遠心端まで

SYNERGY®  
CLASS

Orthodontic Archwires

# LINEUP ラインナップ一覧

## TRU-CHROME ワイヤー ナチュラルロングフォーム

サイズ (inch)	包装	商品番号			
		上顎		下顎	
.014	25	W20FU014	206350410FU014	W20FL014	206350410FL014
.016	25	W20FU016	206350410FU016	W20FL016	206350410FL016
.018	25	W20FU018	206350410FU018	W20FL018	206350410FL018
.016×.016	25	W20FU1616	206350411FU1616	W20FL1616	206350411FL1616
.018×.018	25	W20FU1818	206350411FU1818	W20FL1818	206350411FL1818
.016×.022	25	W20FU1622	206350411FU1622	W20FL1622	206350411FL1622
.017×.025	25	W20FU1725	206350411FU1725	W20FL1725	206350411FL1725
.018×.025	25	W20FU1825	206350411FU1825	W20FL1825	206350411FL1825
.019×.025	25	W20FU1925	206350411FU1925	W20FL1925	206350411FL1925
.021×.025	25	W20FU2125	206350411FU2125	W20FL2125	206350411FL2125

## TRU-CHROME ワイヤー ユーロフォーム

サイズ (inch)	包装	商品番号			
		上顎		下顎	
.014	25	W20BU014	206350404BU014	W20BL014	206350404BL014
.016	25	W20BU016	206350404BU016	W20BL016	206350404BL016
.018	25	W20BU018	206350404BU018	W20BL018	206350404BL018
.016×.016	25	W20BU1616	206350405BU1616	W20BL1616	206350405BL1616
.018×.018	25	W20BU1818	206350405BU1818	W20BL1818	206350405BL1818
.016×.022	25	W20BU1622	206350405BU1622	W20BL1622	206350405BL1622
.017×.025	25	W20BU1725	206350405BU1725	W20BL1725	206350405BL1725
.018×.025	25	W20BU1825	206350405BU1825	W20BL1825	206350405BL1825
.019×.025	25	W20BU1925	206350405BU1925	W20BL1925	206350405BL1925
.021×.025	25	W20BU2125	206350405BU2125	W20BL2125	206350405BL2125

## TRU-CHROME ワイヤー スタンダードフォーム

サイズ (inch)	包装	商品番号			
		上顎		下顎	
.016	25	W20EU016	206350407EU016	W20EL016	206350407EL016
.018	25	W20EU018	206350407EU018	W20EL018	206350407EL018
.020	25	W20EU020	206350407EU020	W20EL020	206350407EL020
.016×.016	25	W20EU1616	206350408EU1616	W20EL1616	206350408EL1616
.016×.022	25	W20EU1622	206350408EU1622	W20EL1622	206350408EL1622
.017×.025	25	W20EU1725	206350408EU1725	W20EL1725	206350408EL1725
.018×.025	25	W20EU1825	206350408EU1825	W20EL1825	206350408EL1825
.019×.025	25	W20EU1925	206350408EU1925	W20EL1925	206350408EL1925

※緑字の商品番号は取り寄せ商品です。

販売名:歯列矯正用ステンレスワイヤー 一般的名称:歯列矯正用ワイヤ  
医療機器認証番号:301AKBZX00059000 医療機器の分類:管理医療機器(クラスII)

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Inc. (アメリカ)

\*仕様・価格は2026年5月20日発売時点のものです。 \*消費税は含まれておりません。 \*デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。