



P R O D U C T C A T A L O G



ご あ い さ つ

弊社は 1973 年の創立以来 50 年以上にわたり、矯正歯科医療の発展とともに歩んでまいりました。

当初は海外製品を日本に紹介することを目的に創業されましたが、その後も日本の事情にマッチした海外製品のラインアップを充実させると同時に、国内の大学や臨床の先生方、メーカーとの連携により画期的な商品開発にも取り組み、日本だけでなく世界の矯正歯科医療界に革新的な製品をお届けしてきました。

近年、デジタル技術の発展によって大きな変革の波が矯正歯科医療界にも押し寄せてきています。弊社ではこのような変化がプラスになることと前向きに捉え、今後も新技術に積極的に取り組みながらも今まで培ったノウハウを基に先生方、そして患者さま方にとってのベストなソリューションを提供し続けて行くことによって持続的な成長を続けていきたいと考えております。

このたび改訂いたしました本カタログでは、国内外の約 4000 品目を掲載し充実した品揃えになっておりますが、近年製品のライフサイクルが非常に短くなり、追加や変更が常に起こりうる状況となっております。弊社ウェブサイトには更に詳しい最新情報を載せておりますので、併せてご利用いただきますようお願いいたします。

2026 年 8 月吉日

株式会社 JM Ortho
代表取締役社長 森田晴夫

1963年	(株)モリタが1933年創業の矯正器材メーカーの老舗 Rocky Mountain Orthodontics の日本総販売代理店として販売活動を開始。 当時のメイン商品の1つが、「スポットウェルダ-660型」で、2026年後継機の800型になった。 スポットウェルダ-つきのユニットを製造し歯科大学及び大学歯学部矯正科に納入をする。	2003年	セラミックブラケット「シグネチャーⅢ」発売。 矯正用リテーナー洗浄剤「リテーナーシャイン顆粒」発売。
1970年	歯面に直接ブラケットを接着する革新的なテクニック(DBS)が、「オルソマイト」の開発で確立される。	2004年	3歳児からの反対咬合治療用筋機能訓練装置「ムーシールド」を発売し、早期治療の情報及び器材を提供。
1973年	Rocky Mountain Orthodontics と(株)モリタとの合併会社として(株)ロッキーマウンテンモリタを(株)モリタ社内(銀座)に設立、森田福男代表取締役就任。	2005年	柳澤宗光先生の「ムーシールドの臨床応用」セミナー開催。 スポットウェルダ-700型発売。 Dr.Thomas F Mulligan を招聘「歯牙移動のメカニクス」セミナー開催。 睡眠時のブラキシズムを測る「ブラックスチェッカーシステム」発売。 神奈川歯科大教授佐藤貞雄先生の「ブラキシズムと生理咬合」セミナー開催。
1975年	(株)モリタとともに台東区上野に移転。	2007年	ハイプレスの流れを汲むジルコニアセラミックブラケット「シンシアプレス」発売。
1977年	Dr. Robert M. Ricketts の日本講演会「Advanced course in orthodontic philosophy」を開催し、バイオプログレッシブ診断の普及・研究活動に一貫して積極的に協力する。	2008年	反対咬合の早期初期治療シンポジウム開催。
1978年	加圧成型器「バイオスター」輸入販売を開始。以降改良が続けられ2016年から7代目のバイオスター。	2009年	「セルフリンガルブラケットシステム KSL」発売。
1982年	「オルソマイト・スーパーボンド」を発売。同年 DBS の治療効率を高め、術者の省力化をはかる「プレプライムドブラケット」を発売。 大阪に営業所を開設(モリタ船場支店)。	2010年	「ゴムメタル」発売。豊田中央研究所開発の TiNb 系合金から矯正用ワイヤーを開発。 神奈川歯科大学 長谷川信先生の「新素材で変わる治療コンセプト」セミナー開催。
1983年	神田淡路町に移転。2012年まで本社とする。	2011年	ポリウレタン製ブラケット「アリス」発売。 歯列矯正用咬合誘導装置「マルチファミリー」発売。 Dr.Bruno を招聘し、「筋機能装置を用いた不正咬合早期治療」を開催。 「FLI クリア」「FLI ツイン」「FLI チューブ」発売。
1983年	高分子化学の先端を行く熱硬化性パワーチェーン「F.M. リングレット」を発売。	2012年	「ゴムメタルホワイトワイヤー」発売。 「FLI ワイヤー」発売。 Dr.Echarri を招聘し、「CA システム」セミナーを開催。 「CA システム」発売。 「スーパーボンド オルソマイトセット」が復活。 創立40周年を機に本社を神田駿河台に移転。
1985年	コンピュータによる顎顔面成長予測と患者管理プログラム「COA システム」を発売。 この日本初のコンピュータソフトは、2013年 COA5へとバージョンアップされている。	2014年	「LC オルソマイト」発売。 ISO13485取得(ゴムメタルの輸出について)。
1985年	早期治療に使用できる「3D リンガルアーチシステム」を導入。	2016年	ISO13485取得(本社)。 「i-station」発売。
1985年	月刊「矯正臨床ジャーナル」創刊、総発売元として同誌の普及につとめる。 書籍の販売にとどまらず、自社出版も手がけるのは情報の提供を重視する一連の活動である。	2018年	RMO Inc との合併契約解消にともない、「株式会社ロッキーマウンテンモリタ」から「株式会社 JM Ortho」となる。
1985年	顎口腔機能解析装置「SAM システム」の輸入販売を開始。	2019年	「S-line」「C-line」発売。
1989年	ジルコニアセラミックブラケット「ハイプレス」発売。2005年販売終了。	2020年	「ゴムメタルフロッシュ」「ゴムメタル Type II」発売。
1989年	ウィーン大学歯学部長 Prof. Rudolf Slavicek を招聘し「顎咬合機能の解析法」講演会を開催。	2021年	親会社である(株)モリタがデンツプライシロナ(株)那須工場を譲り受け、(株)モリタデンタルプロダクツを設立。 承継された矯正製品の取り扱いを当社が開始。
1990年	神奈川歯科大学助教授佐藤貞雄先生の「SAM システムコース」開催。以後継続して開催。	2022年	森田晴夫 代表取締役会長、佐藤雅彦 代表取締役社長就任。 i-station の後継となる「i-station α」発売。 「CA Pro+」発売。
1991年	福岡に福岡営業所を開設。	2023年	株式会社ロッキーマウンテンモリタから創業50周年を迎える。 「クリスタプレス7 MBT タイプ」発売。 「タイニロイワイヤー ナノホワイト アソート」発売。 クリップタイプのセルフライゲータリングブラケット「A-line」発売。
1992年	より汎用性の高い矯正用接着材「MCP ボンド」発売。現在では当たり前になった DBS に、一貫して関与。	2024年	森田晴夫が代表取締役会長兼社長に就任。 「chivita」発売。 ムーシールド販売20周年記念。 「筋機能矯正装置臨床応用シンポジウム」開催。
1993年	国内の優秀なアイデアを採用して摩擦の少ない「シナジーブラケット」発売。現在では全世界で評価されている。 「ソフトリテーナーボンド」発売。 吉井修先生の「ソフトリテーナー」セミナー開催。	2025年	「バイオプラスト XTREME」発売。 「AxioPrisa」「AxioSnapMount」発売。
1995年	矯正用ホルマリン殺菌器「ホルホープ ASK-450R」発売。 2004年に「ホルステリ12RM」発売。 2008年に「ホルステリ20RM」発売。	2026年	「Musashi」発売。 歯科用スポット溶接器「Spotwelder 800」発売。
1996年	「グレイスブラケット」発売。 森田福男会長、森田晴夫代表取締役就任。		
2000年	森田晴夫会長、山崎裕代表取締役就任。		
2002年	高齢者の矯正を提唱されるオスロ大学歯科矯正学教授 Prof. Bjorn Zachrisson を招聘。「今日治療の新しい考え方・一生素敵な笑顔を保つためには」セミナー開催。		

アライナーシート UNIQ+ pd



アライナー矯正の素材研究から改良された 共重合ポリエステル系樹脂製アライナー用単層プレート

- ✓シングルレイヤーでありながら、長く適度な矯正力の維持を実現！
- ✓シングルレイヤーのため、レイヤー間の剥離の心配不要！
- ✓個包装により、気泡発生等のリスクを最大限抑制！



保護シートできれいな装置

プレートの片面に保護シートがついているため、模型の汚れや樹脂模型使用時の残留物質の装置側への転移を防ぎます。
不要な場合は、成型前にはがすことも可能です。



治療中も安定した品質

原材料の改良・研究により、高い耐久性を有しており、シングルレイヤーであるため、レイヤー間の剥離を憂慮する必要はありません。また、プレートは個包装になっているため、開封後すぐに使用することで、吸湿による気泡発生等のリスクを最大限抑えることが可能です。
＊個包装開封後は15分以内に使用してください。

サイズ(mm)	色・形	包装	商品番号	
0.5×125	クリアー○	10枚	3651	206360260
0.625×125	クリアー○	10枚	3652	206360261
0.75×125	クリアー○	10枚	3653	206360262

医療機器認証番号 308AKBZX00014000 管理

エナジーパック



RMO社製エラスティック 「EnergyPak™」がリニューアルしました！

これまでの品質や原材料はそのままに、パッケージや張力をリニューアル。
ラインナップも増加し、より多くの場面でご使用いただけるようになりました！

商品の詳細は
こちら▼



仕様が変更になりました！

- 張力とそれに対する呼称が一部変更になりました！
- ＊使用する原材料は従来品と同一です。
 - ＊従来品と張力の標榜値が同一でない場合がございます。
- その場合は、近い張力のものをご利用ください。

※注意※

RMO社で取り扱っている製品であっても、弊社では取り扱いのない製品も一部ございます。

識別アイコンが変わりました！

従来品は「乗り物」をモチーフとしたキャラクターが識別アイコンでしたが、「色とアルファベットの組み合わせ」になり、より分かりやすくなりました。内径を色で、張力をアルファベットで表現しています。

医療機器認証番号 15500BZY01975000 管理

詳しくは P136 へ！ ➡

エラスティックプレーサー

エラスティックプレーサーは、患者さんが口腔内でエラスティックを装着する際の負担を軽減するサポートツールです。



詳しくは P136 へ！ ➡


Spotwelder 800

スポットウェルダー800は、「スポット溶接」と「ワイヤーの熱処理」の2つの機能を備えた歯科用溶接器です。



スポット溶接モード

歯科用チューブとバンドの溶接などに使用するモードです。
まずは低いパワーで仮着（仮留め）した後、パワーを強くして複数箇所を本着することで固定します。



ワイヤーの熱処理モード

オプション品のヒートトリートメントテーブルを器体上面にセットし、ワイヤーを挟んでトグルスイッチ（またはフットスイッチ）を押すことで熱処理をすることが可能です。

詳しくは P222 へ！

仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
寸法	164 (W) × 265 (D) × 157 (H) mm
重量	5.7kg
付属品	電源コード (3Pプラグ仕様)、六角レンチ (3mm)、取扱説明書、保証書

医療機器届出番号 13B2X00107000049 一般

A-line ディボンディングプライヤー

先端が「A-line」のベース下部と接着面の間に入り込む設計で、抵抗なく容易に撤去することができます。



商品番号	
DBP002	206350465

医療機器届出番号 13B2X00107000050 一般

RMO 社製アーチワイヤー各種

RMO 社製アーチワイヤーがリブランディングしました！



●対象商品

- ・GHOSTワイヤー-SS/NiTi (旧FLIワイヤー)*1
- ・エルジロイアーチワイヤー*2
- ・ツルクロームワイヤー*3
- ・エクスプレスSEワイヤー (旧オーソソルワイヤー)*4
- ・トランスフォームHAワイヤー (旧サーマロイワイヤー)*4
- ・ペンダロイワイヤー*5
- ・フレックスVIII ナチュラルフォーム*3

- *1 医療機器認証番号 224AKBZX00093000 管理 (NiTi)
医療機器認証番号 224AKBZX00103000 管理 (SS)
- *2 医療機器認証番号 301AKBZX00046000 管理
- *3 医療機器認証番号 301AKBZX00059000 管理
- *4 医療機器認証番号 307AKBZX00093000 管理
- *5 医療機器認証番号 21100BZY00683000 管理

- ※1 旧商品からアーチフォームの名称が変更されました。
- ※2 フレックスVIIIナチュラルフォームは従来のアーチ形状と異なります。

旧商品との
商品番号
対照表は
こちらから



ポリアミドユーティリティフック Musashi

Polyamide Utility Hook
Musashi
— ムサシ —



Musashi(ムサシ)は、ポリアミド樹脂を使用した審美的なユーティリティフックです。

汎用性の高い「二刀流」設計！

エラスティック、F.M.リングレットを同時に引っ掛けることができる「二刀流」形状に設計し、アライナー・リンガル・ラビアルを問わず、幅広い症例に適用できます。



エラスティック(4oz 1/4)使用
臨床写真提供: GOSI 矯正歯科様



F.M.リングレット(LXiIV)使用
臨床写真提供: GOSI 矯正歯科様

引っ掛けやすい形状を追求

ベース面とフックの間に十分な空間を確保し、患者さんがエラスティックゴムを簡単に引っ掛けられるよう設計しました。



アライナーとの併用例
臨床写真提供: GOSI 矯正歯科様

商品番号	包装	
PUM	10	206880197

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

ムーシールドによる反対咬合の早期初期治療 筋機能訓練装置



前著「月刊 柳澤宗光」をベースに、「ムーシールド」のコンセプトや治療の実例などを最新の知見に基づいてアップデートしています。「ムーシールド・CLⅢ」「ムーシールド・ムタン」のケースプレゼンテーションも追加され、さらに充実の内容になっています。

著 者: 柳澤宗光、柳澤百子
規 格: A4判、124ページ
発 行: デンタルダイヤモンド社
商品番号: DD001 208990278

書籍の詳細は
こちらから！



鼻呼吸機能と反対咬合 - 機能は形態を変える - メカニクス編



鼻呼吸を起点とする包括的治療プロトコルを体系化した実践書

著 者: 菊地 誠
規 格: A4判、フルカラー、336ページ
発 行: 東京臨床出版
商品番号: TORIN62 206860539

書籍の詳細は
こちらから！



顔貌を考えたデジタル外科矯正プランニング入門



外科的矯正治療のための三次元デジタルプランニングを体系的にまとめた初の入門書

著 者: 古谷忠典、名取晶子、水谷匡佑、茶谷竜仁、葭葉清香、宇塚聡、宮脇剛司、鶴木三郎、亀井和利、新井嘉則
規 格: A4判、フルカラー、234ページ
発 行: 東京臨床出版
商品番号: TORIN63 206860728

書籍の詳細は
こちらから！



マルチ-DB (ディープバイト)

筋機能矯正装置 Multi-P2 の新ラインナップ

Multi-DB[®]

For Deep Bite

対象年齢: 9~13歳

(混合歯列期: 下顎犬歯もしくは上顎第一小臼歯が生えかわった頃)

使用目的: 前歯部と小臼歯の萌出誘導

萌出ガイダンス: 中切歯・側切歯・犬歯・小臼歯

NEW

前歯部補強用コア

プレスホール

挙上された咬合平面

モノブロック
(一体形成)

口腔前庭シールド

For Deep Bite

包装: 1個入

	サイズ	(mm)				Short タイプ		L	(mm)			Long タイプ		上顎側切歯 遠心間 (mm)	下顎側切歯 遠心間 (mm)
		L	W	H	商品番号	商品番号	商品番号		L	W	H	商品番号	商品番号		
Narrow	35	45	56	21	XPNLS35R	206860125S35R		50	57	21		XPNLL35R	206860125L35R	30.5-31.7	23.1-23.9
Low Volume	40	47	58	22	XPNLS40R	206860125S40R		53	59	22		XPNLL40R	206860125L40R	31.8-33.0	24.0-24.8
	45	47	62	22	XPNLS45R	206860125S45R		53	63	22		XPNLL45R	206860125L45R	33.1-34.4	24.9-25.7
	50	48	64	23	XPNLS50R	206860125S50R		55	66	23		XPNLL50R	206860125L50R	34.5-35.7	25.8-26.7
	55	49	66	24	XPNLS55R	206860125S55R		56	68	24		XPNLL55R	206860125L55R	35.8-37.1	26.8-27.7
	60	51	64	24	XPNLS60R	206860125S60R		57	65	24		XPNLL60R	206860125L60R	37.2-38.5	27.8-28.7
	65	52	67	25	XPNLS65R	206860125S65R		59	68	25		XPNLL65R	206860125L65R	38.6-39.9	28.8-29.7
	70	53	69	26	XPNLS70R	206860125S70R		60	70	26		XPNLL70R	206860125L70R	40.0-41.4	29.8-30.8


※アーチ幅は「Narrow (ナロー)」、臼歯部の厚みは「Low Volume」のみのご用意となります。

医療機器認証番号 223AKBZX00129000 管理

C-HOOKシリーズ 大臼歯用 .022

C-HOOK ブラケット

C-HOOK Bracket



C-HOOK ブラケット大臼歯用

C-HOOK シリーズの C-HOOK ブラケットに
大臼歯用 .022 が加わりました!

大臼歯の歯体移動に適したツインブラケットタイプです。大臼歯の近心移動時、アンカースクリューから直接牽引しても、歯冠の近心傾斜が生じにくくなりました。スロットサイズ .018×.025もご用意しております。

スロットサイズ	包装	商品番号	
.022×.028	①	10 DBSH022MB1	2068607291
	②	10 DBSH022MB2	2068607292

医療機器認証番号 20100BZZ00309000 管理

詳しくは P138 へ! ➡


ワイドビューアー

片手で簡単に装着でき、臼歯部まで広い術野を確保できる、装着感のやさしい開口器です。



ワイドビューアーの
お取り扱いを再開しました!

※商品番号が変更となりました。



サイズ	材質	包装	商品番号	
L サイズ (一般用)	ポリプロピレン	2	WVL	206850234L
S サイズ (小児用)	ポリプロピレン	2	WVS	206850234S
アソート	ポリプロピレン	S、L 各1	WVA	206850234ASS

JM Ortho Corporation

Orthodontic Products

2025-2027

製造販売業者：株式会社JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

主な取引先と製品例

RMO	アメリカ	ブラケット、チューブ、バンド、ワイヤー
ショイデンタル	ドイツ	バイオスターシステム
グレートレイクス	アメリカ	フェイスクリップ、ヘッドギア
SAM	ドイツ	咬合器
RMO Europe	フランス	マルチファミリー
G&H	アメリカ	NiTiワイヤー
オーソケア	台湾	オーソフロス
Savaria-Dent	ハンガリー	U-コンセプト
BIOCETEC	韓国	S-line、C-line、A-line
丸エム製作所	日本	ゴムメタル
日東電気株式会社	日本	Spotwelder 800

当社取扱製品国内製造販売業者（あいうえお順）

株式会社 アスカメディカル	〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目2-12-10	ホルステリ
有限会社ウィルデント	〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-7-22	ネットキャップ、チンキャップ
株式会社カンノ	〒270-0128 千葉県流山市おおたかの森西3-3-8	ブラケット、チューブ
有限会社齋藤歯研工業所	〒520-0524 滋賀県大津市和邇今宿817-1	テクノフレックス
サンメディカル株式会社	〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2	スーパーボンドオールソマイト
株式会社シオダ	〒321-0517 栃木県那須烏山市東原53	インスツルメント
下村石膏株式会社	〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町32-1	オーソマックス、オーソソープ
中村デンタル株式会社	〒173-0027 東京都板橋区南町59-2	ストリッピングコントラアングル
株式会社ニッシン	〒621-0001 京都府亀岡市旭町樋ノ口88	オーソクリスタル
株式会社バイオデント	〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19	ムーシールド・CLⅢ、ムーシールド・ムータン
株式会社アルファメッド	〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4	インスツルメント
フジデンタル株式会社	〒114-0015 東京都北区中里2-14-8	インスツルメント
プレミアムプラスジャパン株式会社	〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F	口角鉤
株式会社ポリマー技研 岩見沢事業所	〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町129-18	F.M.リングレット、F.M.スーパースレッド
マニー株式会社	〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3	IPR用ダイヤバー
メディカルエルスト株式会社	〒113-0034 東京都文京区湯島2-17-5	i-station α
株式会社モリタ	〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18	カートリッジディスペンシングガンⅡ
株式会社モリタデンタルプロダクツ	〒324-0036 栃木県大田原市下石上1382-11	ブラケット、チューブ、ワイヤー
横手精工株式会社 平鹿事業所	〒013-0106 秋田県横手市平鹿町中吉田字下藤根34	シンシアブレースⅡ、KBTブラケット
株式会社吉田製作所	〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6	トルクコントロール
リンカイ株式会社	〒160-0012 東京都新宿区南元町19 信濃町外苑ビル3階	オドントシル
株式会社YDM	〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28	インスツルメント
株式会社若吉製作所	〒916-0005 福井県鯖江市杉本町36-2	GMアタッチメント
富士フイルム 富山化学株式会社	〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング	オラブラ液体包帯口腔用



JM ORTHO ウェブサイト
<https://www.jmortho.co.jp/>

- 製品情報やカタログを掲載
- セミナーや各種イベントなどのお知らせもリアルタイムで更新中



JM ORTHO 公式YouTubeチャンネル

JM Ortho 動画



製品情報や使用方法、装置製作のヒントなど、動画ならではのコンテンツをご用意しております!



JM ORTHO 公式Xアカウント

当社ウェブサイトや公式 YouTube チャンネルの更新情報、当社関連イベントのご案内などを発信します!

Follow Us on X!!

X @jm_ortho



2025→2027 CONTENTS

01	BRACKETS		ブラケット	P11
02	TUBES		チューブ	P57
03	BANDS		バンド	P71
04	WIRES		ワイヤー	P77
05	EARLY TREATMENT		アーリートリートメント	P109
06	INTRAORAL/ EXTRAORAL		口腔内・外補助装置	P133
07	EXPANSION SCREWS		エキスパンションスクリュー	P147
08	i-station α		アイ ステーション α	P151
09	SUPPLIES		サプライ	P157
10	INSTRUMENT		インスツルメント	P169
11	BIOSTAR SYSTEM		バイオスターシステム	P193
12	LABORATORY PRODUCTS		技工関連製品	P207
13	EQUIPMENT		機器・器具	P219
14	SAM SYSTEM		SAMシステム	P223
15	COA SOFTWARE		矯正分析ソフトウェア	P237
16	BOOKS		書籍	P245
17	INDEX		索引・その他	P251

BRACKETS

TUBES

BANDS

WIRES

EARLY
TREATMENT

INTRAORAL
EXTRAORAL

EXPANSION
SCREWS

i-station α

SUPPLIES

INSTRUMENTS

BIOSTAR
SYSTEM

LABORATORY
PRODUCTS

EQUIPMENT

SAM
SYSTEM

COA
SOFTWARE

BOOKS

INDEX

ご利用に際して

本誌は(株)JM Orthoの取扱商品を網羅した総合カタログですが、一部の付属品や部品は掲載されていません。掲載商品には、メーカーの製造中止や標準価格の改定等があります。また、輸入商品、国内生産商品には、輸入・製造に日数を要する商品があります。詳細につきましては、(株)JM Orthoにご照会ください。

掲載商品は特段の記載がない限り2026年8月21日付価格を基準に編集いたしました。

メーカー希望小売価格と発表されている商品も標準価格と記載しています。

本誌は、大きく16分類に分け、各商品は使用目的別に収載しています。巻末の索引は商品名別・商品番号別で掲載しておりますので商品検索にご利用ください。

メーカーによっては改良のため、仕様、承認番号、認証番号又は届出番号、外観や包装の変更、製造中止、輸入中止等、予告なく変更される場合があります。

表示方法や単位などの仕様は、概寸またはメーカー発表の標準寸法を表し、寸法許容差はメーカーにより異なりますので予めご了承ください。また、カラーは印刷インクの関係上、現物と異なる場合があります。

スペースの都合により、詳細の説明を省略した商品があります。商品によっては詳しいカタログを準備をしているものがあります。

掲載の商品には、商品番号および標準価格、モリタ品目コードを表示しています。ご用命の際にご利用ください。なお標準価格は、特段の記載がない限り2026年8月21日現在の税別価格です。

【 】内表示は、メーカー発表の患者様参考価格です。(税別価格)

本来医療機器製造販売承認(認証・届出)番号と書くべきところ、本カタログでは医療機器承認(認証・届出)番号と省略しております。

クラス分類表示については、高度管理医療機器クラスⅢは『高度』、管理医療機器クラスⅡは『管理』、一般医療機器クラスⅠは『一般』、特定保守管理医療機器は『特管』、その他表記の無いものは医療機器非該当品(雑品)です。また、261ページからは薬事関連情報一覧を掲載しています。

製品に取扱説明書等の添付がある場合は、ご使用いただく前に必ずお読みください。

当社は、最新の注意事項等情報(電子添文)を医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトに掲載しています。初回購入時等、使用前には必ず注意事項等情報をご確認ください。なお、総合カタログ掲載品のうち、製造販売業者が当社である製品の注意事項等情報は当社ウェブサイトにも掲載しています。内容に変更があった場合には当社ウェブサイトのトップページにてお知らせを掲載いたします。

表示例

- メーカー名
- 商品名 本例ではアリスブラケットスタンダードタイプC02020
- 商品番号(JM Orthoに直接ご連絡いただくときはこの番号をご使用ください。)本例ではC02020
- 標準価格
- モリタ品目コード(グレーの斜体で記載しています)
- 取り寄せ商品の場合は商品番号を緑色で記載しています

アリスブラケット プラスティックブラケット

RMO

アリス (スタンダードタイプ)				標準価格 ¥5,600 ー 包装: 10個	
	スパン (mm)	Right/Left	.018スロット	.022スロット	
1 1	3.9	R/L	C02000 2068604442000	C02020 2068604442020	
2 2	3.3	R/L	C02002 2002	C02022 2022	
3 3	3.3	R/L	C02004 2004	C02024 2024	