

EnergyPak[™]
Precision Cut ElasticsRMO 社製エラスティック
「EnergyPak[™]」がリニューアルしました！

これまでの品質や原材料はそのままに、パッケージや張力をリニューアル。ラインナップも増加し、より多くの場面でご使用いただけるようになりました！
ラインナップの詳細は、裏面の製品一覧をご確認ください。



Point 1 仕様が変わりました！

張力とそれに対する呼称が一部変更になりました。スペックは右記の一覧表をご覧ください。

- *使用する原材料は旧品と同一です。
- *旧品と張力の標榜値が同一でないものがございます。
その場合は、近い張力のものをご利用ください。

※注意※—リニューアルに伴い張力規格が変更となりました—

リニューアル後の顎間ゴムは、旧品と同じ張力名称を採用しておりますが、張力値が変更されています。

ご採用の際は、必ず**張力値**をご確認ください。

例) 【旧品】張力 HEAVY : **3.5oz/4.5oz**

【現行品】張力 HEAVY : **6.5oz**

旧品 HEAVY の代替品をお探しの際は、
張力 A(2.5oz) もしくは B(4.5oz) からお選びください。

Point 2 識別アイコンが変わります！

旧品は「乗り物」をモチーフとしたキャラクターが識別アイコンでしたが、「色とアルファベットの組み合わせ」になり、より分かりやすくなりました。
内径を色で、張力をアルファベットで表現しています。

内径

1/8" 3mm

3/16" 5mm

1/4" 6mm

5/16" 8mm

3/8" 10mm

張力

名称	強さ	アイコン
ライト	2.5oz/70g	A
ミディアム	4.5oz/125g	B
ヘビー	6.5oz/185g	C

顎間ゴムスペック一覧

		LIGHT 2.5 oz 70g	MEDIUM 4.5 oz 125g	HEAVY 6.5 oz 185g
1/8" 3mm	○	A	B	C
3/16" 5mm	○	A	B	C
1/4" 6mm	○	A	B	C
5/16" 8mm	○	A	B	C
3/8" 10mm	○	A	B	C

※注意※
RMO 社で取り扱っている製品であっても、
一部弊社では取り扱いのない製品もございます。

Point 3 ラインナップが追加になりました！

今までの顎間ゴムに加えて、顎外（エクストラオーラル）もご用意。また、入り数も使いやすさにこだわったものとなっています。詳細は裏面の製品一覧をご確認ください。
包装イメージにつきましては、JM Ortho 公式 web サイトをご覧ください。

<パッケージイメージ>

例) 1/4" (6mm) ミディアム (4.5oz/125g) の場合



顎外用ゴムスペック一覧

		顎外用 16.0 oz 455g
5/16" 8mm	○	E
1/2" 13mm	○	E

Lineup ラインナップ一覧

Intraoral Light&Mediumー顎間ゴム ライト/ミディウムー



内径	張力	包装	商品番号
1/8" 3mm ●	ミディウム -4.5oz/125g- B	1 箱 (50 袋入)	J01507 2063505911507
		1 袋 (100 粒入)	J01507-1 20635059015071
3/16" 5mm ●	ライト -2.5oz/70g- A	1 箱 (50 袋入)	J01501 2063505911501
		1 袋 (100 粒入)	J01501-1 20635059015011
	ミディウム -4.5oz/125g- B	1 箱 (50 袋入)	J01508 2063505911508
		1 袋 (100 粒入)	J01508-1 20635059015081
1/4" 6mm ●	ライト -2.5oz/70g- A	1 箱 (50 袋入)	J01502 2063505911502
		1 袋 (100 粒入)	J01502-1 20635059015021
	ミディウム -4.5oz/125g- B	1 箱 (50 袋入)	J01509 2063505911509
		1 袋 (100 粒入)	J01509-1 20635059015091
5/16" 8mm ●	ライト -2.5oz/70g- A	1 箱 (50 袋入)	J01503 2063505911503
		1 袋 (100 粒入)	J01503-1 20635059015031
	ミディウム -4.5oz/125g- B	1 箱 (50 袋入)	J01510 2063505911510
		1 袋 (100 粒入)	J01510-1 20635059015101
3/8" 10mm ●	ライト -2.5oz/70g- A	1 箱 (50 袋入)	J01504 2063505911504
		1 袋 (100 粒入)	J01504-1 20635059015041
	ミディウム -4.5oz/125g- B	1 箱 (50 袋入)	J01511 2063505911511
		1 袋 (100 粒入)	J01511-1 20635059015111

Intraoral Heavyー顎間ゴム ヘビーー



内径	張力	包装	商品番号
1/8" 3mm ●	ヘビー -6.5oz/185g- C	10 袋 (1 袋 : 100 粒入)	J01512T 2063505921512T
3/16" 5mm ●			J01513T 2063505921513T
1/4" 6mm ●			J01514T 2063505921514T
5/16" 8mm ●			J01515T 2063505921515T

※ヘビーは 10 袋入のみのご用意となります。

Extraoralー顎外用エラスティックー



内径	張力	包装	商品番号
5/16" 8mm ●	顎外用 -16.0oz/455g-E	30 袋 (1 袋 : 50 粒入)	J01586 206350593
1/2" 13mm ●			J01587 206350594

販売名:矯正用エラスティック 一般的名称:歯列矯正用エラスチック器材 医療機器認証番号:15500BZY01975000 医療機器の分類:管理医療機器(クラスII)

ElasticPlacerーエラスティックプレーサーー

エラスティックプレーサーは、患者さんが口腔内でエラスティックを装着する際の負担を軽減するサポートツールです。



包装	商品番号
100 本入	J00560 206350595

【製造販売】

株式会社 JM Ortho

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F

TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716

<https://www.jmortho.co.jp/>

【輸入元】

RMO Inc. (アメリカ)

*仕様・価格は2026年8月21日発売時点のものです。 *消費税は含まれておりません。 *デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。